

Rapport comparatif SleepWorks – Tableau comparatif des événements

Le **rapport comparatif de notations** fournit des informations permettant de comparer deux ensembles de notations d'une étude de sommeil. Le présent guide aidera l'utilisateur à lire le **tableau comparatif des événements**.

De manière générale, lorsque l'on consulte ce tableau ou d'autres tableaux du rapport de comparaison, il faut comprendre que les rangées correspondent aux notations de l'utilisateur apparaissant sur la gauche et les colonnes correspondent aux notations de l'utilisateur apparaissant en haut du tableau (voir la Figure 1).

		Tech Two Events								
		-Not Marked-	Arousal	Artifact	Bruxism	Limb Movement	Obstructive Hypopnea	Oxygen Desaturation	Snoring	Tachycardia
Tech One Events	-Not Marked-	0	47	0	1	20	0	13	0	2
	Arousal	46	18	0	0	4	0	1	0	0
	Artifact	19	3	0	0	3	0	0	0	0
	Bruxism	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Limb Movement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obstructive Hypopnea	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oxygen Desaturation	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Snoring	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tachycardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figure 1 – Exemple de tableau comparatif des événements

En ce qui concerne la **Figure 1** ci-dessus, pour évaluer les événements de désaturation en oxygène du « Tech One » [Technicien n° 1] : Suivez la rangée **Oxygen Desaturation** [Désaturation en oxygène] de gauche à droite. Le total de cette rangée (1, dans ce cas) correspond au nombre total de désaturations en oxygène notées par le technicien n° 1.

Notez que le 1 est affiché en **rouge** à l'endroit où la rangée **Oxygen Desaturation** [Désaturation en oxygène] et la colonne **Oxygen Desaturation** [Désaturation en oxygène] se croisent. Cela indique que les deux techniciens ont tous deux noté l'événement de désaturation : ils sont d'accord sur cet événement.

Suite à la page suivante

		Tech Two Events								
Tech One Events		-Not Marked-	Arousal	Artifact	Bruxism	Limb Movement	Obstructive Hypopnea	Oxygen Desaturation	Snoring	Tachycardia
	-Not Marked-	0	47	0	1	20	0	13	0	2
	Arousal	46	18	0	0	4	0	1	0	0
	Artifact	19	3	0	0	3	0	0	0	0
	Bruxism	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Limb Movement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obstructive Hypopnea	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oxygen Desaturation	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Snoring	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tachycardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figure 2 – Exemple de tableau comparatif des événements

Dans la **Figure 2**, évaluez les **Arousal** [Réveil] du « Tech One » [Technicien n° 1] et comparez-les à ceux du « Tech Two » [Technicien n° 2].

- En observant la rangée **Arousal** [Réveil], on remarque que le total de cette rangée (69) représente le nombre total de **réveils** signalés par le technicien n° 1.
- À présent, en lisant la rangée de gauche à droite, on remarque que le nombre 46 apparaît dans la rangée **Arousal** [Réveil] de la colonne – **Not Marked** – [Non signalé]. Ce nombre indique que sur les 69 réveils signalés par le technicien n° 1, 46 d’entre eux n’ont pas été signalés par le technicien n° 2.
- Vers la droite, on remarque que la rangée **Arousal** [Réveil] et la colonne **Arousal** [Réveil] se croisent et que le nombre est affiché en **rouge**. Ce nombre (18) indique le nombre de réveils qui ont été signalés par les deux techniciens (approximativement au même endroit dans l’étude – les événements se chevauchent ou sont signalés à 2 secondes près).
- Plus loin dans la rangée **Arousal** [Réveil], on remarque le numéro 4 dans la colonne **Limb Movement** [Mouvement des membres]. Ce nombre indique que sur le nombre total de réveils (69) signalés par le technicien n° 1, 4 d’entre eux ont été signalés comme ‘mouvements des membres’ par le technicien n° 2 (c.à.d. que le technicien n° 2 a signalé un mouvement des membres 4 fois à des endroits de l’étude où le technicien n° 1 a signalé un réveil).

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête. Vous.

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 026241.02

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com