




Externí baterie Natus

Návod k použití:



Natus Medical Incorporated
Obchodní název Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Kanada
Tel.: +1 905-829-5300
Webové stránky: natus.com



Zástupce / dovozce pro EU
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irsko



Rx only



Číslo dílu souvisejícího výrobku:

Číslo dílu	Popis
021255	Externí baterie s obalem
019755	Napájecí zdroj externí baterie
019756	Kabel externí baterie Quantum

Copyright © 2021 Natus Medical Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Všechny názvy výrobků v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami vlastněnými, licencovanými, propagovanými nebo šířenými společnostmi Natus Medical Incorporated a jejími dceřinými či sesterskými společnostmi.

CaviWipes je ochrannou známkou společnosti Metrex Research, LLC. Sani-Cloth je registrovanou ochrannou známkou společnosti PDI, Inc.

1 Úvod

1.1 Popis

Externí baterii Natus tvoří tři části:

- dobíjecí externí baterie;
- napájecí adaptér používaný k dobíjení externí baterie;
- kabel Quantum, který připojuje baterii k odbočnému boxu Natus Quantum během jeho používání v ambulantním režimu. Kabel slouží k připojení k odbočnému boxu namísto kabelu, kterým je k boxu připojena základní jednotka.

Externí baterie obsahuje indikátory LED, které ukazují úroveň nabití, stisknete-li příslušné tlačítko.

1.2 Zamýšlené použití

Externí baterie je určena k použití jako příslušenství s přístrojem EEG Natus nebo s přístroji s více výstupy pro monitorování spánku, např. zesilovači Quantum® nebo ambulantními sestavami Trex™ HD, když jsou tyto produkty používány v ambulantním režimu. Umožňuje prodloužit dobu záznamu.

1.3 Zamýšlení uživatelé a cílová skupina pacientů

Externí baterie je určena k používání vyškolenými zdravotnickými odborníky a je navržena k použití v klinickém prostředí zahrnujícím nemocniční pokoje, jednotky monitorování epilepsie, jednotky intenzivní péče a operační sály. Lze ji použít u pacientů každého věku, není však určena k použití u nenarozeného plodu.

1.4 Zdravotnické přínosy

Prodloužení doby záznamu během ambulantního provedení EEG nebo spánkových studií umožňuje sběr většího množství dat. Zdravotnickým přínosem pro pacienty je lepší diagnostika.

1.5 Kontraindikace a vedlejší účinky

Nejsou známy žádné kontraindikace ani vedlejší účinky pro použití externí baterie.

1.6 Nezbytná funkčnost

Externí baterie zajišťuje nepřetržitý provoz odbočného boxu, je-li použit v ambulantním režimu. Uživatel může vyměnit baterie, aby ještě více prodloužil dobu záznamu.

1.7 Princip fungování externí baterie

Před použitím externí baterie u pacienta musí uživatel zajistit její nabití pomocí napájecího zdroje externí baterie.

Při přechodu na ambulantní režim je nabitá baterie připojena k odbočnému boxu, který uloží údaje do své vnitřní paměti.



1.7.1 Postupná ztráta nezbytné funkčnosti

Profesionální zdravotničtí pracovníci mohou pozorovat postupnou ztrátu nezbytné funkčnosti. V takových případech zkontrolujte následující:


- kabely;
- externí baterii, zvláště VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ napájecí konektor;
- úroveň nabití po nabíjení (podle tohoto manuálu).

Pokud zpozorujete problémy nebo jakékoli jiné neobvyklé chování sestavy, obraťte se na technickou podporu společnosti Natus.

1.8 Konvence značení v návodu

V návodu se používají různé symboly a typografické značení. Následující tabulka je názorně zobrazuje a popisuje jejich významy a funkce.

Značka/ Konvence značení	Popis/funkce
	Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by mohlo dojít k lehkému či středně těžkému zranění nebo k hmotným škodám. <ul style="list-style-type: none">• Poučení o tom, jak nebezpečné situaci zabránit.
	Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by mohlo dojít k usmrcení či vážnému zranění osob. <ul style="list-style-type: none">• Poučení o tom, jak nebezpečné situaci zabránit.

Značka/ Konvence značení	Popis/funkce
	Poznámka obsahující důležité doplňkové informace.
Tučné písmo	Názvy ovládacích kláves, kláves s funkcemi, možností a označení jsou vytištěny tučně. Tučný text se rovněž používá ke zdůraznění důležitých názvů či myšlenek.
<i>Kurzíva</i>	Kurzíva se používá v legendách a popiscích.

2 Výstrahy a předběžná opatření

	<p>Nesprávně vyrovnané kolíky mohou při zapnutí napájení poškodit součásti sestavy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schémata zapojení najdete v uživatelském a servisním manuálu Natus Quantum.
	<p>Přebíjení baterie může vést k požáru, zranění nebo poškození baterie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Používejte pouze napájecí zdroj externí baterie Quantum.
	<p>Nedostatečné větrání během použití baterie může vést k požáru, zranění nebo poškození baterie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Baterii nabíjejte pouze v čistých, dobře větraných místech, kde nehrozí nebezpečí.
	<p>Neoprávněná úprava nebo servis může vést ke ztrátě bezpečnosti, funkce a výkonu zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
	<p>Čištění ve chvíli, kdy je zařízení připojeno k zesilovači nebo nabíječce, může způsobit elektrický šok.</p> <ul style="list-style-type: none"> Před čištěním zařízení odpojte.
	<p>Použití roztoků na bázi ropy či acetonu nebo jiných silných rozpouštědel k čištění sestavy může vést ke ztrátě bezpečnosti, funkce a výkonu zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> Přečtěte si pokyny k čištění.
	<p>Součásti sestavy ponořené do kapalin nebo kapalinou potřísněné mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nerozprašujte na zařízení kapaliny, nenechávejte je na ně odkapávat ani je do nich neponořujte.
	<p>Pád zařízení na zem nebo jeho poškození při přepravě či použití může vést ke ztrátě funkčnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zařízení před každým použitím prohlédněte a v případě, že je poškozené, je nepoužívejte.



Je-li baterie nevhodně zlikvidována nebo spálena, může dojít ke zranění nebo ke znečištění životního prostředí.

- Přečtěte si pokyny k likvidaci.

3 Bezpečnostní shoda a shoda s normami



3.1 Dodržované normy a normativní reference

Externí baterie byla navržena tak, aby splňovala následující národní a mezinárodní normy.

Tabulka 1 – Dodržované bezpečnostní normy a normativní reference


<ul style="list-style-type: none">• CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1: 14(R2018)• ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012• IEC 60601-1:2005 + C1:2006 + C2:2007 + A1:2012, vydání 3.1• CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013	Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
ČSN EN 60601-1-2, vydání 4.0	Zdravotnické elektrické přístroje – část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky a zkoušky
ČSN EN 62133-2:2017	Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy
ČSN EN ISO 10993-1:2018	Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika
ETSI EN 300 019-2-1	Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí – Skladování
ETSI EN 300 019-2-2	Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení – Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí – Přeprava
ASTM D4169-16	Standardní postup při testování odolnosti přepravních kontejnerů a sestav vůči chvění

4 Technické údaje: Externí baterie

Technický údaj	Hodnoty
Velikost (cm)	7,0 x 12,1 x 2,5 (Š x V x H)
Hmotnost	< 300 g
Indikátory LED	1 indikátor nabíjení; 4 indikátory stavu
Kapacita	Nominální 6,6 AH
Napájecí napětí	12 V
Doba nabíjení	300 min (5 hodin)
Nominální výstupní napětí	7,2 V
Certifikace	IEC-62133 a UL 2054
Specifikace prostředí	
Provozní podmínky	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota: +10 °C až +30 °C (+50 °F až +86 °F) • Relativní vlhkost: 30 % až 75 % • Atmosférický tlak: 700 hPa až 1 060 hPa
Skladovací podmínky	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota: -25 °C až +60 °C (-13 °F až +140 °F) • Relativní vlhkost: 10 % až 95 % • Atmosférický tlak: 500 hPa až 1 060 hPa
Symbol	Popis
	Externí baterie se nabíjí.
	Stav nabití baterie. Tato značka spolu se čtyřmi indikátory LED nalevo od tlačítka pro obnovu ukazuje stav nabití baterie. Podrobné informace o nabíjení najdete v části Indikátory LED externí baterie .


5 Obrázky a popis produktu

5.1 Externí baterie





Obr. 1 – externí baterie

5.2 Napájecí zdroj externí baterie



Obr. 2 – Napájecí zdroj externí baterie

5.3 Kably Trex HD a odbočného boxu Quantum

Kabel externí baterie Trex HD, PN 019727	
Kabel externí baterie Quantum, PN 019756	

6 Použití externí baterie

6.1 Nabíjení externí baterie

1. Zkontrolujte baterii. Najdete-li na ní jakékoliv praskliny nebo poškození, nenabíjejte ji. Vhodným způsobem baterii zlikvidujte a nahraďte jinou.
2. Baterie a napájecí zdroje skladujte na chladném, dobře větraném místě bez částic nebo jiných látek znečišťujících vzduch.
3. Připojte napájecí kabel do zdroje střídavého napětí (110–220 V).
4. Vložte zástrčku z napájecího zdroje do konektoru na baterii. Otočením plastové objímky ji zajistíte na místě. Zahájí se nabíjení.
5. Indikátory LED umístěné pod ikonou nabíjení při nabíjení svítí a ukazují stav nabití. Další podrobné informace o nabíjení najdete v části [Indikátory LED externí baterie](#).
6. Nabíjení je ukončeno, pokud se žlutá barva indikátoru LED změní na zelenou.



Doba nabíjení na úplnou kapacitu je zhruba 5 hodin.

6.2 Externí baterie a podrobné údaje o nabíjení

Baterie umožňuje zhruba 500 cyklů nabití/vybití v průběhu dvouleté očekávané životnosti. Životnost baterie se výrazně sníží, je-li vystavena nadměrně vysokým/nízkým teplotám.

- Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než 0 °C (32 °F). Nechte baterii nejprve ohřát na pokojovou teplotu.
- Optimální teplota nabíjení baterie je 20 °C až 25 °C (68 °F až 77 °F). Teploty nabíjení mimo tento rozsah snižují životnost a kapacitu baterie.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, musí před použitím projít cyklem nabití-vybití-nabití, aby se kalibroval plynoměr.
- Doba provozu se sníží při provozu v extrémních teplotách okolí a v důsledku přirozeného stárnutí baterie.

6.3 Použití externí baterie při záznamu v ambulantním režimu

Externí baterie se připojuje k odbočnému boxu v ambulantním režimu a umožňuje delší trvání analýzy.



Doporučujeme, aby byla baterie před každým použitím nabita na plnou kapacitu.

Následující schéma ukazuje, jak externí baterie napájí odbočný box při zahájení ambulantního záznamu.

Pohotovostní / připojený režim



Stacionární → ambulantní přechod

1. Odpojte odbočný box ze základní jednotky Natus (Quantum) nebo z akviziční jednotky (Trex HD).
2. Připojte plně nabitou externí baterii k odbočnému boxu pomocí příslušného kabelu.
3. Návod na umístění externí baterie do příslušného pouzdra najdete v uživatelském návodu Quantum nebo Trex HD.

Ambulantní / odpojený režim



Základní
jednotka Natus

Externí
akumulátorový
modul



Pokud externí baterie dodává energii odbočnému boxu, zelený indikátor LED vnějšího napájení svítí.

6.4 Indikátory LED externí baterie

Procenta zbývající kapacity baterie můžete vidět na konci jednotky, když je připojena k odbočnému boxu. Počet svítících indikátorů LED udává kapacitu baterie.

Je-li baterie nabíjena, stav nabití bude zobrazen stejnými čtyřmi (4) indikátory LED.

Stav baterie	Stav indikátorů
75–100 %	Čtyři indikátory
50–75 %	Tři indikátory
25–50 %	Dva indikátory
1–25 %	Jeden indikátor
0 %	Žádný indikátor

Stav baterie	Stav indikátorů
Probíhající nabíjení	Žlutě zbarvený indikátor nabíjení
Dokončené nabíjení	Zeleně zbarvený indikátor nabíjení

Pokud baterie není připojena k odbočnému boxu, stav nabití baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka pro obnovu.



POZNÁMKA: Aby byla zachována životnost baterie, stavové indikátory LED se vypínají při napájení odbočného boxu a během skladování. Indikátory lze znovu aktivovat stisknutím tlačítka pro obnovu.



POZNÁMKA: Při nečinnosti nebo skladování externí baterie se spotřebovává jen málo energie. Doporučujeme, aby byla baterie použita do 24 hodin po nabití na plnou kapacitu. Delší skladování nebo doba nečinnosti může snížit životnost baterie během provozu.

6.5 Odpojení externí baterie

Chcete-li odpojit baterii:

1. Otočením plastové objímky odjistíte kabel napájecího zdroje.
2. Vysuňte zástrčku napájecího zdroje z konektoru baterie.
3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky ve zdi.

6.6 Skladování externí baterie

Pro maximalizaci kapacity baterie skladujte baterie připojené k napájecímu zdroji na chladném suchém místě, které je chráněno před expozicí nebezpečnými znečišťujícími látkami. Eventuálně lze baterie skladovat také odpojené od napájecího zdroje.

7 Údržba



Při čištění externí baterie se ujistěte, že k ní není připojen žádný kabel.

Aby externí baterie zůstávala v dobrém provozním stavu, dodržujte rozvrh pravidelné uživatelem prováděné údržby. Pravidelná údržba prováděná uživatelem nezahrnuje přístup do vnitřní části externí baterie. V případě servisních potíží, které vyžadují nápravnou údržbu a/nebo servis vnitřních součástí, se obraťte na technickou podporu společnosti Natus nebo kontaktujte vašeho místního zástupce společnosti Natus.

7.1 Čištění



1. Viditelné znečištění odstraňte pomocí čisticích ubrousků, například CaviWipes™ či Sani-Cloth®.
2. Otřete zařízení hadříkem nepouštějícím vlákna a nechte oschnout na vzduchu.
3. Postup čištění musí být v souladu s pokyny vyhlášenými vašim zdravotnickým zařízením. Uživatel/obsluha musí zařízení vyčistit po každém použití.

7.2 Likvidace

Společnost Natus se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie o nakládání s OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení) z roku 2014. Podle těchto směrnic musí být elektrický a elektronický odpad shromažďován samostatně za účelem správného zpracování a obnovy, aby bylo zajištěno, že OEEZ budou opětovně použita nebo bezpečně recyklována. V souladu s tímto závazkem může společnost Natus přenést povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nedošlo k uzavření jiných dohod. Chcete-li získat podrobnosti ohledně systémů sběru a recyklace dostupných ve vašem regionu, kontaktujte nás na stránce natus.com.

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s OEEZ nenakládá správně. Proto i koncoví uživatelé hrají důležitou roli ve snaze zajistit, aby OEEZ byla znovu použita a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí vyhazovat OEEZ společně s dalším odpadem. Uživatelé musí používat systém obecních skládek nebo postupovat podle nařízení o zpětném sběru výrobcem/dovozcem nebo využívat autorizované přepravce odpadu. Sníží se tak škodlivý dopad na životní prostředí, který se pojí s vyhazováním elektrických a elektronických zařízení, a zvýší možnosti opětovného použití, recyklace a obnovení elektrických a elektronických zařízení určených k likvidaci.

Zařízení označená níže uvedeným symbolem přeškrtnuté popelnice na komunální odpad jsou elektrická a elektronická zařízení. Tento symbol přeškrtnuté popelnice značí, že se elektrická a elektronická zařízení určená k likvidaci nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se odvážet samostatně.



8 Řešení potíží

8.1 Seznam řešení potíží



Prohlédněte kabely.



Zkontrolujte přívod napájení externí baterie.

9 Zřeknutí se odpovědnosti

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být ohlášen společnosti Natus Medical Incorporated, obchodní název Excel-Tech Ltd. (Xltek) a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatel nebo pacient sídlí.

Elektronickou kopii tohoto dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Natus.

10 Pokyny k přístupu k elektronickému návodu k použití (eIFU)





Kopie návodu k použití ve formátu PDF se nachází v související oblasti produktu:







- Neurologie: <https://neuro.natus.com/neuro-support>







Vyhledejte řetězec „Natus External Battery Pack IFU“ (viz výrobní číslo produktu) a vyberte verzi návodu k použití odpovídající vašemu jazyku.

Soubory lze vytisknout, uložit nebo vyhledat pomocí programu Adobe Reader. Kopii programu Adobe Reader lze stáhnout přímo od společnosti Adobe Systems (www.adobe.com).

11 Slovník značek

Značka	Odkaz na normu	Název normy	Název symbolu	Vysvětlení
Medical Device	Není relevantní	Není relevantní	Označení zdravotnického prostředku	Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem.
Rx only	21 CFR část 801.109 (b)(1)	Označení prostředků na předpis	Pouze na předpis	Označuje, že je výrobek povolen k prodeji pouze na žádost oprávněného zdravotnického pracovníka nebo na jeho předpis.
	ISO 15223-1 Symbol 5.4.5 (referenční příloha B k všeobecnému symbolu zákazu)	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Není vyrobeno z latexu z přírodního kaučuku.	Označuje, že zdravotnický prostředek není vyroben z latexu z přírodního kaučuku.
	2012/19/EU	Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ)	Zásady likvidace výrobku po skončení provozní životnosti	Označuje, že se elektrická a elektronická zařízení určená k vyřazení nemají likvidovat společně s netříděným odpadem, ale musí se shromažďovat samostatně.
	ISO 15223-1 Symbol 5.1.1	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Výrobce	Označuje výrobce zdravotnického prostředku.
	ISO 15223-1 Symbol 5.1.2	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství	Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství.

Značka	Odkaz na normu	Název normy	Název symbolu	Vysvětlení
	ISO 15223-1 Symbol 5.1.3	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Datum výroby	Označuje datum, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.
	ISO 15223-1 Symbol 5.1.5	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Kód dávky	Označuje kód dávky výrobce kvůli možnosti identifikace dávky nebo šarže.
	ČSN EN ISO 15223-1 Symbol 5.1.7	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Výrobní číslo	Označuje výrobní číslo výrobku kvůli možnosti identifikace specifického zdravotnického prostředku.
	ČSN EN ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Katalogové číslo	Označuje katalogové číslo výrobku za účelem možnosti identifikace zdravotnického prostředku.
 natus.com	ČSN EN ISO 15223-1 Symbol 5.4.3 Příloha A č. A.15	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Čtete návod k použití.	Označuje, že je nutné, aby se uživatel seznámil s elektronickým návodem k použití.
	ČSN EN 60601-1 Tabulka D.2 č. 10	Zdravotnické elektrické přístroje – část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost	Postupujte podle návodu k použití.	Přečtěte si návod/příručku k použití. POZNÁMKA „Postupujte podle návodu k použití“ na ZDRAVOTNICKÉM VYBAVENÍ

Značka	Odkaz na normu	Název normy	Název symbolu	Vysvětlení
	ČSN EN ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Upozornění	Označuje, že je nutné, aby se uživatel seznámil s návodem k použití a s důležitými informacemi ohledně varování a bezpečnostních opatření, jež nemohou být z nejrůznějších důvodů uvedena přímo na zdravotnickém prostředku.
	ČSN EN 60601-1 Tabulka D.1 č. 10	Zdravotnické elektrické přístroje – část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost		
	ČSN EN 60601-1 Tabulka D.2 č. 2	Zdravotnické elektrické přístroje – část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost	Všeobecný výstražný symbol	Označuje nebezpečí možného zranění pacienta či obsluhy.
	MDR 2017/745	Nařízení EU o zdravotnických prostředcích	Označení CE	Označuje splnění požadavků evropských technických norem.
	ČSN EN ISO 15223-1 Symbol 5.3.7	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Omezení teploty	Označuje meze (skladovacích) teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.
	ČSN EN ISO 15223-1 Symbol 5.3.8	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Omezení vlhkosti	Označuje rozsah (skladovací) vlhkosti, kterému může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.
	ČSN EN ISO 15223-1 Symbol 5.3.9	Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky	Omezení atmosférického tlaku	Udává horní a dolní limit přípustného atmosférického tlaku pro přepravu a skladování.

034148-CS Rev 02 04/2021