

MADSEN Zodiac
Diagnostic & Clinical
Bağımsız
Kullanıcı Kılavuzu

Belge no7-50-1700-TR/04

Parça no7-50-17000-TR

Telif hakkı uyarısı

Üretici, GN Otometrics A/S'in üretici tarafından onaylanarak kullanıma sunulan klavuzları yayınlamasına izin vermektedir.

© 2016, 2018 GN Otometrics A/S. Tüm hakları saklıdır. ® Otometrics, Otometrics Ikon, AURICAL, MADSEN, ICS ve HORTMANN ABD ve/veya diğer ülkelerde GN Otometrics A/S bünyesindeki tescilli ticari markalar veya ticari markalardır.

Sürüm tarihi

03.04.2018 (182438)

Teknik destek

Lütfen tedarikçinizle irtibata geçin.

İçindekiler Tablosu

1 Genel bakış	4
2 Kullanım amacı	5
3 Ambalajı açma	6
4 Kurulum	6
5 Zodiac problemler	10
6 Diagnostic ve Clinical ön panel	15
7 Zodiac menüsü	18
8 Özel testler	19
9 Zodiac Diagnostic ya da Clinical - Bağımsız ile test etme	20
10 MADSEN Zodiac cihazında test sonuçlarının yönetimi	33
11 Zodiac üzerinden yazdırma ve veri Transferi	34
12 Sorun Giderme	34
13 Servis, temizleme ve kalibrasyon	35
14 Teknik özellikler	40
15 Standartlar ve uyarılar	50
16 Diğer referanslar	53
17 Üretici	54

1 Genel bakış

MADSEN ZodiacEmitans testi için kompakt bir cihazdır.

MADSEN Zodiac Diagnostic ve Clinical ile Bağımsız



Bkz. [Zodiac Diagnostic ya da Clinical - Bağımsız ile test etme](#) ► 20

MADSEN Zodiac Kullanımı

Dahili tuş takımı ve ekran kullanarak tek bir ünite olarak çalıştırılabilirsiniz Zodiac veya OTOSuite Emitans yazılım modülünü kullanıyorsanız ekran görevi gören OTOSuite Emitans modülüyle PC'nin klavyesini ve faresini kullanarak Zodiacçalıştırılabilirsiniz.

Not • Zodiac'i OTOSuite üzerinden kontrol ediyorsanız, bkz. MADSEN Zodiac Diagnostic & Clinical PC-tabanlı Kullanıcı Kılavuzu.

Problar

MADSEN Zodiac aşağıdaki problemleri destekler:

- Elde taşınabilir Quick Check prob
- İki tanı probu türü Classic ve Comfort
- Kontralateral dahili kulaklık veya TDH-39.

Desteklenen testleri

Yapılandırmaya bağlı olarak, Zodiac aşağıdaki testleri ve fonksiyonları destekler:

- Timpanometri
- Refleks Tarama
- Refleks Eşiği
- Refleks Azalması
- ETF-I (Östaki Borusu İşlevi - İntakt)
- ETF-P (Östaki Borusu İşlevi - Perfore)
- Admitans Kaydı (birden fazla kullanım, örn. açık östaki borusu ölçümü, harici uyaranlı akustik refleks)
- Manuel Timpanometri

MADSEN Zodiac - OTOSuite ara yüz

MADSEN Zodiac OTOSuiteEmitans Modülü ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. NOAH ile uyumlu olan OTOSuiteEmitans modülünden test yapabilir, test sonuçlarını izleyebilir, Kullanıcı Testleri oluşturabilir, veri kaydedebilir, dışa aktarabilir ve rapor yazdırabilirsiniz.

Noah

Noah Sistemi hastaları yönetmek, işitme testi uygulamalarını ve fitting yazılımını başlatmak ve odyolojik test sonuçlarını saklamak için kullanılan bir HİMSA ürünüdür. MADSEN Zodiac test sonuçlarını OTOSuite kullanarak Noah veri tabanında saklayabilirsiniz.

'ten Test Sonuçlarını Yazdırma

MADSEN Zodiac'in bazı versiyonlarında yazdırma test sonucu için dahili termal yazıcı bulunur. MADSEN Zodiac, OTOSuite emitans yazılım modülü ile bağlantılı olarak kullanıldığında test sonuçları OTOSuite raporları olarak yazdırılmak üzere OTOSuite'e aktarılabilir.

2 Kullanım amacı

MADSEN Zodiac harici işitsel kanal içerisindeki hava basıncını değiştirmek için tasarlanmış bir işitsel empedans test cihazıdır ve orta kulağın fonksiyonel durumunu değerlendirmek için kulak zarı hareketlilik özelliklerini ölçer ve bunu grafiğe döker. Cihaz, sağlam ve delinmiş kulak zarları için uygulanan östaki borusu fonksiyon testinde olduğu gibi, aynı zamanda akustik refleks eşliği ve çürüme testi için de kullanılır.

Kullanıcılar: bebek, çocuk ve yetişkinlerin işitme testlerini yapan odyologlar, KBB'ciler ve diğer sağlık uzmanları.

Kullanım: klinik, tanısal ve tarama timpanometrisi ve refleks ölçümleri.

MADSEN Zodiac, klinik ve tarama amaçları açısından son derece etkili olan teknolojileri kullanır. Orta kulağın mekanik yanıtını ölçen timpanometri ve akustik refleks ölçümleri, ilgili fizyolojik yapıların düzgün çalışıp çalışmadığına ilişkin değerlendirmenin temelini oluşturur.

Kontraendikasyonlar

İkaz • Hasta testten dolayı rahatsızlanırsa testi durdurun. Test derhal kesilir. Halihazırda ölçülen sonuçlar saklanır.

İkaz • Kulak kanalına bakın. Probu yerleştirmeden önce dış kulağın durumunu değerlendirmek amacıyla otoskopi yapmanız şiddetle önerilir. Kulak kanalı tıkalı ise test sonucunu etkileyebilir. Gerekirse kulak kanalını temizleyin. Temizleme işleminden veya mumun kaldırılmasından sonra hastanın kulağında sıvı kalmadığından emin olun.

İkaz • Aşağıdaki belirtileri gösteren hastalar üzerinde tıbbi doktorun onayı olmadan test işlemi gerçekleştirilmemelidir:

- Kulakta akıntı varsa
- Hasta, yakın zamanda orta kulak ameliyatı olmuşsa
- Kulak kanalı tıkalıysa
- Hastada akut travma varsa
- Hasta ciddi bir rahatsızlık geçiriyorsa

- *Hasta kulak çınlaması veya hiperakuzi belirtileri sergiliyorsa, ki bu durumda akustik refleks ölçümleri için aşırı yüksek sesli akustik uyarıcı kullanmaktan kaçınılmalıdır.*

2.1 Tipografik kurallar

İkaz, Dikkat ve Notların kullanımı

Dikkatinizi cihazın veya güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir amaçlı ifadeler kullanılmaktadır:

İkaz • *Kullanıcı veya hasta açısından ölüm ya da ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.*

Dikkat • *Kullanıcı veya hasta açısından yaralanma ve cihaz veya veri için zarar riski olduğunu belirtir.*

Not • *Özel dikkat sarfetmeniz gerektiğini belirtir.*

Kullanıcı belgelerinin ücretsiz bir kopyasına sahip olmak için Otometrics (www.otometrics.com) ile iletişime geçin.

3 Ambalajı açma

1. Cihaz ambalajını dikkatli açın.
Cihaz ve aksesuarları ambalajından çıkardığınızda, teslim edildiği paket malzemelerini saklamak iyi bir fikirdir. Cihazı servise göndermeniz gerekirse, orijinal paket malzemesi nakliye, vb. sırasında hasara karşı koruma sağlar.
2. Olası hasarlara karşı cihazı gözle kontrol edin.
Hasar meydana gelmişse cihazı çalıştırmayın. Destek için yerel distribütörünüz ile temas kurun.
3. Gerekli tüm parçaları ve aksesuarları aldığınızdan emin olmak için ambalaj listesini kontrol edin. Eğer ambalajınız eksikse distribütörünüz ile temas kurun.

4 Kurulum

Cihazın güvenli bir şekilde performans gösterebilmesini sağlamak için MADSEN Zodiac ögesinin doğru şekilde takıldığından ve uyarı notları olarak listelenen gereksinimlere uyulduğundan emin olun.

Bkz. [İkaz notları](#) ► 51.

Lokasyon

Dikkat • (-20°C (-4°F) veya +60°C'yi (140°F) geçen sıcaklıklarda çalıştırılması kalıcı hasara neden olabilir.)

Kısmen sessiz oda ile emitans testi kolaylaştırılır. Ses kabini veya ses işlemi görmüş oda gerekli değildir.

Prob

Teslimatta prob çoktan MADSEN Zodiac'e bağlıdır.

Bu durum konfigürasyonun Quick Check probu ve tanı probu içerdiği durumlarda da geçerlidir.

Sistemin doğru bir şekilde ölçtüğünü doğrulamak için günlük olarak prob kontrolü gerçekleştirmenizi önermekteyiz.

Not • Prob kontrol sonuçları 226 Hz'de 1,9 - 2,1 mmho/cc/cm³/ml değerini göstermiyorsa admitans kalibrasyonu yapmanızı öneririz.. ZodiacReferans Kılavuzuna bakınız.

Prob yuvası

İsteğe bağlı probu duvara monte kitini kullanarak probu duvara monte edebilirsiniz.

Çalıştırma

- Bkz. [Cihazı çalıştırma](#) ► 7.

4.1 Cihazı çalıştırma

Zodiac, doğrudan elektrik prizine bağlı harici güç desteği ile çalışır.

Dikkat • Yalnızca [Teknik özellikler](#) ► 40'de belirtilen güç kaynağını kullanın.

Harici güç kaynağını Zodiac ögesine bağlama



24V 2.5A

1. Harici güç kaynağının kablo ucunu cihazın arkasındaki harici güç kaynağı soketine bağlayın.

Harici güç kaynağını şebekeye bağlama



1. Harici güç kaynağının elektrik prizini doğrudan üç kablolu koruyucu topraklamalı AC prizine takın.
2. Mevcutsa elektrik şebekesini açın.

Cihazı ilk açtığınızda

Not • Cihazı ilk açtığınızda dahili saat pilinin şarj olmasını sağlamak için en az bir saat açık bırakın.

Cihazı ilk açtığınızda veya cihaz iki haftadan fazla bir süredir kapalıysa, dahili saatin gücü kesilir. Cihazı başlattığınızda zamanı manuel olarak ayarlamanız gerekecek.

- Cihaz üzerindeki saat ve tarihi gerektiği gibi ayarlayın.
- Alternatif olarak, işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için OTOSuite 'e bağlanabilirsiniz.

MADSEN Zodiac açma ve kapatma

1. Zodiac'i açmak için, **Aç/Kapat** düğmesine basın.
 - Bağımsız cihaz versiyonunda ekran ve bazı işlev düğmeleri yanar.
2. Zodiac'i açmak için, **Aç/Kapa** düğmesine basın.
Gerekirse elektrik şebekesini kapatın ve güç kaynağını prizinden ayırın.



4.2 PC'ye bağlanma

PC'ye bağlanmak için Zodiac PC'ye OTOSuite yüklemeniz gerekmektedir.

OTOSuite'in kurulumuna yönelik talimatları öğrenmek için OTOSuite'ün kurulum aracındaki OTOSuite Yükleme Kılavuzu'ne bakınız.

Dikkat • Sadece Zodiac ile verilen USB kablosunu kullanın.



USB kablosunu cihazın arkasındaki USB soketinden PC'deki USB soketine bağlayın. OTOSuite Emitans yazılım modülü cihazı otomatik olarak algılar.

4.3 Dahili yazıcı

İsteğe bağlı dahili yazıcı Zodiac'in arkasına yerleştirilmiştir.

Yazıcı, cihazın ön panelinden kontrol edilir.

1. Yazıcının kapağını açmak için, yazıcı kapağı düğmesine basın.
2. Yazıcı kapağını kapatmak için, yazıcı kapağını klik sesi duyulana kadar yerine bastırın.



Yeni kağıt rulosu yükleme

İkaz • Kağıt bölümünü açtığınızda kesici bıçaklar sebebiyle ellerinizi sakatlamamaya dikkat edin.

Dikkat • Sadece Aksesuar listesinde listelenen kağıt tiplerini kullanın. Diğer kalitedeki kağıtlar yazıcıya zarar verebilir.

1. Yazıcı kapağını açın.
2. Biten kağıt rulosunun rulosunu çıkarın.
3. Yeni kağıt rulosunun kağıt ucunu çıkarın.
4. Kağıt bölümünün temiz olduğundan emin olun.
5. Kağıt ruloğu gevşek uç açıklığı kağıt bölmesinin arkasına doğru ve bölmenin altından yukarıya doğru bakacak şekilde yerleştirin. Kapağı kapatmadan önce kağıdı yukarıya doğru çektiğinizde, Otometrics filigranını göreceksiniz.
6. Yapıştırıcının ruloğu bir arada tuttuğu yerdeki kağıt parçasını yırtın.
7. Kağıt rulosunun açık ucunun kağıt yuvasından çıktığını görün.
8. Yazıcı kapağını kapatmak için, yazıcı kapağını klik sesi duyulana kadar yerine bastırın.



5 Zodiac problemler

İkaz • Hastanın kulağını inceleyin. Kulak kanalına bakın. Probu yerleştirmeden önce dış kulağın durumunu değerlendirmek amacıyla otoskopi yapmanız şiddetle önerilir. Kulak kanalı tıkalı ise test sonucunu etkileyebilir. Gerekirse kulak kanalını temizleyin. Temizleme işleminden veya kulak mumun kaldırılmasından sonra hastanın kulağında sıvı kalmadığından emin olun.

İkaz • Kulak ucu her iki kulak için de kullanılabilir. Bir kulakta enfeksiyondan şüphelenirseniz, diğer kulak üzerinde teste devam etmeden önce temiz bir kulaklık ve prop ucu kullanın.


Hijyen tedbirleri

- İçinde çalıştığınız ortam için yürürlükteki her türlü enfeksiyon denetim prosedürlerine mutlaka uyun.
- Daima temiz kulak uçları kullanın.
- Çapraz enfeksiyonu önlemek için bir sonraki müşteriyi test ederken yeni prop kullanın.

5.1 Quick Check probu

Uygunsa, Zodiac çoktan bağlanmış olan Quick Check probuyla teslim edilir.

- Prob gövdesi
- Kulak tuşu**
 - Test kulaklarını değiştirmek için bu düğmeye basın.
- Işık göstergesi seçili test kulağı, prob durumu ve sızıntı durumunu gösteriyor



Probu kullanma


- Kulak ucunun proba takılması. ► 21
- Probu ve prob ucunu temizleme ► 36

İkaz • Probu hastanın kulağına takmadan önce proba daima bir kulak ucu takın.

İkaz • Kulak ucu her iki kulak için de kullanılabilir. Bir kulakta enfeksiyondan şüphelenirseniz, diğer kulak üzerinde teste devam etmeden önce temiz bir kulaklık ve prop ucu kullanın.

Probu tutma

- El altından kavrama



- El üzerinden kavrama



Testin başlatılması

Kulak ucunu taramayı kulak kanalına hafifçe bastırduğunuzda ve kapanma sağlandığında test otomatik olarak başlar.

Bir testin durdurulması

Test kulağından probu çıkararak testi durdurabilirsiniz.

5.2 Tanı problemleri

Cihazın konfigürasyonuna bağlı olarak, Zodiac Diagnostic ve Zodiac Clinical, halihazırda bağlı durumdaki tanı probuyla birlikte teslim edilir.

Tanı probunun iki sürümü vardır.



Classic probu



Comfort probu

İkaz • Probu hastanın kulağına takmadan önce proba daima bir kulak ucu takın.

Prob türleri

[Quick Check probu](#) ► 10

[Tanı probu ve omuz askısı](#) ► 12

Probu kullanma

- Cihazla iki prob kullanma ► 13
- Kulak ucunun proba takılması. ► 21
- Proben hastanın kulağına takılması ► 21
- Probu ve prob ucunu temizleme ► 36

5.2.1 Tanı probu ve omuz askısı

Tanı probu, prob omuz askısına bağlıdır.

İkaz • Probu hastanın kulağına takmadan önce proba daima bir kulak ucu takın.



Classic probu




Comfort probu

Omuz askısı

Omuz askısı hastanın omzuna oturması için tasarlanan esnek bir askıdır. Bu ölçümler gürültü etkisinde kalmayacak şekilde tanı probunun test sırasında yerinde kalmasını sağlar.




- Omuz askısı
- Omuz askısını asma deliği
- Tanı probu
- Kontrol konsolu
- Kontralateral kulaklık
- Prob kablo bağlantıları



Prob kablo bağlantıları


- A. Tanı prob bağlantısı
Tanı probu kontrol konsoluna daimi olarak bağlıdır.
- B. Bağlantı kablosu
Bağlantı kablosu tanı probunu Zodiac'e bağlar.
- C. Kontralateral kulaklık için bağlantı soketi
Gerekirse, kontralateral kulaklığı bu sokete bağlayın.



Prob kontrol konsolu


Kontrol konsolu omuz askısının bir parçasıdır.

- A. Işık göstergesi seçilen test kulağının rengini ve probun durumunu gösterir
- B. **Kulak** tuşu.
 - Test kulaklarını değiştirmek için bu düğmeye basın.
- C. **Başlat/durdur** tuşu
Bir testi başlatmak veya durdurmak için bu düğmeye basın.



Tanı probu

- A. Işık göstergesi seçili test kulağı, prob durumu ve sızıntı durumunu gösterir.
- B. Prob gövdesi
- C. Prob halkası
- D. Prob ucu



5.2.2 Cihazla iki prob kullanma


Kullanmak istediğiniz prob etkinleştirilmemişse, etkinleştirmek için prob üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.

5.3 Kontralateral kulaklık

Kontralateral refleksi test etmek isterseniz, uyarı prob takılmamış kulağa sunmak için kontralateral kulaklığı kullanın.

Kontralateral kulaklığı bağlama

- Gerekirse, kontralateral kulaklığı kontrol pedindeki bu sokete bağlayın
Fiş sokete kilitlenene kadar fiş soketin içine itin.



Kontralateral kulaklığın bağlantısını kesme

- Kontralateral kulaklığın bağlantısını kesmek için fişin güçlendirilmiş kolunu tutun ve fişin bağlantısı kesilene kadar sıkıca çekin.

İnsert Kulaklık

Dikkat • Hastanın kulak kanalını incelemeden önce asla kontralateral kulaklığı hastanın kulağına yerleştirmeyin.

İkaz • Kulak ucu her iki kulak için de kullanılabilir. Bir kulakta enfeksiyondan şüphelenirseniz, diğer kulak üzerinde teste devam etmeden önce temiz bir kulaklık ve prop ucu kullanın.

İkaz • Kontralateral ek kulaklığı boşaltım işlemi uygulanmış kulakta kullanmayın. Yerine, supra işitsel bir kulaklık kullanın.

İkaz • Çapraz enfeksiyonu önlemek için bir sonraki müşteriyi test ederken yeni prop kullanın.

1. Uygun şekilde boyutlandırılmış köpük kulak ucunu kontralateral ek kulaklığa takın.
2. Kulak ucunu hastanın kulağına yerleştirmeden önce, küçülmesini sağlamak için kulak ucu köpüğünü sıkıştırın. Kulak ucunu hastanın kulağına, kulak ucu dış yüzeyi kulak kanal girişi ile aynı hizada olana değin yerleştirin.
Kulak ucu kulak kanalında bir kaç saniye içerisinde genişleyecek.




Supra-ışitsel kulaklık

1. Kulaklığın merkezinin doğrudan kulak kanal girişine yönlendirilmesi için, supra-aural kulaklığı, hastanın kafasına yerleştirin.



Dikkat • Bazı kulak kanalları çökebilir ve uyarının kulağa girmesini önleyebilir. Böyle durumlarda ek kulaklık kullanın veya yerel önerileri izleyin.











6 Diagnostic ve Clinical ön panel








- A. Oturum başlatma ve sonlandırma
- B. Ölçüm seçimleri
- C. Çalışma testleri
- D. Ekrandaki seçimler






Zodiac'in bağımsız versiyonunun konfigürasyonuna bağlı olarak ön panelde bir dizi işlev düğmesi, bir döner düğme ve üç ekran düğmesi bulunur.

Oturum başlatma ve sonlandırma		
	Yeni Oturum (New Session)	Yeni oturum oluşturmak için bu düğmeye basın.
	Rapor (Report)	Bu düğmenin işlevi sistemin konfigürasyonuna bağlıdır. <ul style="list-style-type: none"> • Zodiac dahili yazıcıyla: Mevcut hasta için tüm test sonuçlarını yazdırmak için bu düğmeye basın.

Ölçüm seçimleri		
	Timp. (Tymp) (Timpanometri)	Timpanometri testini seçmek için bu düğmeye basın.
	Ipsi (Ipsi) (ipsilateral)	Refleks testi için gösterim tarafını seçmek için basın (prob kulağı).
	Kontra (Contra) (kontralateral)	Refleks testi için gösterim tarafını seçmek için basın (prob olmayan kulak).
   	Uyaran frekansları (Hz)	<p>Refleks ölçümü için istenilen saf ton frekansını seçmek için bu düğmelere basın.</p> <p>Aşağıdaki frekanslar arasından seçim yapabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.5 kHz • 1 kHz • 2 kHz • 4 kHz
	Gürültü (Noise) (uyaran)	Refleks uyararı olarak Geniş bant gürültü seçmek için bu düğmeye basın.
	±P (±P) (basınç ofseti)	<p>Kulak zarını stabilize etmek için basınç dengelemeyi seçmek için bu düğmeye basın. Dik timpanograma sahip kulaklardan refleks kaydını kolaylaştırabilir. Düğmeye basılı tutun ve istenen basıncı seçmek için düğmeyi kullanın.</p> <p>Bu düğmenin işlevi Referans Kılavuzu içerisindeki derinlik ile tanımlanır.</p>
	Özel test (Special) (özel testler)	Özel testleri seçmek için bu düğmeye basın.

Sekans testi		
	Sek. (Seq.) (otomatik sekans testi)	<p>Bu işlev çoklu tanı ölçümlerini birleştirmenize ve bunları otomatik bir sekansa çalıştırmanıza olanak sağlar.</p> <p>Otomatik sekans testini seçmek için bu düğmeye basın. Sekansa dahil edilen testlere ve test işlevlerine eş değer bu düğmeler cihaz üzerinde yanar örn: Farklı frekanslarda Timpanometri + Ipsilateral ve Kontra Refleks Eşikleri.</p> <p>Başlat/Durdur (Start/Stop) düğmesine bastığınızda sekans için seçilen tüm işlevler gerçekleştirilir.</p> <p>Sekansa yer alan testlere ilişkin herhangi bir ayarı ayarlayabilirsiniz.</p> <p><i>Tanısal sekans</i> Timpanometri + Refleks Eşiği (+ Ayarlar menüsünden seçilmişse Refleks Azalması).</p> <p><i>Tarama sekansı</i> Timpanometri + Refleks Tarama.</p>

Çalışma testleri		
	Başlat/Durdur (Start/Stop)	<p>Bu düğme hem cihaz üzerinde hem de tanısal prob omuz askısında yer almaktadır.</p> <p>Test devam ederken bu düğme beyaz yanar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timpanometrik ölçüm yapmak, refleks testlerini başlatmak ve manuel refleks testi için uyarıcı sunmak için bu düğmeye basın. • Test sırasında testi durdurmak için bu düğmeye basın. <p><i>Otomatik Başlatma</i> Probu hastanın kulağına yerleştirmeden önce Kapatmada otomatik başlat (Auto start on seal)'yi etkinleştirmek bu düğmeye basın. Daima Kapatmada otomatik başlat (Auto start on seal) kullanan Quick Check probunu kullanırken bu düğme devre dışı bırakılır.</p>
	Düğme	Pompa basıncını ayarlamak, uyarı seviyesini kontrol etmek için düğmeyi döndürün.
	Kulak (Ear)	Bu düğme hem cihaz üzerinde hem de problarda bulunmaktadır. Mevcut ölçüm ile ilişkili kulak seçimine geçmek için bu düğmeye basın. Düğme seçili kulak ile aynı renkte yanar.
	Sil (Delete)	Seçilen ölçüm eğrisini silmek için bu tuşa basın.

Ekrandaki seçimler		
	Ekran düğmesi	Ekran düğmesi üzerindeki ekranda gösterildiği gibi ekran düğmesinin mevcut işlevini seçmek için bu butona basın. <ul style="list-style-type: none"> Menü: Gitmek istediğiniz sütun altındaki ekran düğmesine basın. Timpanometri: Timpanometrik eğriler arasında geçiş yapmak ve eğri türünü değiştirmek için basın.
	Menü (Menu)	Test kurulumlarını seçebileceğiniz, test ayarlarını değiştirebileceğiniz, kullanıcı testleri oluşturabileceğiniz, yazdırma çıktısı seçebileceğiniz, servis ve kalibrasyon işlevlerini seçebileceğiniz menüyü görüntülemek için bu düğmeye basın.
	Yukarı Ok	Menü işlevini etkinleştirdiğinizde bu işlev etkinleştirilir. <ul style="list-style-type: none"> Ekran da istenen alanı vurgulayana kadar bu düğmeye basın.
	Aşağı Ok	Menü işlevini etkinleştirdiğinizde bu işlev etkinleştirilir. <ul style="list-style-type: none"> Ekran da istenen alanı vurgulayana kadar bu düğmeye basın.
	Düğme	Çeşitli ölçüm işlevlerine ek olarak ekrandaki menü öğeleri arasında görüntüyü kaydırmak için kadrarı kullanabilirsiniz.

7 Zodiac menüsü


Zodiac'in bağımsız versiyonunu kullanıyorsanız test, test ayarlarını değiştirme ve test sonuçlarını yönetmek için en çok kullanılan işlevleri etkinleştirmek amacıyla işleve özgü düğmeleri kullanabilirsiniz.

Bir test kurulumunda veya daha özel işlevlerde daha fazla değişiklik yapmak isterseniz daha fazla seçenek için **Menü (Menu)** veya **Özel test (Special)** düğmesine basın.

Menü sistemi

Menü sistemine girmek için **Menü (Menu)** düğmesine basın. Menü öğelerinin üç sütununu göreceksiniz.

- Soldaki sütunda önceden belirlenmiş test protokollerinin bir listesi gösterilir.
- Ortadaki sütunda test ayarları gösterilir.
- Sağ sütunda değerler gösterilir.



Menü sistemi nasıl kullanılır

Menü (Menu) tuşlarına basıldığında, menü sistemi gösterilir. İlk sütun seçildi: Gri renk içerisinde gösterilir ve seçilen test protokolü mavi ile işaretlenir.

- Gerekli olması durumunda başka bir test protokolü seçmek için kadranı veya okları kullanın.
- Bu sütunu seçmek için bir sonraki sütunun aşağısındaki ekran düğmelerine basın ve değiştirmek ya da görüntülemek istediğiniz herhangi bir ayara kaydırın.

Test ayarlarını değiştirme

1. bir protokol seçerek başlayın.
2. Orta sütunu seçin.
3. Kaydırma yaparak değiştirmek ya da görüntülemek istediğiniz ayara gidin.
4. Ayarı değiştirmek için sağ taraftaki sütunu seçin.
5. Kullanmak istediğiniz değere kaydırarak gidin ve **Select** ekran düğmesine basın.
6. Gerekirse, 2'den 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Test ayarlarını geçici olarak kullanma

- Eğer sadece geçici olarak değiştirilen protokol ayarlarını kullanmak isterseniz, sol taraftaki sütunu seçin, **Geçici olarak Uygula** (Apply Temporarily)'a kaydırarak ve **Tamam** (OK) ekran düğmesine basın. Bu menü sisteminden çıkışı sağlayacaktır.

Test ayarlarını protokole kaydetme

Test ayarlarını protokole kaydetmeden önce protokolün kilidini kaldırmanız gerekir. **Device Settings.. > Protokol Ayarları** (Protocol Settings) seçin ve **İzin Verilen** (Allowed) şeklinde ayarlayın. Test ayarlarını değiştirip kaydettikten sonra Zodiac'i kapatırsanız, protokol tekrar kilirlenecektir.

- Eğer sadece kalıcı olarak değiştirilen protokol ayarlarını kullanmak isterseniz, sol taraftaki sütunu seçin, **[Protokol Adı] Hedefine Kaydet** (Save to [Protocol name]) sekmesine kaydırın ve **Kaydet** (Save) ekran düğmesine basın.

Değiştirilen test ayarlarını iptal etme

- Değiştirdiğiniz ayarları iptal etmek isterseniz, protokolü seçin ve **Yeniden yükle** (Reload) ekran düğmesine basın.

8 Özel testler

Zodiac ETF-P ve Manuel Timpanometri gibi bir dizi özel emitans testi gerçekleştirebilir.

Bu testler detaylıca Zodiac Referans Kılavuzu içerisinde tanımlanır.

Özel testlere ulaşma

Özel test (Special) tuşlarına basıldığında, mevcut testler gösterilir.

Prob Kontrolü (Probe Check) fonksiyonuna **Özel Testler** (Special Tests) menüsünden ulaşabilirsiniz.

Özel test yükleme

1. **Özel test** (Special) düğmesine basın.
2. Kullanmak istediğiniz özel testi seçmek için kaydırın.
3. **Tamam** (OK) ekran düğmesine basın.



Özel test'ten çıkış yapma

Testten çıkmak için **Özel test** (Special) tuşlarına basın. Zodiac tuşu timpanometri moduna geri döner.



Special Tests menüsünden çıkış

- **Özel Testler** (Special Tests) menüsünden çıkmak için **İptal** (Cancel) ekran düğmesine basın. Zodiac Timpanometri moduna geri döner.

9 Zodiac Diagnostic ya da Clinical - Bağımsız ile test etme



Zodiac Diagnostic veya Clinical eşik ölçümleri gibi tanısal refleks testleriyle birleştirilebilen timpanometri işlemi gerçekleştirir.

Bu ölçümler manuel, otomatik olarak çoklu prob tonu kullanma seçeneğiyle veya testlerin sekansında gerçekleştirilebilir.

Özelliklerin ek aralığı MADSEN Zodiac Referans Kılavuzu'de detaylı olarak açıklanmaktadır.

Zodiac'ın hızlı timpanometri için Quick Check probu ve daha detaylı ölçümler için tanısal prob kullanma arasında seçim yapmayı mümkün kılan iki prob bağlantısı vardır.

9.1 Yeni oturum oluşturma

Yeni bir hastayı test etmek istediğinizde yeni oturum oluşturun. Bu, cihazdaki eski verileri temizleyecektir.

Zodiac, OTOsuite'ye bağlanmadığında

- Hastanın test işlemini bitirdiğinizde ve yeni bir hastayı test etmeye başlamak istediğinizde **Yeni Oturum** (New Session) düğmesine basın.



9.2 Test kurulumunun kullanımı

Zodiac'de

Zodiac'de her yeni oturum oluşturmanızda en çok tercih ettiğiniz test kurulumlarına yönelik kısa yollar ekranda gösterilir. Tercih ettiğiniz test kurulumunu seçmek için ekran düğmelerine kullanın. Bu test kurulum kısa yolları ölçümleri başlatana kadar gösterilir.

Ölçüm sırasında farklı bir test kurulumu seçme

Halihazırda seçili olandan farklı bir test kurulumu seçebilirsiniz.

1. **Menü** (Menu) düğmesine basın.
2. İstenen test kurulumuna yönlendirmek için ok tuşlarını kullanın.
3. Menüden çıkmak için **Menü** (Menu) düğmesine basın. Seçilen test kurulumu test için kullanılacaktır.



9.3 Kulak ucunun proba takılması.

Quick Check probu

- Quick Check probu ile birlikte büyük boyda bir kulak ucu kullanmanızı önermekteyiz.

Tanı probu

Kulak ucunu proba takın.

Kulak ucunun proba takılması.



1. Kulak ucunu prop tabanına sıkı bir şekilde oturana kadar prob ucunun üzerine doğru yavaşça iterek çevirin.

Kulak ucunu çıkarma

- Kulak ucunu çıkarmak için kulak ucunun kökünü kavrayın ve kulak ucunu prob ucundan çekip çıkarın.

9.4 Proben hastanın kulağına takılması

1. Kulak kanalına bakın. Probu yerleştirmeden önce dış kulağın durumunu değerlendirmek amacıyla otoskopi yapmanız şiddetle önerilir.
2. Kulak kanalı tıkalı ise test sonucunu etkileyebilir. Gerekirse kulak kanalını temizleyin.

Dikkat • Prob sıvı girerse prob zarar görebilir.

İkaz • Prop ucunu temiz bir kulak ucu kullanmadan kesinlikle yeni hastanın kulak kanalına yerleştirmeyin.

İkaz • Kulak ucu her iki kulak için de kullanılabilir. Bir kulakta enfeksiyondan şüphelenirseniz, diğer kulak üzerinde teste devam etmeden önce temiz bir kulaklık ve prop ucu kullanın.

Dikkat • Daima uygun şekilde boyutlandırılmış bir kulak ucu kullanın. Uygun olmayan ebatta bir kulak ucu ile bir probun kullanılması ya da aşırı güç uygulanması hastaya gereksiz bir şekilde rahatsızlık verebilir.

Probu kulağa takın

1. Daha geniş çaplı kulak kanal boyutları ile çalışırken, el ile tutulan prob ile tıkaçı takmak için kısmen büyük bir kulak ucu kullanabilirsiniz. Büyük kulak ucu, kulak kanalına girmek için tasarlanmamıştır.
2. Kulak ucunu proba takın.
3. Omuz askısını hastanın omzuna yerleştirin.
4. Probu hastanın kulak kanalında sabit hale getirmek için kulak kepçesini kavrayın ve nazıkçe geriye doğru, hastanın başından hafif uzağa çekin.
 - Yetişkinler için: kulak kepçesini yukarıya ve geriye doğru çekin.
 - Bebekler ve çocuklar için: kulak kepçesini aşağıya ve geriye doğru çekin.
5. Probu yavaşça çevirirken hastanın kulak kanalına sokun. Prob kulak kanalına yerleştiğinde ellerinizi dikkatli bir şekilde çekin.
6. Kulak ucunun tam oturduğundan emin olun. Bu, prob ucunun kulak kanalı duvarına karşı tıkanma riskini en aza indirecektir. Anormal olarak küçük kulak kanalı hacmi (ECV) ile birlikte düz timpanogram probun tıkanıp tıkanmadığını gösterir. Kulak kanalı sesinin değeri 0.1'den az ise ölçüm otomatik olarak başlamayacaktır.
7. Herhangi bir sızıntı testi kesintiye uğratır. Prob, sızıntı olup olmadığını gösterecektir.

Tanı probunun yerleştirilmesi



Prob durumu ve sızıntı

Işıkli göstergeler

Işık göstergeleri, prob içerisinde renklerle farklı durumları belirtmek için yanar. Eğer tanı probu kullanıyorsanız, omuz askısındaki kontrol pedi seçilen kulak rengini tüm sürelerde gösterir.

Prob rengi	Durum
Kırmızı	<ul style="list-style-type: none"> Sağ test kulağı seçildi Cihaz rölanti modunda
Mavi	<ul style="list-style-type: none"> Sol test kulağı seçildi Cihaz rölanti modunda
Yeşil	<ul style="list-style-type: none"> Test devam ediyor
Sarı	<ul style="list-style-type: none"> Sızıntı


OTOSuite göstergeler

Renk	Durum
Yeşil	<ul style="list-style-type: none"> Ölçüm sırasında, OTOSuite çevrimiçi değerlere yeşil bir arka plan gösterir.

Prob sızıntısı

Test esnasında bir prob sızıntısı yaşanır, bu durum MADSEN Zodiac ve OTOSuite ekranlarında gösterilir.

Eğer Quick Check probunu kullanıyorsanız, sızıntı göstergesi, siz probu kulaktan çıkartana ve tekrar deneyene kadar sabit kalacaktır.



Prob tıkalı

Test esnasında prob tıkanır, bu MADSEN Zodiac ve OTOSuite ekranlarında gösterilecektir.

Eğer Quick Check probunu kullanıyorsanız tıkalı prob göstergesi, siz probu kulaktan çıkartana ve tekrar deneyene kadar sabit kalacaktır.



9.5 Sekans testi

Test sekansı, otomatik olarak gerçekleştirilebilen, önceden tanımlanmış bir dizi otomatik test olarak tanımlanabilir.

Sekansta emitans testleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Tanısal sekans
Timpanometri + Refleks Eşiği (otomatik arama) (+ Menüden seçilmişse Refleks Azalması).
- Tarama sekansı
Timpanometri + Refleks Tarama.

MADSEN Zodiac

Zodiacaşlangıçta yüklenen ayarlar, kullanıcı testi olarak veya cihazdaki düğmelerle seçilen ayarlar olarak en son seçilen sekansı gerçekleştirir.

Sekans modunu etkinleştirme

1. **Sek.** (Seq.) düğmesine basın.
2. Mevcut test sekansına dahil olan ölçümler ölçüm ayarları düğmesinde yanarlar örn: **Timp.** (Tymp), **Ipsi** (Ipsi), **Kontra** (Contra), **0,5k**, **1k**, **2k**, vb. Bu düğmelere basarak gereken değişiklikleri yapabilirsiniz.

Sekansa bir test ekleme

1. Bu sekansa **Refleks Azalması** (Reflex Decay) ekleyebilirsiniz: **Menu** tuşuna basın ve **Sekans Ayarları** > **Sekans Testleri** > (Sequence Settings > Sequence Tests >) seçin. Ekran hangi ölçümlerin sekansa dahil edildiğini gösterecektir.

Sekans başlatma

1. **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.

Sekansı durdurma

Sızıntı tespit edilirse veya prob hastanın kulağından çıkarılırsa sekans otomatik olarak durur.



1. Testi manuel olarak durdurmak için **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.
2. Hasta, testten rahatsız olursa, testi durdurmak için **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın. Test duraklatılır ve pompa basıncı derhal boşaltılır.

Zaten ölçülen sonuçlar ölçüm durduğunda saklanır.

Alternatif olarak **Beklet** (Pause) düğmesine basarak testi durdurabilir ve tüm testi baştan başlatmadan teste devam edebilirsiniz.

Tamamlayıcı ölçümler gerçekleştirme

Gerekirse, sonuçları daima tamamlayabilirsiniz. Örneğin tamamlayıcı bir eşik aramasına ihtiyacınız varsa, memnun edici bir şekilde önceden yapılan ölçümlerin seçimini kaldırıp tamamlayıcı bir sekans çalıştırarak sekans kurulumunu değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak sekansı, manuel olarak gerçekleştirilen refleks ölçümleriyle tamamlayabilirsiniz.



9.6 Timpanometri testi

Timpanogramı hem ayrı bir ölçüm hem de tanılama sekansının bir parçası olarak kaydedebilirsiniz. Sekansta, refleks testi otomatik olarak timpanometriyi izler.

Aşağıda timpanometriyi tek bir test olarak gerçekleştirmek için gerekli açıklamaları bulacaksınız. Bu, sekans işlevinin etkinleştirilmediği anlamına gelir.

Probu etkinleştirme

Prob etkinleştirilmemişse (probun ışığı yanmıyorsa), probu etkinleştirin:

- Tanı probu: Zodiac üzerindeki **Kulak** (Ear) tuşuna ya da kontrol tuşları üzerindeki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) tuşuna basın.
- Quick Check probu: Prob üzerindeki **Kulak** (Ear) tuşuna basın.



Prob, etkinleştirildiğini göstermek için kulak renginde yanar.

Testin başlatılması

1. **Timp.** (Tymp) düğmesine basın. Yalnızca **Timp.** (Tymp) düğmesinin seçili olduğundan emin olun.
2. Probu hastanın kulağına yerleştirin.
3. Hastaya test sırasında başını veya çenesini kıpırdatmadan sakin bir şekilde oturmasını söyleyin.


Quick Check probu:

- Tıkaç kulak kanalına takıldığı anda test otomatik olarak başlar.

Tanı probu:


- Cihazdaki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine veya omuz askısındaki prob kontrol pedinde bulunan **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.

Tanı probuyla ayrıca otomatik başlatmayı kullanabilirsiniz: Probu hastanın kulağına yerleştirmeden önce **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.



Bir testin durdurulması

1. Hasta testten rahatsız oluyorsa cihaz üzerindeki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine veya omuz askısındaki prob kontrol pedindeki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.
2. Test duraklatılır ve pompa basıncı derhal boşaltılır. Zaten ölçülen sonuçlar ölçüm durduğunda saklanır.




İlave timpanogramlar oluşturma

1. Yeni tarama yapmak için **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.

Timpanogram üzerine yazmak istiyorsanız, üzerine yazmak istediğiniz eğriyi seçmek için kadrana veya **Önceki Eğri** (Previous Curve) ya da **Sonraki Eğri** (Next Curve) ekran düğmelerine basın.

9.6.1 Timpanometri ekranı



- A. Çevrimiçi değerler
- B. Timpanometri grafiği
- C. Refleks Tarama sonuçları
- D. Timpanometri sonuçları
- E. Ekrandaki seçimler

A. Çevrimiçi değerler

Çevrimiçi değerler mevcut ayarları ve durumu göstermektedir.

- Hz cinsinden prob tonu
- Pompa hızı
- Süpürme yönü
- Güncel eşdeğer ses/admitans (678, 800, 1000 Hz prob tonu)

B. Timpanometri grafiği

Grafik alanı timpanometrik eğrileri gösterir ve eğrilerin uyması için otomatik olarak yeniden ölçülendirilir.

- Timpanometrik eğriler
- Basınç ve admitans ölççekleri
- Kulak kanalı ses çubuğu. Kulak kanalı sesi grafiğin sağında gösterilir.
- **Norm alanı**

C. Refleks Tarama sonuçları

Algılanan refleks sonuçları alanında gösterilir.

- Uyarıcı türü seviyesi
- Ölçümler esnasındaki süreci belirten gösterge
- Bir refleks algılandığında, sapma eğrileri gösterilir.

Refleks algılanmazsa, en yüksek uyarıcı **Cevap Yok** (No Response) göstergesiyle birlikte görüntülenir.

Sistem otomatik olarak bir refleks ölçüm analizi gerçekleştiremez ise, **Test edilmedi** (Not Tested) göstergesi gösterilir.

E. Ekrandaki seçimler	
Eğri seçimi	Refleks Tarama ve Timpanometri sonuçları tablosundaki istenilen eğriyi seçmek için Önceki Eğri (Previous Curve) veya Sonraki Eğri (Next Curve) düğmesine basın.
TPP'nin elle ayarlanması	TPP'ti Düzenle (Edit TPP) düğmesine basın, işaretçiyi istenen TPP'ye getirmek için sayı tuşundan yararlanın ve Tamamlandı düğmesine basın.
Timpanogram eğri türünü değiştirme	TPP'ti Düzenle (Edit TPP) düğmesine basın. İstenen tür görünene kadar Türü Değiştir (Change Type) düğmesine ve Tamamlandı düğmesine basın.
Eğriyi silme	Silmek istediğiniz eğriyi seçin ve Sil (Delete) düğmesine basın. Tek ölçümü değiştirmek için eğriyi silin ve ölçüm seçimini tek ölçümü tekrarlama ayarlayın.


9.7 ETF-I (Östaki Borusu İşlevi - İntakt) test etme

Not • Test sadece MADSEN Zodiac tanı testini destekliyse mevcuttur.

Prosedür

Timpanometri sonuç tablosundaki üç sonuç sırası da bu test için kullanılacaktır.

1. **Timpanometri** (Tympanometry) test ekranını seçin.
2. Bir timpanogram kaydet.
3. Basınç eşitleme manevrasını gerçekleştirmek için hastayı bilgilendirin.
4. İkinci bir timpanogram kaydet.
5. Çok katmanlı timpanogramda 1. ve 3. adımdan timpanogramları karşılaştırın.
6. Farklı teknikler kullanarak prosedürün tekrarlanması kullanışlı olabilir ve östaki borusunun fonksiyonunu tam olarak değerlendirmek için, test sekansı içerisinde manevralar yapar.



Not • Aynı zamanda ETF-I için manuel timpanometri kullanabilirsiniz. Manuel timpanometride, ölçümler arası basıncı muhafaza ederek eşitleme manevralarını hafifletebilirsiniz.

9.8 Akustik refleks testi

MADSEN Zodiac ile, otomatik test işlemi farklı uyaran seviyeleri kullanarak akustik refleksleri otomatik olarak belirler.

Not • Herhangi bir akustik refleks ölçümü yapmadan önce timpanometrik test uygulamanız ve refleks azalması ölçümü yapmadan önce akustik refleks eşliğini belirlemeniz önerilir.

Yüksek yoğunluk seviyeleri

Not • İkaz sınırlarına erişildiğinde yüksek uyarıcı yoğunluk seviyelerinden dolayı otomatik testin kesintiye uğramasını önlemek için maksimum yoğunluğun 100 dB HL olarak ayarlanması önerilir. Gerekli olması durumunda, her zaman manuel testli otomatik refleks ölçümlerini ekleyebilirsiniz.

İkaz • Küçük kulak kanalı olan hastalara test yaparken kulak kanalındaki ses basıncı seviyesi artar. Yüksek ses uyarıcı sunmak için her zaman yerel uygulamalar ve öneriler ile uyum içerisinde hareket edin.

Yoğunluk uyarı seviyesinin üzerine yükseldiği her durumda (> 100 dB HL), bir uyarı mesajı gösterilir ve bir sonraki uyarıcı tipine devam edilip edilmeyeceği konusunda karar vermeniz istenecektir.

9.8.1 Refleks Eşliği testi


Refleks eşliğini hem ayrı bir ölçüm hem de tanılama sekansının bir parçası olarak kaydedebilirsiniz. Sekans testinde test, otomatik olarak eşik seviyesi önerir. Bu sonucu her zaman dikkatlice takip edin ve gerekli olması durumunda ayarlayın. Aşağıdaki refleks eşliği testini tek bir test olarak gerçekleştirmek için açıklama bulacaksınız. Bu, sekans işlevinin etkinleştirilmediği anlamına gelir.

Not • Herhangi bir akustik refleks ölçümü yapmadan önce timpanometrik test uygulamanız ve refleks azalması ölçümü yapmadan önce akustik refleks eşliğini belirlemeniz önerilir.

Testin başlatılması

1. **Ipsi** (Ipsi) veya **Kontra** (Contra) refleks düğmelerine basın.
2. Test etmek istediğiniz frekansı seçin: uygun **Frekans** (Frequency) düğmesine basın.
3. İstenen uyarın seviyesini belirlemek için kadranı kullanın.
4. Hastayı testteki yüksek ses seviyeleri için hazırlayın.

Not • Uyarı sınırına ulaşırsanız yüksek uyarın yoğunluk seviyesi ile ilgili olarak uyarılırsınız.




5. Hastaya test sırasında başını veya çenesini kıpırdatmadan sakin bir şekilde oturmasını söyleyin.
6. Tek bir uyarın sunmak için **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.
7. Prob ışıkları yeşil olarak yanar ve ekran, testin başladığını bildirmek için sapma grafiğinin etrafında yeşil bir çerçeve gösterir.
8. Gerekirse, ölçümlerinizi stabilize etmek için basıncı dengeleyebilirsiniz: İstenen basıncı belirlemek için **±P** ($\pm P$) (basıncı dengeleme) düğmesine basılı tutun ve kadranı kullanın.
9. Gerekirse istenilen ölçümleri toplayana kadar bu adımları tekrarlayın.


İkaz • Hasta testten dolayı rahatsızlanırsa testi durdurun. Test derhal kesilir. Halihazırda ölçülen sonuçlar saklanır.

**Bir testin durdurulması**

1. Hasta testten rahatsız oluyorsa cihaz üzerindeki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine veya omuz askısındaki prob kontrol pedindeki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın. Test duraklatılır ve pompa basıncı derhal boşaltılır.
Zaten ölçülen sonuçlar ölçüm durduğunda saklanır.



9.8.1.1 Refleks Eşiği ekranı



- A. Çevrimiçi değerler
- B. Refleks Eşiği sapma eğrileri
- C. Refleks Eşiği sonuçları tablosu
- D. Ekrandaki seçimler

Çevrimiçi değerler

Çevrimiçi değerler mevcut ayarları ve durumu göstermektedir.

- Hz cinsinden prob tonu
- Uyarın tarafı (Prob kulak ipsidir ve diğer kulak tam tersidir)
- Uyarın frekansı
- Uyarın seviyesi
- Mevcut basınç ve admitans ölççekleri

Refleks Eşiği sapma eğrileri

Grafik alanı refleks azalma eğrilerini, bağlantı seviyesini ve sayısal azalma değerlerini gösterir.

- Refleks sapma eğrileri

Algılanan eşik test kulağının rengiyle çerçevesizdir.

- Her refleks grafiğindeki kesikli yatay çizgi önceden tanımlanan refleks kriterini gösterir. Bu, dikey eksen üzerindeki taban hat işaretçisinden kaynaklı dengedir.

Refleks Eşiği sonuçları tablosu

Ölçümler arası gezinmek için ön panelde bulunan Refleks bölümündeki tuşları kullanın. Seçiminiz, refleks sonuçları tablosunda gösterilir.

Sonuç tablosu şu anda seçilen eğriye ilişkin sonuçları gösterir:

- Uyarın tarafı
- Uyarın frekansı
- Eşik seviyeleri

Ekrandaki seçimler	
Eğri seçimi	İstenilen sapma eğrisini vurgulamak için Önceki Eğri (Previous Curve) veya Sonraki Eğri (Next Curve) ekran düğmelerini kullanın.
Frekans belirleyin ipsi ve kontra	Eğri sonuçlarını görüntülemek için seçim yapmak ve yönlendirmek adına ayarlar düğmelerini kullanın.
Eşik belirleme	Eşik olarak seçmek için istenen sapma eğrisini vurgulamak adına Önceki Eğri (Previous Curve) veya Sonraki Eğri (Next Curve) ekran düğmelerini kullanın. Seçmek için Eşik Belirleme (Set Threshold)'e basın.

9.8.2 Refleks Azalması testi


İkaz • Refleks Azalması testi uyaran seviyesinin uzatılan zaman dilimi için çok yüksek olduğu supra eşik testidir. Testi gerçekleştirmek için kontraendikasyon olmadığından emin olun.

Not • Özel bir test seçtiğinizde özel testi seçme işlemi iptal edene kadar **Özel test** (Special) düğmesi yanar vaziyette kalır, örn: **Timp.** (Tymp) düğmesine basarak veya ikinci kez **Özel test** (Special) düğmesine basarak.

Not • Herhangi bir akustik refleks ölçümü yapmadan önce timpanometrik test uygulamanız ve refleks azalması ölçümü yapmadan önce akustik refleks eşliğini belirlemeniz önerilir.

Testin başlatılması

1. **Özel test** (Special) düğmesine basın.
2. **Refleks Azalması** (Reflex Decay)'yi seçin.
3. **Refleks Azalması** (Reflex Decay) ekranı görüntülenir ve refleks azaltma için önceden seçilen ayarlar düğme üzerinde yanar. örn: **Kontra** (Contra), **0.5 k** Hz.
4. Uyaran sesini belirlemek için kadranı kullanın. Seviye, ekranın hat değerleri alanında gri renkte gösterilir.
5. Hastayı testteki yüksek ses seviyeleri için hazırlayın. Ölçüm yaklaşık olarak 10 saniye sürer.
6. Hastaya test sırasında başını veya çenesini kıpırdatmadan sakın bir şekilde oturmasını söyleyin.
7. Önceden ayarlanan uyaran için testi başlatmak adına **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın.
8. Gerekirse istenilen ölçümleri toplayana kadar bu adımları tekrarlayın.




İkaz • Hasta testten dolayı rahatsızlanırsa testi durdurun. Test derhal kesilir. Halihazırda ölçülen sonuçlar saklanır.



Bir testin durdurulması

1. Hasta testten rahatsız oluyorsa cihaz üzerindeki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine veya omuz askısındaki prob kontrol pedindeki **Başlat/Durdur** (Start/Stop) düğmesine basın. Test duraklatılır ve pompa basıncı derhal boşaltılır.

Zaten ölçülen sonuçlar ölçüm durduğunda saklanır.



9.8.2.1 Refleks Azalma ekranı



- A. Çevrimiçi değerler
- B. Refleks Azalma grafiği
- C. Refleks Azalması sonuçları tablosu
- D. Ekrandaki seçimler

Çevrimiçi değerler

Çevrimiçi değerler mevcut ayarları ve durumu göstermektedir.

- Hz cinsinden prob tonu
- Uyarıcı tarafı
- Uyarıcı frekansı
- Uyarıcı seviyesi
- Mevcut basınç ve admitans ölçümleri

Refleks Azalma grafiđi

Refleks azalma grafiđi yarı mr sresini ve seilen uyarana iin refleks azalma eđrisini gsterir.

- Saniye cinsinden zaman izelgesi
- Uyarana aık/uyarana kapalı iřaretileri
- Seilen uyarana iin sapma eđrisi
- Yarı mr iřaretisi

Refleks Azalması sonuları

lmler arası gezinmek iin n panelde bulunan Refleks blmndeki tuřları kullanın. Seiminiz, refleks sonuları tablosunda gsterilir.

Sonu tablosu řu anda seilen eđriye iliřkin sonuları gsterir:

- Uyarana tarađı
- Uyarana frekansı
- Yarı mr sresi

Sistem otomatik olarak bir refleks lm analizi gerekleřtiremez ise, **Test edilmedi** (Not Tested) gstergesi gsterilir.

Ekrandaki seimler

İřaretiyi ayarla (Adjust Marker)	Yarı mr iřaretisini, tuřları kullanarak ayarlamak iin bu ekran dđmesine basın.
İřaretiyi Gizle (Hide Marker)/ İřaretiyi Gster (Show Marker)	rneđin, eđer sonular belirsiz ise, bir yarı mr iřaretisini saklayabilirsiniz. Bundan farklı olarak, iřaretiyi gsterebilirsiniz.
Tamamlandı (Done)	İřaretiyi ayarladıđınızda, Tamamlandı (Done) ekran dđmesine basın. Sonular tablosu seilen deđer ile birlikte gncellenir.

10 MADSEN Zodiac cihazında test sonularının ynetimi

MADSEN Zodiac cihazında test sonularının ynetimi iin ařađıdaki iřlemler uygulanır. Bu aksiyonları OTOSuite cihazında gerekleřtirmek isterseniz bkz. OTOSuite Kullanıcı Kılavuzu veya OTOSuite Referans Kılavuzu.

Kulak sonularının deđiřtirilmesi

Bir hasta iin yanlıř kulađı seerek test yaparsanız, kulak sonularını oturum sırasında veya oturumdan sonra deđiřtirerek sonuların diđer kulakla iliřkilendirilmesini sađlayabilirsiniz. Deđiřtirme, sz konusu hasta zerinde yapılan tm testler iin geerlidir.

Ölçümlerin silinmesi

1. Silmek istediğiniz eğriyi seçmek için **Önceki Eğri** (Previous Curve) veya **Sonraki Eğri** (Next Curve) ekran düğmesi işlevlerini kullanarak tek ölçüm eğrisini silebilirsiniz.
2. **Sil** (Delete) düğmesine basın.

11 Zodiac üzerinden yazdırma ve veri Transferi



Rapor

Dahili bir yazıcı varsa veri test sonuçlarını doğrudan Zodiac üzerinden yazdırabilirsiniz.

Dahili yazıcıdan yazdırma

- Cihaz doğrudan dahili yazıcıdan yazdırma için konfigüre edilmişse, test sonuçlarını yazdırmak için **Rapor** düğmesine basın.
Çıktının üzerine hastanın adını yazmayı unutmayın.

OTOSuite'e veri aktarımı

OTOSuite ile çalışırken OTOSuite'deki hastayı değiştirmeniz gerekiyorsa hastanın test sonuçlarını Zodiac'ten alabilirsiniz.

12 Sorun Giderme

12.1 Prob problemleri - olası nedenler

Sızıntı veya prop sorunlarına yol açabilecek bir dizi faktör testi riske atabilir.

- Kulak ucu iyi oturmamıştır
- Kulak ucu, kulak kanalına düzgün şekilde sokulmamıştır
- Prob ucu açıklığı kulak kanalının duvarı ile tıkanmıştır.
- Kulak ucu eski veya sertleşmiş olabilir
- Prob ucu prob gövdesine düzgün şekilde takılmamıştır
- Kulak kanalındaki kıllar kulak ucu ve kulak kanalı duvarı arasına girer.
- Prob ucu birikintilerden veya sıvıdan dolayı tıkalıdır
- Prob arızasını engellemek için prob kontrolü yapın.

13 Servis, temizleme ve kalibrasyon

İkaz • Hiçbir koşulda MADSEN Zodiac'ı sökmeyin. Tedarikçinizle irtibata geçin. MADSEN Zodiac içerisindeki parçalar sadece yetkili personel tarafından kontrol edilmeli ya da servisi yapılmalıdır.

13.1 Servis

İkaz • Güvenlik ve garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya da yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda hasarların detaylı tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.

Prob yerleştirme

Tanı probu, mevcutsa, Quick Check probu kalıcı olarak cihaza bağlıdır.

Dikkat • Zodiac probunu yalnızca yetkili servis teknisyeni tarafından çıkarılmalı veya değiştirilmelidir.

13.2 Cihazın Temizlenmesi

Dikkat • Yerel enfeksiyon kontrolü yönergelerine uyduğunuzdan emin olun.

Dikkat • Yalnızca, cihazın temizlenmesi için önceden belirtilen temizlik malzemelerini kullanın.

Bkz. [Önerilen temizlik malzemeleri](#) ► 36.

Frekans

Problar ve kulaklıklar gibi aksesuarlar ve Zodiac temizleme için bir plan yapmanızı önermekteyiz.

Ön Koşullar

- Temizlemeden önce, MADSEN Zodiac cihazını kapatın ve tüm harici güç kaynaklarından sökün.
- Gerekirse, kontralateral kulaklığın fişini MADSEN Zodiac'den çıkarın.

Yazıcının kağıt bölümünü temizleme

Bkz. [Yazıcıyı temizleme](#) ► 38.

Omuz askısını temizleme

Bkz. [Omuz askısını temizleme](#) ► 36.

Prob ucunu temizleme

Bkz. [Probu ve prob ucunu temizleme](#) ► 36.

Bertaraf etme

Kulak ve prob uçları dış ipliği gibi atılabilir maddelerin atılması için özel bir şart yoktur örn: yerel yönetmeliklere göre atılabilir.

13.2.1 Önerilen temizlik malzemeleri

Dikkat • *Yalnızca, cihazın temizlenmesi için önceden belirtilen temizlik malzemelerini kullanın.*

Düzgün enfeksiyon kontrolü ve cihazın maksimum ömür süresini sağlamak adına cihazı temizlemek için yalnızca alkol içermeyen dezenfektan bezler (örn: Ses silmesi) veya önerilen temizlik maddesine hafifçe batırılmış alkolsüz bir bez kullanılmasını önermekteyiz.

Aşağıdaki kimyasal çözeltiler önerilir:

Kabin yüzeyi ve problemler

- Alkol içermeyen dezenfektan mendiller (örn: Ses mendili)
- %0,1'den daha güçlü olmayan konsantrasyonlardaki amonyum bileşenler (örn: dimetil benzil amonyum klorit).
- Aldehit çözümleri (ör: glutaraldehid),
- Oksitleyici maddeler (%3'ten daha güçlü olmayan konsantrasyonlardaki hidrojen peroksit)
- %0,6'dan daha güçlü olmayan konsantrasyonlardaki orto fitalaldehit

Dikkat • *Eğer plastik parçalar bir temizleme maddesinin içerisinde bırakılırsa bozulabilir.*

13.2.2 Omuz askısını temizleme

Omuz askısını ve kontrol pedini temizlemek için yumuşak, az miktarda temizlik malzemesi olan hafif nemli bez kullanın.

Omuz askısını daha düzgün bir şekilde temizlemeniz gerekiyorsa kontrol pedinden çıkarabilirsiniz.

13.2.3 Probu ve prob ucunu temizleme

Problemler kolay temizlenecek şekilde tasarlanmalarına rağmen uzun ömürlü olmalarını sağlamak için dikkat edilmelidir.

Not • *Probu her kullandığınızda prop ucundaki ses kanallarını kontrol edin. Az miktarda kulak kiri veya verniks bile ses kanallarını tıkaabilir. Gerekirse ses kanallarını temizleyin.*

Not • *Testin doğruluğu, yalnızca özel olarak MADSEN Zodiac için Otometrics tarafından onaylanan kulak uçları kullanıldığında garanti edilir.*

Prob hortumlarını tıkayan kulak kanalı kiri anormal ölçüde büyük kulak kanalı ses seviyesi okumaları, sızıntı mesajları ve diğer anormal sonuçlara yol açabilir. Probu her kullandığınızda prop ucunun kanallarını kontrol edin. Çok az miktarda kulak kiri veya verniks bile prop kanallarını tıkayabilir.

İkaz • İltihaplı kulak kanalında test gerçekleştiriyorsanız proba yeni bir prob ucu takın. Prob halkasının da temizlenmesi gerekebilir.

Probu temizleme

- Audio-mendiller gibi dezenfektan mendillerle her iki hasta arasında probu silin veya yedek olanıyla değiştirin.
- Audio-mendiller gibi dezenfektan mendillerle kabloyu silin.
- Audio-mendiller gibi dezenfektan mendillerle prob yuvasını silin.
- Alternatif olarak, küçük bir miktar önerilen temizleme malzemesi ile nemli, yün olmayan bir bez kullanın.


Prob ucunu temizleme veya değiştirme

Sistem yedek prob uçları ile iletilir. Gerekirse, bir prob ucunu hızlıca değiştirebilir, temizleyebilir veya gün sonunda eski prob ucunu sökebilirsiniz.

Prob ucu hafifçe tıkanmışsa tedarik edilen prob ucu kanallarını temizlemek için prob ucunu kullanın.

Not • Dezenfeksiyon konusunda her zaman yerel hijyen standartlarına uygun davranın.

- A. Prob gövdesi
- B. Prob halkası
- C. Prob ucu



1. Prob ucunu çıkarmak için probu gövdesinden tutun ve yavaşça prob halkasını saat yönü tersine döndürün.. Bu, probun ucunu gevşetir.




Dikkat • En düşük miktarda nem bile her türlü birikmiş kulak kirini çözerek, prob gövdesi içindeki hassas parçaları kirletebilir.

2. Prob ucunu çıkarın.



3. Prob ucunun ses kanallarının tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Proba yeni prob ucu takabilirsiniz veya ses kanallarını temizlemek için tedarik edilen prob ucunu kullanın.

Dikkat • Hiçbir zaman, prob gövdesindeki ses kanallarını temizlemeyin; prob hasar görebilir.



A. Ses kanalları

4. Prob ucunu proba takarak prob ucunu kilitlemek prob halkasını saat yönüne yerine döndürerek probu kilitleyin.

13.2.4 Test boşlukları

Test boşluğu kirlenirse kullanmayın. Atın ve yenisiyle değiştirin.

13.2.5 Yazıcıyı temizleme

Kağıt bölümünün tozunun temizlendiğinden ve ısıya duyarlı kağıt başlığının temiz olduğundan emin olun.

Ön Koşullar

- Temizlemeden önce, MADSEN Zodiac cihazını kapatın ve tüm harici güç kaynaklarından sökün.

İkaz • Kağıt bölümünü açtığınızda kesici bıçaklar sebebiyle ellerinizi sakatlamamaya dikkat edin.

Dikkat • Kağıt bölümünü temizlerken asla metal eşya veya sıvı madde kullanmayın.

Kağıt bölümünü temizleme

1. Kağıt tozunu kaldırmak için bölmeyi temizlemek için basınçlı hava kullanın. Kağıt bölmesini asla sıvı kullanarak temizlemeyin.
2. Termal yazıcı başlığı veya baskı levhasının temizlenmesi gerekiyorsa, yetkili servis teknisyeni ile irtibata geçin.

13.3 Kalibrasyon

Cihaz ve proplar tam olarak kalibre edilmiş halde teslim edilir.

- Cihaz, fabrikada, belirtilen referans eşdeğer eşikler kullanılarak dB SPL veya dB HL cinsinden kalibre edilir. dB HL, ses basınç seviyeleri, dB SPL = dB re 20 µPA ile ilgilidir.
- Prob kalibrasyon değerleri prop düzeneğine kaydedilir ve probu izler. Proplar hemen kullanılabilir. Bu ayrıca kontralateral insert kulaklık için de geçerlidir.

Prob kontrolü

Prob günlük olarak kontrol edilmelidir.

Bkz. [Prob kontrolü](#) ► 39.

İlave prob admitans kontrolleri gerçekleştirilebilir. Bkz. MADSEN Zodiac Referans Kılavuzu.

Not • Test ortamı değişirse, örneğin nem varsa veya cihazında ay farklı bir rakımda test yaparsanız sistemin doğru bir şekilde ölçüm yaptığını doğrulamak için prob kontrolü yapın.

Yıllık kalibrasyon

- Cihaz ve proplar bir yetkili servis bölümü tarafından yılda bir defa kalibre edilmelidir.

İkaz • Varsa yerel resmi kurallar ve yönetmeliklere daima uyulmalıdır.

13.4 Prob kontrolü

Probun düzgün çalıştığından emin olmak için her gün başında prop kontrolü yapmanız önerilir.

Dikkat • Test boşluğuna yerleştirmeden önce prob ucunu daima temizleyin ve dezenfekte edin.

Not • Test ortamı değişirse, örneğin nem varsa veya cihazında ay farklı bir rakımda test yaparsanız sistemin doğru bir şekilde ölçüm yaptığını doğrulamak için prob kontrolü yapın.

1. Yeni bir prob ucu kullanın veya test boşluğuna yerleştirmeden önce prop ucunun temizlendiğinden ve dezenfekte edildiğinden emin olun. Böylece, prob ucunun prob testini etkilemediğinden ve test boşluğunun kirlenmediğinden emin olabilirsiniz.
2. Prob ucunu 2 cc test kavitesi içinde kulak ucu olmadan yerleştirin.
3. Prob kontrolü işlevini seçin:

Zodiac Diagnostic ve Clinical ile Bağımsız:

- **Özel test** (Special) düğmesine tıklayın ve **Prob kontrolü** (Probe check)'i seçin.



Prob kontrolü otomatik olarak başlar. Başlamazsa kontrolü başlatmak için **Başlat** (Start) butonuna basın.

Prob, tıkanma ve sızıntı açısından test edilir. Prob kontrol sonuçların 226 Hz'de 1,9 - 2,1 mmho/cc/ml değerini gösteriyorsa, prob sorunsuzca çalışıyor demektir. Göstermiyorsa, admitans kalibrasyonu yapmanızı öneririz.

İlave prob admitans kontrolleri gerçekleştirilebilir. Bkz. MADSEN Zodiac Referans Kılavuzu.

Prob hatası varsa

Prob hatası durumunda prob tıkanmış veya arızalı olabilir.

- Prob'un tıkanması halinde, prob ucunu temizleyin ya da değiştirin.
- Prob arızalıysa onarım için yetkili servis departmanı ile irtibat kurun.

14 Teknik özellikler

Tip tanımı

MADSEN Zodiac, GN Otometrics A/S tarafından tip 1096 olarak tanımlanmıştır

Uygunluk ölçüm sistemi

Prop tonu:	85 dB SPL \pm 3 dB'de 226 Hz 72 dB SPL \pm 3 dB'de 678 Hz 70,5 dB SPL \pm 3 dB'de 800 Hz 69 dB SPL \pm 3 dB'de 1000 Hz
Dinamik prob ton seviyesi:	Prob tonu seviyesi değişen kulak kanalı hacimlerini karşılamak için telafi edilecektir. Çıkış seviyesi < 1.7 ml hacmine düşürülecektir. Çıkış seviyesi < 2.3 ml hacmine artırılacaktır.
THD:	2 cc'de < %1
Frekans doğruluğu:	\pm %0,5
Aralık	Hangisi daha büyükse, 0,2 ml - 5,0 ml \pm %5 veya 0,05 ml * 5,0 ml ila 8,0 ml \pm %15 *

* Belirtilen hesaplar kalibrasyonun cihazın çalıştırıldığı yerdeki yükseklikte yapılmış olmasını gerektirir

Akustik refleks**Hassasiyet**

Refleks Eşiği ve Refleks Azalması	0,01, 0,02, 0,03, 0,04 veya 0,05 mmho
Refleks Tarama:	0,04 mmho
Adım boyutu dB:	Diagnostic: 5, 10 dB Clinical: 1, 2, 5, 10 dB

Kontralateral Uyarım

Saf tonlar:	500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz
Frekans doğruluğu:	± %0,5
Aralık	50 ila 110 dB SPL * ±3 dB'de BBN, LPN, HPN * ilgili kuplerlerde ölçüldü

Kontralateral dahili kulaklık:**Kontralateral TDH-39 telefon:**

Aralık	50 - 115 dB HL ± 3 dB'de 500 Hz 50 - 120 dB HL ± 3 dB'de 1000 Hz 50 - 120 dB HL ± 3 dB'de 2000 Hz 50 - 120 dB HL ± 3 dB'de 4000 Hz	50 - 115 dB HL ± 3 dB'de 500 Hz 50 - 120 dB HL ± 3 dB'de 1000 Hz 50 - 115 dB HL ± 3 dB'de 2000 Hz 50 - 115 dB HL ± 3 dB'de 4000 Hz
THD:	110 dB HL altındaki seviyeler için < %5 110 dB HL üzerindeki seviyeler için < %10	110 dB HL altındaki seviyeler için < %2,5 110 dB HL üzerindeki seviyeler için < %5

İpsilateral Uyarım

Ton:	500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz
Frekans doğruluğu:	± %0,5
Eşik aralığı:	50 - 105 dB HL ± 3 dB'de 500 Hz 50 - 110 dB HL ± 3 dB'de 1000 Hz 50 - 110 dB HL ± 3 dB'de 2000 Hz * 50 - 100 dB HL ± 3 dB'de 4000 Hz * Artefaktlar 226 Hz üzeri tonlar için, 105 dB HL üzeri seviyelerde oluşmaya başlar.
Görüntüleme aralığı:	70 100 dB arası 500 Hz HL ± 3 dB 70 105 dB arası 1000 Hz HL ± 3 dB 70 105 dB arası 2000 Hz HL ± 3 dB * 70 - 105 dB HL ± 3 dB'de 4000 Hz * Artefaktlar 226 Hz üzeri tonlar için, 105 dB HL üzeri seviyelerde oluşmaya başlar.
THD:	110 dB HL altındaki seviyeler için < %5 110 dB HL üzerindeki seviyeler için < %10

Aralık	50 110 dB arası BBN, LPN, HPN'de SPL * ± 3 dB (* kalibrasyon bağlayıcıda ölçülen)
Görüntüleme aralığı:	50 90 dB arası BBN'de SPL * ± 3 dB (* kalibrasyon bağlayıcıda ölçülen)
Adım boyutu dB:	1, 2, 5, 10 dB
Çürüme aralığı:	50 100 dB HL arası * (* Artefaktlar 0.5 cc'de 95 dB HL üzeri seviyelerde oluşmaya başlar.

Temporal özellikleri

	Refleks Azalması, Kontralateral Refleks Eşiği ve Refleks Tarama	İpsilateral Refleks Eşiği ve Refleks Tarama	Kontralateral Uyarım Prob tonu > 226 Hz
İlk/son gecikme:	0 ms	0 ms ^[1]	0 ms
Yükselme/alçalma süresi:	250 ms	250 ms ^[1]	100 ms
Hedefi Aşma/Hedefin altında kalma:	%0	%0	%0

Notlar:

1. Tolerans +120/-0 ms

Darbeli uyarın özellikleri (ipsilateral)	
Darbeli uyarınlar ipsilateral refleks tarama ve Refleks Eşiği testi için kullanılır.	
Süre:	120 ms
Uyarın AÇIK süresi:	56 ms
Uyarın KAPALI süresi:	64 ms
Yükselme/alçalma süresi:	5,5 ms

Uyarın sunum kontrolü	
Açık-Kapalı oranı:	70 dB (uyarın seviyesi için > 95 dB HL)
Kapalı durumdaki bir ağırlıklı SPL:	Kontra supra-aural TDH 39: 33 dB Kontra dahili kulaklık: 23 dB

Timpanometri hassasiyet tanımı (daPa/s)

Pompa hızı	Dk.TW, %5 hata (daPa)	Dk. TW, %10 hata (daPa)	Dk. SA, %5 hata (daPa)	Dk. SA, %10 hata (daPa)
50 daPa/s	9	7	6	4
100 daPa/s	17	14	11	8
200 daPa/s	24	20	18	14
400 daPa/s	38	31	31	23
600 daPa/s	53	43	42	32

Geniş bant gürültüsü**Kontralateral TDH-39 kulaklığı**

Bant genişliği:	250 - 6000 Hz. Tolerans ± 5 dB re. 1 kHz seviyesi.
Eğim:	Görüntü seviyesi 6000 ile 9500 Hz arasında düşer ve 9500 Hz üzerindeki frekanslar için -23 dB re. 1 kHz seviyesi altında kalır.
Seviye:	Gürültü seviyesi dB HL cinsinden gösterilir. Tolerans ± 5 dB.

Kontralateral insert kulaklığı ve ipsilateral prob

Bant genişliği:	400 - 4000 Hz. Tolerans ± 5 dB re. 1 kHz seviyesi.
Eğim:	Görüntü seviyesi 4000 ile 7000 Hz arasında düşer ve 7000 Hz üzerindeki frekanslar için -23 dB re. 1 kHz seviyesi altında kalır.
Seviye:	Gürültü seviyesi dB HL cinsinden gösterilir. Tolerans ± 5 dB.

Alçak geçen gürültü**Kontralateral TDH-39 kulaklığı**

Bant limiti:	1600 Hz (nominal -3 dB noktası)
Eğim:	Eğim ek ± 6 dB toleransla 1600 Hz'nin üzerinde -12 ve -18 dB/oktav arasındadır. 8500 Hz'nin üstünde, görüntü seviyesi -34 dB re. 1600 Hz seviyesinin altında kalır.
Seviye:	Gürültü seviyesi dB HL cinsinden gösterilir. Tolerans ± 5 dB.

Kontralateral insert kulaklığı ve ipsilateral prob

Bant genişliği:	1600 Hz (nominal -3 dB noktası)
Eğim:	Eğim ek ± 6 dB toleransla 1600 Hz'nin üzerinde -12 ve -18 dB/oktav arasındadır. 8500 Hz'nin üstünde, görüntü seviyesi -34 dB re. 1600 Hz seviyesinin altında kalır.
Seviye:	Gürültü seviyesi dB HL cinsinden gösterilir. Tolerans ± 5 dB.

Yüksek geçen gürültü

Kontralateral TDH-39 kulaklığı

Bant limiti:	1600 Hz (nominal -3 dB noktası)
Eğim:	Eğim ek ± 6 dB toleransla 1600 Hz'nin altında +12 ve + 18 dB/oktav arasındadır.
Seviye:	Tüm gürültü seviyeleri dB HL cinsinden gösterilir. Tolerans ± 5 dB.

Kontralateral insert kulaklığı ve ipsilateral prob

Bant genişliği:	1600 Hz (nominal -3 dB noktası)
Eğim:	Eğim ek ± 6 dB toleransla 1600 Hz'nin üzerinde +12 ve +18 dB/oktav arasındadır.
Seviye:	Gürültü seviyesi dB HL cinsinden gösterilir. Tolerans ± 5 dB.

ANSI & IEC refleks uyaran RETSPL değerleri

Frekanslar (Hz)	Ipsilateral prob HA-1 ^[2]	İnsert Kulaklık HA-1 ^[2]	İnsert Kulaklık HA-2 ^[2]	Supra-ışitsel kulaklık IEC 60318-3/NBS 9A ^[1]	Supra-ışitsel kulaklık IEC 60318-1 ^[1]
500	6.0	6.0	5.5	11.5	13.5
1000	0.0	0.0	0.0	7.0	7.5
2000	2.5	2.5	3.0	9.0	9.0
4000	0.0	0.0	5.5	9.5	12.0
BBN ^[3]	6.5	6.0	8.0	12.0	13.5
LBN ^[3]	7.5	9.5	8.5	10.5	11.5
HBN ^[3]	4.0	5.0	7.5	12.5	14.5

Notlar:

1. ANSI/ASA S3.6-2010'dan, 5. tablo
2. ANSI/ASA S3.6-2010'dan, 7. tablo
3. Otometrics dahili çalışmasına dayalı

Hava basınç sistemi

Aralık	Normal +200 ile -400 daPa/s arası. Genişletilmiş +400 ile -600 daPa/s arası
Basınç tarama hızı:	Toplam basınç aralığının %20 ila %80'de 50, 100, 200, 400, 600 daPa/s \pm %20
Basınç doğruluğu:	Hangisi en büyükse, \pm %10 veya ± 10 daPa
	226 Hz üzeri ve 0.7 cc altındaki prob tonları için, ilave olarak ± 10 daPa oluşabilir.

Pompa ölçüm yönü:	Pozitif - negatif veya negatif - pozitif
Güvenlik:	Ayrı güvenlik +530 daPa ve -730 daPa. ± 70 daPa

Grafik birimleri

Admitans grafiği Y eksen birimi:	ml, cc, mmho, μ l
Grafik X eksen birimi	daPa, sn.

Cihaz ekranı

Ekran:	7 inç, 15:9 WVGA
Ayrışma:	800 x 480 piksel

USB portu konektörü

Tür:	USB cihaz portu
------	-----------------

Güç kaynağı

Harici güç kaynağı	XP Gücü, tip AFM60US24
Çıkış:	24 V, 2,5 A
Giriş:	100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 A

Güç tüketimi

Güç tüketimi:	< 70 VA
---------------	---------

Çalışma ortamı

Sıcaklık:	+15°C ila +35°C (59°F ila +95°F)
Hava nem oranı:	%10 ila 90, yoğuşmasız
Hava basıncı:	600 hPa ile 1060 hPa arası
Isınma süresi:	< 10 dk. Belirtilen işletim ortam koşulları içerisinde saklanmaz ise, cihaz, işleme alınmadan önce 24 saat boyunca çalışma amaçlı ısıtılmalıdır.

Yükseklik düzeltme

Boşluk admitansı atmosfer basıncına bağlıdır. Bu, atmosfer basıncının değişmesi halinde, mmho ve ml arasındaki ilişkinin değişeceği anlamına gelir. Aşağıdaki tablo farklılıkları hesaplamak için kullanılabilir.

Yükseklik (m)	mmho artışı (%)
0	0
500	6
1000	13

1500	20
2000	27
2500	36
3000	45

Saklama ve taşıma

Sıcaklık:	-20°C ila +60°C (-4°F ila +140°F)
Bağıl nem:	< %90, yoğuşmasız
Hava basıncı:	500 hPa ila 1060 hPa

Boyutlar (HxWxD)

Bağımsız sürüm:	190 mm x 248 mm x 261 mm (7,5" x 9,8" x 10,3")
PC-tabanlı sürüm:	100 mm x 240 mm x 240 mm (3,9" x 9,4" x 9,4")

Prob boyutları (HxWxD)

Quick Check prob:	28 mm x 22 mm x 100 mm (9,1" x 0,3" x 9,1")
Tanı probu:	10 mm x 10 mm x 25 mm (0,0" x 0,4" x 1,4")

Ağırlık

Bağımsız sürüm:	2,65 kg/5,85 lb
PC-tabanlı sürüm:	1,65 kg/3,64 lb

İsteğe bağlı özellikler (Bağımsız)

Yazıcı:	Dahili yazıcı. 112 mm genişlikte kağıda 832 nokta satır/sn hızda yazdırır
2 cc kupler	

Kalibrasyon

Ekipman, EN 60645-5 ve ANSI S3.39 doğrultusunda düzenli olarak kalibre edilmelidir

Temel performans

MADSEN Zodiac'in temel bir performansı yoktur ve bu doğrultuda uygulanabilir gereklilikler şu şekildedir:

1. EN 61027 Tip 1, ANSI S3.39 Tip 1'de tanımlandığı şekilde empedans/admitans.
2. IEC 60601-1'de tanımlandığı şekilde temel güvenlik.

IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10'un gerektirdiği tüm bilgiler MADSEN Zodiac Kullanıcı Kılavuzu'de bulunmaktadır.

Standartlar

Güvenlik:	IEC 60601-1, UL 2601-1, CAN/CSA - C22.2 NO 601.1-90 ANSI/AAMI ES60601-1 + AMD 1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 MADSEN Zodiac: EN 60601-1, Sınıf II, Harici Güç, Tip BF, IPX0
EMC:	EN 60601-1-2
Empedans/Admitans:	Clinical/Diagnostic: EN 60645-5 Tip 1, ANSI S3.39 Tip 1
Güç kaynağı:	I. sınıf harici olarak çalıştırılan kaynak

Bertaraf etme

MADSEN Zodiac WEEE ve yerel yönetmelikler uyarınca normal elektronik atık olarak elden çıkarılabilir.

14.1 Accessories (Aksesuarlar)

Listelenen aksesuarlar tedarik edilen MADSEN Zodiac'in konfigürasyonuna bağlıdır.

- Tanı probu, Classic
- Tanı probu, Comfort
- Quick Check prob
- Kulak ucu
- Kulak ucu kutusu
- Otometrics kulaklık takma, kontralateral
- Kontralateral kulaklık, TDH-39
- Kontralateral kulaklıklar için uçlar
- Omuz kayış kancası
- Quick Check probu için prob yuvası, duvara veya cihaza monte
- Prob kontrolü için 2 cc kavite
- Çok frekanslı kavite kiti
- OTOSuite SW kurulum diskisi
- Güç kablosu
- MADSEN Zodiac Kullanıcı Kılavuzu
- MADSEN Zodiac Referans Kılavuzu
- USB Bağlantı kablosu
- Güç kaynağı ünitesi
- Dahili yazıcı için kağıt rulosu
- Prob uçları
- PC tabanlı cihaz için duvara montaj kiti
- Prob temizleme kiti


14.2 EMC hakkında notlar (Elektromanyetik Uyumluluk)

- MADSEN Zodiac bir tıbbi elektrik sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle özel güvenlik tedbirlerine tabidir. Bu yüzden, bu belgeye sunulan kurulum ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.
- Cep telefonları gibi portatif ve taşınabilir yüksek frekanslı iletişim cihazları MADSEN Zodiac'in çalışmasını engelleyebilir.

Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar		
MADSEN Zodiac, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Zodiac kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.		
Emisyon testi	Uygunluk	Elektromanyetik ortam - kılavuz
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	MADSEN Zodiac RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden olma ihtimalleri pek yoktur.
RF emisyonları CISPR 11	Sınıf B	MADSEN Zodiac yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tüm mekanlarda kullanılmaya uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Uygulanamaz	
Voltaj dalgalanmaları/titreşim emisyonları IEC 61000-3-3	Uygulanamaz	

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik muafiyet			
MADSEN Zodiac, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Zodiac kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.			
Dayanıklılık testi	IEC 60601 test seviyesi	Uygunluk seviyesi	Elektromanyetik ortam - kılavuz
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2 uyarınca	+/- 6 kV temas +/- 8 kV hava	+/- 6 kV temas +/- 8 kV hava	Zeminlerin ahşap, betan veya seramik fayans olması gerekir. Zeminler sentetik materyalle örtülüyse, göreli nemin en az %30 olması gerekir.
Elektrikli hızlı geçici/patlama IEC 61000-4-4	Güç kaynağı hatları için +/-2 kV giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV	Güç kaynağı hatları için +/-2 kV giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV	Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya hastane ortamına uygun olmalıdır.
Dalgalanma IEC 61000-4-5	+/- 1 kV hat(lar) ila hat(lar) +/- 2 kV hatlardan topraklamaya	+/- 1 kV hat(lar) ila hat(lar) +/- 2 kV hatlardan topraklamaya	Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya hastane ortamına uygun olmalıdır.

Güç kaynağı giriş hatlarında voltaj düşmesi, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11	0,5 döngü için <math><5 U_T</math> (<math>u_t< math="">'de >%95 batma) 5 devir için %40 <math>u_t< (%60="" <math>u_t<="" batma="" math>="" math>)<br=""></math>u_t<>25 devir için %70 <math>u_t< (%30="" <math>u_t<="" batma="" math>="" math>)<br=""></math>u_t<>5 sn için <math><5 U_T</math> (<math>u_t< math="">'da >%95 batma<math>_t< math>)<="" td=""> <td>0,5 döngü için <math><5 U_T</math> (<math>u_t< math="">'de >%95 batma) 5 devir için %40 <math>u_t< (%60="" <math>u_t<="" batma="" math>="" math>)<br=""></math>u_t<>25 devir için %70 <math>u_t< (%30="" <math>u_t<="" batma="" math>="" math>)<br=""></math>u_t<>5 sn için <math><5 U_T</math> (<math>u_t< math="">'da >%95 batma<math>_t< math>)<="" td=""> <td>Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya hastane ortamına uygun olmalıdır. MADSEN Zodiac kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması gerekirse MADSEN Zodiac cihazının kesintisiz bir güç kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.</td> </math>_t<></math>u_t<></math>u_t<></td></math>_t<></math>u_t<></math>u_t<>	0,5 döngü için <math><5 U_T</math> (<math>u_t< math="">'de >%95 batma) 5 devir için %40 <math>u_t< (%60="" <math>u_t<="" batma="" math>="" math>)<br=""></math>u_t<>25 devir için %70 <math>u_t< (%30="" <math>u_t<="" batma="" math>="" math>)<br=""></math>u_t<>5 sn için <math><5 U_T</math> (<math>u_t< math="">'da >%95 batma<math>_t< math>)<="" td=""> <td>Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya hastane ortamına uygun olmalıdır. MADSEN Zodiac kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması gerekirse MADSEN Zodiac cihazının kesintisiz bir güç kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.</td> </math>_t<></math>u_t<></math>u_t<>	Şebeke elektriğinin kalitesi, tipik bir ticari ortama veya hastane ortamına uygun olmalıdır. MADSEN Zodiac kullanıcının, ana şalter kesintilerinde kesintisiz çalıştırması gerekirse MADSEN Zodiac cihazının kesintisiz bir güç kaynağı ya da batarya (pil) ile çalıştırılması tavsiye edilir.
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8 uyarınca	3 A/m	3 A/m	Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya hastane ortamındaki tipik bir konum için normal olacak seviyelerde olması gerekir.
U _T test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.			



Kılavuz ve üretici beyanı - yaşam desteği için KULLANILMAYAN cihaz ve sistemler için elektromanyetik muafiyet			
MADSEN Zodiac, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Zodiac kullanıcısı böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.			
Emisyon testi	IEC 60601 test seviyesi	Uygunluk seviyesi	Elektromanyetik ortam - kılavuz
İletilen RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz	3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz	Taşınabilir ve cep RF iletim ekipmanlarının, kablolar da dahil, MADSEN Zodiac'ın hiçbir kısmına, tavsiye edilen ve vericinin frekansı için geçerli olan denklemlerle hesaplanan ayrılma mesafesinden daha yakın olarak kullanılmaması gerekir. Tavsiye edilen ayrılma mesafesi: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}, 80 \text{ MHz ila } 800 \text{ MHz için}$ $d = 2,3 \sqrt{P}, 80 \text{ MHz ila } 2,5 \text{ GHz için,}$
Yayılan RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz'den 2,5 GHz'e	3 V/m 80 MHz'den 2,5 GHz'e	burada P vericinin, vericinin üreticisine göre belirlenen Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değeridir ve d de metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma mesafesidir. Bir elektromanyetik alan incelemesiyle ^a belirlenen sabit RF vericilerinin alan güçlerinin, her frekans aralığındaki uygunluk seviyesinden daha az olması gerekir. ^b Bu simgeyle işaretlenmiş olan ekipmanın yakınında parazitlenme oluşabilir: 
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.			
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.			
a. Cep (hücreli/kablosuz) telefonları ve kara seyyar telsizleri, amatör telsizleri, AM ve FM radyo yayınları ve televizyon yayınlarının baz istasyonları gibi sabit vericilerin alan güçleri, teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik alan incelemesinin yapılması gerekebilir. MADSEN Zodiac'ın kullanıldığı konumda ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uygunluk seviyesini aştığı takdirde, MADSEN Zodiac'ın normal bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakılıp bunun doğrulanması gerekir. Herhangi bir anormal performans gözlemlendiğinde, MADSEN Zodiac'ı yeniden ayarlamak veya yerini değiştirmek gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir.			
b. 150 kHz ile 80 MHz arası frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'nin altında olmalıdır.			






Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı ile MADSEN Zodiac arasındaki tavsiye edilen ayrılma mesafeleri			
MADSEN Zodiac, yayılan RF parazitlerinin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MADSEN Zodiac müşterisi veya kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile MADSEN Zodiac arasında aşağıda önerilen bir minimum ayırma mesafesini muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmenin önlenmesine yardımcı olabilir.			
Vericinin nominal maksimum çıkış gücü W	Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi m		
	150 kHz ila 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz'den 800 MHz'e $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz'den 2,5 GHz'e $d = 2,3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Yukarıdaki listede bulunmayan bir maksimum çıkış gücüne göre değerlendirilmiş olan vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen ayrılma mesafesi d, vericinin üreticisine göre vericinin Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değerinin P olarak gösterildiği, vericinin frekansına uygulanabilir denklem kullanılarak tahmin edilebilir.			
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı için ayrılma mesafesi geçerlidir.			
Not 2: Bu talimatlar tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapıların, nesnelerin ve insanların emme ve yansıtmasından etkilenir.			

15 Standartlar ve uyarılar



15.1 Sembollerin tanımı

MADSEN Zodiac

	<p>Alet atık elektrikli ve elektronik teçhizat (WEEE) hakkında 2002/96/EC sayılı Direktif kapsamındaki elektronik ekipman.</p> <p>Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların (pillerin) ve akümülatörlerin çalışma ömürlerinin sonunda ayrı bir toplama yerine götürülmesi gerekir. Bu koşul, Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu ürünleri sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.</p> <p>Cihaz ve aksesuarlarınızı Otometrics'e veya Otometrics'in herhangi bir tedarikçisine iade edebilirsiniz. Bertaraf etmeyle ilgili önerileri için bölgenizdeki yetkili makamlarla da irtibata geçebilirsiniz.</p>
	<p>İkazlar ve dikkat edilecek noktalar için kullanım kılavuzuna başvurun.</p>

	İkazlar ve dikkat edilecek noktalar için kullanım kılavuzuna başvurun.
	IEC60601-1'in Tip BF koşullarına uygundur.
	93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi ve RoHS Direktifine (2011/65/EC) uygundur. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi 1999/5/EC'ye uygundur.
	TIBBİ - Yalnızca UL 60601-1, ilk basım, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 standartlarına uygun olarak elektrik şoku, yangın, mekanik tehlikelere ilişkin Genel Tıbbi Cihazlar. OR TIBBİ - yalnızca ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), IEC 60601-1-6, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) ve CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6 (2011) standartlarına uygun olarak elektrik çarpması, yangın ve mekanik tehlikelere ilişkin Genel Tıbbi cihazlar.
	Fransa'da cihazın sadece kapalı alanda kullanımına izin verilir.
FCC	Bu cihaz, FCC kuralı bölüm 15'e uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula bağlıdır: <ul style="list-style-type: none"> Bu cihaz, tehlikeli parazite neden olmamalıdır. Bu cihaz, istenilmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere gelen bütün parazitleri kabul etmelidir.
IC	Belge/kayıt numarası önündeki "IC" işareti, Kanada Sanayisi teknik şartlara uygun olduğunu belirtir.

OTOSuite Emitans modülü

	93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi ve RoHS Direktifine (2011/65/EC) uygundur.
	Yazılım programı hata verdiği hata mesajı diyaloglarında kullanılır. İletişim kutusundaki detaylı bilgiye bakın.

15.2 İkaz notları

Bu kullanma kılavuzu, kılavuz kapsamındaki cihazlar ve yazılımın güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler ve ikazlar içerir. Varsa yerel resmi kurallar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.

1. Bu sınıftaki teçhizatın ülke içindeki kuruluşlarda bir sağlık uzmanının gözetimi altında kullanılmasına izin verilir.
2. MADSEN Zodiac, hastalarının duyma testini yapmak için odyologlar, KBB'ciler ve diğer sağlık uzmanları tarafından tanılayıcı ve klinik kullanım için tasarlanmıştır.
3. Bir kulakta enfeksiyondan şüphelenirseniz, diğer kulak üzerinde teste devam etmeden önce kulak ucunu değiştirin ve temiz bir prob ucu kullanın.
4. Çapraz enfeksiyonu önlemek için bir sonraki müşteriyi test ederken yeni prop kullanın.

5. Zarar verme ve yanlış kullanım, cihazın işlevi üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Öneriler için tedarikçiniz ile irtibata geçin.
6. Güvenlik ve garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca cihazın üreticisi ya da yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda hasarların detaylı tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı kullanmayın.
7. Statik elektrik miktarını en alt seviyeye indiren bir ortama kurulması tavsiye edilir. Örneğin antistatik halı önerilir.
8. Cihaz performansına etki edebileceğinden ötürü cihazın diğer ekipmanla bir arada bulunmamasını veya havalandırması yetersiz olan bir yerde tutulmamasını öneririz. Diğer ekipmanlarla üst üste veya yan yana bulunacaksa cihazın işleyişinin etkilenmeyeceğinden emin olun.
9. Cihazı, Teknik Özellikler'de, Taşıma ve saklamada belirtilen değerleri aşan sıcaklıklarda ve nem değerlerinde saklamayın ya da çalıştırmayın.
10. Sıvılardan uzak tutun. Ünite içerisine nem girmesine izin vermeyin. Birimin içerisindeki nem cihaza zarar verebilir ve kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.
11. Cihazı yanıcı maddelerin (gazlar) veya oksijen açısından zengin ortamlarda kullanmayın.
12. Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya bu kılavuzun Kullanım Amacı bölümünde belirtilen uygulamalar dışındaki amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.
13. Boğulma tehlikesi! Kulak uçlarını çocukların erişebileceği yerlerde gözetimsiz bırakmayın.
14. Cihaz ve takılacak kendi güç kaynağına sahip her türlü alet herhangi bir bağlantı kurulmadan önce kapatılmalıdır. *Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için, elektrik fişini elektrik prizinden çekin. Üniteyi, elektrik fişinin duvar prizinden çıkarılması zor olacak şekilde yerleştirmeyin.*
15. Güvenlik gerekçesiyle ve EMC üzerine olan etkileri sebebiyle, cihazın çıkış donanımına bağlanan aksesuarlar sistemle birlikte temin edilen ile aynı türden olmalıdır.
16. Dönüştürücü içeren aksesuarlarda yıllık kalibrasyon yapılması tavsiye edilir. Ayrıca, eğer teçhizat herhangi bir potansiyel hasar görmüşse kalibrasyon yapılması önerilir (örneğin, yere düşen kulaklık, kontrafon, prob).
Kalibrasyonun, sadece temin edilen dönüştürücüler üzerinde yapıldığına dikkat edin! Cihaz ile birlikte başka bir dönüştürücü kullanmak isterseniz öncelikle yerel distribütörünüz ile görüşün.
17. Kulak uçları gibi atılabilir aksesuarlar yeniden kullanılmamalıdır ve çapraz enfeksiyonu önlemek için hastalar arasında yenilenmelidir.
18. Eğer cihaz güçlü bir telsiz alanına maruz kalırsa istenmeyen gürültüler meydana gelebilir. Söz konusu gürültü doğru ölçümlerin kaydedilmesiyle çakişabilir. Cep telefonları gibi birçok elektrikli cihaz tipi radyo alanları oluşturabilir. Bu gibi cihazların söz konusu cihazın yakınında kullanılmasının olabildiğince sınırlandırılması öneriyoruz.
Benzer şekilde, cihazın elektromanyetik alanlara hassas cihazların yakınında kullanılmamasını tavsiye ederiz.
19. Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, ekipmanı kullanmada kullanıcı yetkisini geçersiz kılabilir.
20. Cihaz ve güç kaynağı yerel yönetmeliklere göre normal elektronik atık olarak atılabilir.



21. Sadece belirtilen güç kaynağını kullanın.

Bkz. Teknik Özellikler, Güç Kaynağı

Bir elektronik tıbbi sistem kurarken, montajı gerçekleştiren kişi söz konusu ürünle (ör. PC ve/veya yazıcı) aynı güvenlik şartlarını karşılamayan diğer bağlı cihazların sistemin toplam güvenlik düzeyinde bir düşmeye yol açabileceğini hesaba katmalıdır. Ekipmanlar UL/IEC 60950'ye uygun olmalıdır.

Cihaza bağlı aksesuarları seçerken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

- Bağlanan ekipmanın bir hasta ortamında kullanılması.
- Bağlanan ekipmanın IEC 60601-1 (3'üncü), AAMI ES60601-1 ve CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1-08-CAN/CSA'ya uygun şekilde test edildiğini gösteren belge.

Güç kaynağının DC çıkış fişi veya cihazın ya da bağlı cihazların konektörleri ile hastaya aynı anda dokunmayın.

22. IEC 60601-1'e (3'üncü) uymak için bilgisayar ve yazıcının, müşterinin ulaşamayacağı bir yere, yani en az 1,5 metre/5 ft uzağına yerleştirilmesi gerekir.

23. Ekipman test edilmiştir ve FCC Kuralları bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz için sınırlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bu sınırlar, yerleşim alanında tehlikeli parazite karşı koruma sağlamak için belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekansı üretir, kullanır ve ışın yayabilir ve talimatlara göre kurulmazsa ve kullanılmazsa telsiz iletişimlerine tehlikeli parazite neden olabilir. Ancak bununla birlikte belirli bir kurulumda parazitinin olmayacağı garanti edilemez. Ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek ekipman, radyo ya da televizyon alıcısına tehlikeli parazite neden olursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birkaç tanesini uygulayarak paraziti düzeltmesi için teşvik edilmelidir.

- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan prize bağlayın.
- Yardım için satıcı ya da deneyimli radyo/TV teknisyeni ile görüşün.

16 Diğer referanslar

Detaylı bilgi için MADSEN Zodiac ve OTOSuite modülleri hakkında detaylı referans bilgileri içeren OTOSuite online Yardım bölümüne bakın.

OTOSuite'in kurulumuna yönelik talimatları öğrenmek için OTOSuite'ün kurulum aracındaki OTOSuite Yükleme Kılavuzu'ne bakınız.

MADSEN Zodiac'i kullanma hakkında detaylı bilgileri MADSEN Zodiac Referans Kılavuzu'te bulabilirsiniz.

Sorun çözme örnekleri MADSEN Zodiac Referans Kılavuzu'de açıklanmıştır.

17 Üretici

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarka
☎ +45 45 75 55 55
📠 +45 45 75 55 59
www.otometrics.com

17.1 Üreticinin sorumluluğu

Üretici cihazın güvenliği, sağlamlığı ve performansı üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu tutulabilecektir:

- Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ekipmanın bağlandığı elektrik tesisatı EN/IEC gerekliliklerine uygun olmalıdır.
- Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve performansı konusunda her türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.