

REV	DESCRIPTION	CN	BY	APPR	DATE
01	Rebranded to Natus; Update Address & EC Rep; Add Open book and LOT symbol	50105	RJB	MAP	29-Nov-12
02	Change Natus Medical to Natus Neurology	50105	RJB	MAP	26-FEB-13
03	Address update from Deming way to Pleasant View.	50849	MPK		

Y RoHS Compliant to 2011/65/EU -- Latex Free -- BPA Free -- DEHP <0.1% by Weight

11.7" (REF)

**Reusable Lead Cable for Monopolar Needle Electrodes**

Instructions for use

**English**

Reusable lead cable for Disposable Monopolar Needles

Instructions for use

Enclosed is a cable for use with the TECA™ Disposable Monopolar Needles.

This system offers a 61cm ultra flexible non-shielded lead wire with integral connectors for use with most EMG instruments.

Cleaning Instructions

The reusable lead cable should be wiped with an alcohol wipe after use.

Do not autoclave this reusable lead cable.

**Français**

Câble Réutilisable pour Electrodes à Aiguille Monopolaire Jetable

Instructions d'utilisation

Un câble est joint pour l'utilisation avec les Aiguilles Monopolaires Jetables TECA™.

Ce système propose un fil non antiparasité ultra souple de 61cm avec connecteurs intégraux pour l'utilisation avec la majorité des instruments EMG.

Instructions de nettoyage

Le câble réutilisable doit être essuyé avec une serviette imbibée d'alcool après l'emploi.

Ne pas mettre le câble réutilisable en autoclave.

**Deutsch**

Wieder verwendbares Anschlusskabel für monopolare Nadelelektroden zur einmaligen Verwendung

Gebrauchsanweisung

Zum Lieferumfang gehört ein Kabel für die monopolaren TECA™-Nadeln zur einmaligen Verwendung.

Dit systeem bestaat uit een 61 cm lange, ultraflexibele, onbeschermd stroomkabel met integrale connectors voor gebruik met de meeste EMG-instrumenten.

Reinigungshinweise

Das wieder verwendbare Anschlusskabel ist nach Verwendung mit einem mit Alkohol getränkten Tuch abzuwischen.

Das wieder verwendbare Anschlusskabel nicht im Autoklaven sterilisieren.

**Reusable Lead Cable for Monopolar Needle Electrodes**

Instructions for use

TECA™ is a trademark of Natus Neurology Incorporated

Natus Neurology Incorporated  
3150 Pleasant View Road  
Middleton, WI, USA 53562  
1-800-356-0007  
Supplies.nc@Natus.com

Natus Europe GmbH  
Robert-Koch-Str. 1  
82152 Planegg, Germany

CE USA Only Rx Only

017W033 03

Symbol	English
USA Only	Federal law (USA) restricts this device for sale by or on the order of a licensed medical practitioner.
Rx Only	
REF	Catalogue number
LOT	Traceability number
i	See instructions for use

Symbole	Français
USA Only	La Loi Fédérale (USA) limite ce dispositif à la vente par ou sur commande d'un médecin licencié.
Rx Only	
REF	Numéro de catalogue
LOT	Numéro de rattachement
i	Voir le mode d'emploi

Symbol	Deutsch
USA Only	Nach den Bundesgesetzen der USA darf dieses Gerät nur von zugelassenen Ärzten oder in deren Auftrag verkauft werden.
Rx Only	
REF	Katalognummer
LOT	Nachweisbarkeitsnummer
i	Vor Gebrauch Anleitung beachten

Symbolo	Español
USA Only	La legislación federal (EE UU) restringe este producto a su venta por, o a pedidos de, un médico autorizado para ejercer la Medicina.
Rx Only	
REF	Número de catálogo
LOT	Número de lote
i	Ver instrucciones de uso

Natus Neurology Incorporated  
3150 Pleasant View Road  
Middleton, WI, USA 53562  
1-800-356-0007  
Supplies.nc@Natus.com

Natus Europe GmbH  
Robert-Koch-Str. 1  
82152 Planegg, Germany

CE USA Only Rx Only

Document revision

- NOTES:
- INSTRUCTIONS FOR USE TO BE TRANSLATED INTO:- FRENCH, GERMAN, SPANISH, DANISH, DUTCH, GREEK, ITALIAN, PORTUGUESE AND SWEDISH.
  - LEAFLET TO BE DOUBLE SIDED PRINT WITH FOUR LANGUAGES ON SIDE 1 AND SIX LANGUAGES ON SIDE 2. SEE SHEETS 1 & 2 OF THIS DOCUMENT.
  - PRINT COLOUR: ALL TEXT & GRAPHICS TO BE INDELIBLE BLACK.
  - OUTLINE IS FOR REFERENCE ONLY AND IS NOT TO BE PRINTED.
  - FINISHED LEAFLET TO BE SUPPLIED 5 FAN FOLDED, COMPANY DETAILS TO FACE OUTWARDS.
  - PRINTING PAPER TO BE BRIGHT WHITE, APPROXIMATELY 80 GSM.
  - FINISHED PARTS TO COMPLY TO EU ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU.

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY INFORMATION OF NATUS MEDICAL INCORPORATED. NEITHER THIS DOCUMENT NOR THE INFORMATION HEREIN IS TO BE REPRODUCED, DISTRIBUTED, USED OR DISCLOSED, IN PART OR IN WHOLE, EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED BY NATUS MEDICAL INCORPORATED.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. TOLERANCES ARE:  .X± .XX± .XXX±	MATERIAL SEE NOTES	NATUS NEUROLOGY INCORPORATED 1850 DEMING WAY MIDDLETON, WI 53562-3530
REMOVE ALL BURRS, BREAK SHARP EDGES DRAWING PER ANSI Y14.5 WELDING SYMBOLS PER AWS A2.0	DESIGN BY MF. CATALDI DATE 7/28/2009	SIZE B
DO NOT SCALE DRAWING	APPROVED BY Mark Pauli DATE 18-Feb-2010	DRAWING/PART NO. 017W033 REV 03
		SCALE: NTS E-FILE: 017W033_p1.ai SHEET 1 OF 2