


Électrodes adhésives jetables de Natus

Une qualité supérieure pour une performance durable


- Excellente adhérence pour les exigences cliniques élevées, notamment les repositionnements répétés.
- Différentes options pour satisfaire aux exigences des études EMG, NCS, PES, IOM, PSG et ENG.
- Électrodes prégélifiées qui se séparent proprement de leur support sans laisser de résidus.
- Les modèles avec fils sont à code-couleur et se terminent par des connecteurs protégés des contacts.
- Pochettes hermétiques en aluminium pour une qualité optimale.

Électrodes avec fils terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts



019-415200

Kit NCV jetable



019-439400
019-414200

Lot de 3 électrodes à disque jetables




019-406600

Électrodes-pastilles jetables



019-439300

Électrode-anneau jetable




019-400400
019-409000

Lot de 4 électrodes à disque jetables



019-415000
019-420800

Lot de 2 x 2 jetables




019-408500

443020

454030

454040

Électrode de surface jetable



019-400500
019-409100

Electrode à plaque de mise à la terre jetable



019-422200

Électrode à plaque de mise à la terre 51 mm x 102 mm (2 x 4 po) jetable

Électrodes adhésives spéciales jetables avec fils terminés par des connecteurs 0,7 mm protégés des contacts



443010

454010

Compatibles uniquement avec les systèmes Dantec Keypoint, Keypoint Focus & Natus UltraPro S100 EMG.


Électrodes sans fils (nécessitent les câbles à pince crocodile réutilisables*)



Électrode-pastille/de mise à la terre jetable



Électrode-anneau jetable, large



Électrode-barre/disque jetable



Électrode à plaque de mise à la terre jetable



Lot d'électrodes-pastilles jetables

*Voir le catalogue des fournitures de Natus Neurodiagnostic (section EMG) pour consulter les options de câbles à pince crocodile.

Informations de commande

Électrodes avec fils terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts					
Référence	Type	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-415200	Kit de test NCV	20 mm	1 m (39 po)	24 kits/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-439400	Disque	20 mm	0,5 m (20 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-414200	Disque	20 mm	1 m (39 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-406600	Pastille	20 mm x 25 mm	1 m (39 po)	24 paire/emballage	La plupart des systèmes EMG
019-415000	Disque	20 mm	1,5 m (59 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-420800	Disque	20 mm	3 m (118 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-400400	Disque	20 mm	1 m (39 po)	15 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-409000	Disque	20 mm	2 m (79 po)	15 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-439300	Anneau	8 mm x 106 mm	0,5 m (20 po)	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-408500	Électrode de surface	15 mm x 20 mm	1 m (36 po)	12/emballage	La plupart des systèmes EMG
019-422200	Terre	51 mm x 102 mm	1,5 m (59 po)	24 pochettes/emballage	La plupart des systèmes EMG
019-400500	Terre	40 mm x 50 mm	1 m (36 po)	24 pochettes/emballage	La plupart des systèmes EMG
019-409100	Terre	40 mm x 50 mm	2 m (79 po)	24 pochettes/emballage	La plupart des systèmes EMG
443020	Électrode de surface	15 mm x 20 mm	1,2 m (47,2 po)	12/emballage	La plupart des systèmes EMG
454030	Électrode de surface	20 mm x 25 mm	1,2 m (47,2 po)	12/emballage	La plupart des systèmes EMG
454040	Électrode de surface	20 mm x 25 mm	2 m (79 po)	12/emballage	La plupart des systèmes EMG

Électrodes sans fils				
Référence	Type	Zone d'enregistrement	Quantité	Compatibilité
019-435300	Terre	22 mm x 32 mm	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-435500	Anneau	8 mm x 95 mm	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
N6003	Barre	12 mm x 18 mm	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-768500	Plaque de mise à la terre	40 mm x 50 mm	25 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
N2025	Kit	Plusieurs électrodes ; voir le contenu	Électrodes-barres, électrodes de mise à la terre et électrodes anneaux, 60 de chaque	La plupart des systèmes EMG

Électrodes spéciales avec fils terminés par des connecteurs 0,7 mm protégés des contacts					
Référence	Type	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
443010	Électrode de surface	15 mm x 20 mm	16,5 cm (6,5 po)	12/emballage	Systèmes EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100 uniquement
454010	Électrode de surface	20 mm x 25 mm	16,5 cm (6,5 po)	12/emballage	

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle internationale : **+1-608-829-8500**



Natus Neuro
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
Tél. : 1-800-356-0007
1-608-829-8500
Fax : 1-608-829-8709
natus.com

©2019 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées.