


## Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektroden von Natus

### Premium-Qualität für nachhaltige Leistung

- Ausgezeichnete Haftung für anspruchsvolle klinische Anforderungen, einschließlich mehrfacher Neupositionierung
- Optionen zur Erfüllung von EMG-, NCS-, SEP-, IOM-, PSG- und ENG-Untersuchungsanforderungen
- Vorgelierte Elektroden trennen sich sauber von der Unterlage, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Modelle mit Kabeln sind farbcodiert und enden in berührungssicheren Steckern
- Qualitätsversiegelt in Folienbeuteln für optimale Frische

### Elektroden mit Kabeln enden in berührungssicheren 1,5-mm-Steckern



019-415200

Einmal verwendbarer  
NCV-Satz



019-439400  
019-414200

Einmal verwendbarer Satz mit  
3 Scheibenelektroden




019-406600

Einmal verwendbare  
Streifenelektroden



019-439300

Einmal verwendbare  
Ring-Elektrode




019-400400  
019-409000

Einmal verwendbarer Satz mit  
4 Scheibenelektroden



019-415000  
019-420800

Einmal verwendbarer  
2x2-Satz



019-408500

443020

454030454040

Einmal verwendbare  
Oberflächenelektrode



019-400500  
019-409100

Einmal verwendbare Plattenelektrode  
für Masseanschluss



019-422200

Einmal verwendbare 51 x 102 mm  
Plattenelektrode für Masseanschluss

### Einmal verwendbare Spezial-Klebelektroden mit Kabeln, die in berührungssicheren 0,7-mm-Steckern enden



443010

454010

Nur mit Dantec Keypoint-, Keypoint Focus- und  
Natus UltraPro S100 EMG-Systemen kompatibel

## Elektroden ohne Kabel (erfordern wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen\*)



Einmal verwendbare Streifenelektrode mit Erdungsanschluss



Einmal verwendbare, große Ringelektrode



Einmal verwendbare Stab-/Scheibenelektrode



Einmal verwendbare Plattenelektrode für Masseanschluss



Einmal verwendbarer Streifenelektrodensatz

\*Siehe Optionen zu Anschlusskabeln mit Krokodilklemmen im Natus-Katalog für neurodiagnostisches Zubehör (Abschnitt EMG).

## Bestellinformationen

Elektroden mit Kabeln enden in berührungssicheren 1,5-mm-Steckern					
Teilenummer	Typ	Aufnahmefläche	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-415200	NCV-Test-Satz	20 mm	1 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-439400	Scheibe	20 mm	0,5 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-414200	Scheibe	20 mm	1 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-406600	Streifen	20 mm x 25 mm	1 m	24 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-415000	Scheibe	20 mm	1,5 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-420800	Scheibe	20 mm	3 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-400400	Scheibe	20 mm	1 m	15 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-409000	Scheibe	20 mm	2 m	15 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-439300	Ring	8 mm x 106 mm	0,5 m	10 Pkg/Karton	Die meisten EMG-Systeme
019-408500	Oberflächenelektrode	15 mm x 20 mm	1 m	12/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-422200	Erdung	51 mm x 102 mm	1,5 m	24 Beutel/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-400500	Erdung	40 mm x 50 mm	1 m	24 Beutel/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-409100	Erdung	40 mm x 50 mm	2 m	24 Beutel/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
443020	Oberflächenelektrode	15 mm x 20 mm	1,2 m	12/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
454030	Oberflächenelektrode	20 mm x 25 mm	1,2 m	12/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
454040	Oberflächenelektrode	20 mm x 25 mm	2,0 m	12/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Elektroden ohne Kabel				
Teilenummer	Typ	Aufnahmefläche	Menge	Kompatibilität
019-435300	Erdung	22 mm x 32 mm	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme
019-435500	Ring	8 mm x 95 mm	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme
N6003	Stab	12 mm x 18 mm	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme
019-768500	Platte für Masseanschluss	40 mm x 50 mm	25 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme
N2025	Satz	Mehrfachelektroden; siehe Inhalt	Jeweils 60 Stab-, Erdungs- und Ringelektroden	Die meisten EMG-Systeme

Spezialelektroden mit Kabeln, die in berührungssicheren 1,5-mm-Steckern enden					
Teilenummer	Typ	Aufnahmefläche	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
443010	Oberflächenelektrode	15 mm x 20 mm	16,5 cm	12/Pkg	Nur Dantec Keypoint-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme
454010	Oberflächenelektrode	20 mm x 25 mm	16,5 cm	12/Pkg	

Um eine Bestellung aufzugeben oder mehr Informationen zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

Internationale Kunden wenden sich an die folgende Nummer: **+1-608-829-8500**



**Natus Neuro**

3150 Pleasant View Road  
Middleton, WI 53562, USA  
Tel.: +1-800-356-0007  
+1-608-829-8500  
Fax: +1-608-829-8709  
[natus.com](http://natus.com)

©2019 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben.