



Monitorización continua de la función cerebral cuando y donde lo necesite; nuevos estándares en materia de cuidados en la UCI



Monitorización neurológica avanzada para disfrutar de la máxima confianza clínica

- Ayuda para el diagnóstico de la función cerebral del paciente
- Muchas opciones de tendencias avanzadas con identificación rápida de señales patológicas que permiten una intervención inmediata
- Opciones de integración de monitorización fisiológica
- Observación en línea para ayudar al médico a identificar daños irreversibles en el cerebro

Seguridad y tranquilidad para los profesionales de TI y los profesionales sanitarios

- Capa de XLSecurity con paquete de seguridad basado en roles y cifrado de unidades
- Base de datos distribuida SQL de nivel empresarial avanzada y con capacidad de búsqueda
- Integración HL7 bidireccional con HIS/EMR
- Instalación automatizada del software para centros grandes con la ayuda de Cerebrum Enterprise Solution

Software Natus NeuroWorks

- Interfaz sencilla e intuitiva diseñada específicamente para el flujo de trabajo de cuidados intensivos
- Se puede montar en un carro para facilitar su transporte o directamente en una columna o pared
- Software vanguardista con opciones de tendencias avanzadas, que incluye qEEG
- Amplificadores y cámaras TCP/IP con soporte de DHCP que se pueden conectar en cualquier lugar (plug and play) de su red

La monitorización del cerebro con el prestigioso sistema NeuroWorks de Natus proporciona de manera inmediata el estado de la función cerebral del paciente al personal de la UCI y a monitores remotos para que pueda ser revisado por los médicos.



Natus Brain Monitor*

- Hasta 64 canales de referencia y 12 diferenciales, 16 canales de CC
- Velocidad de muestreo de 4 kHz
- Comprobación de impedancia integrada
- Pantalla táctil en unidad base con interacción en tiempo real con estudios en curso
- Comprobación de impedancia visual y posibilidad de añadir notas
- Realización de biocalibraciones al pie de la cama del paciente

*se necesita NeuroWorks 9.0 o posterior



Natus EMU40EX

- 40 canales de CA, 4 canales de CC, SpO₂
- Velocidad de muestreo de 1 kHz
- Tecnología inalámbrica Bluetooth con memoria integrada para monitorización en directo
- Caja de conexiones ligera que se puede llevar pegada en la ropa del paciente



Programa de ciberseguridad de Natus

Inclusión de la ciberseguridad como una parte integral de nuestro proceso de diseño

- Protección de la manipulación de la información confidencial generada o mantenida por nuestro hardware y software
- Evaluación continua de nuestros productos frente a amenazas y vulnerabilidades identificadas en la tecnología médica
- Monitorización de canales de feedback para gestionar eventos de seguridad en este campo

Asistencia de Natus

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y el servicio de atención al cliente.

Así es cómo podemos ayudarle:

- Soporte técnico accesible y eficaz
- Documentación técnica completa y equipos de instalación experimentados
- Disponibilidad de unidades o piezas de repuesto
- Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía
- Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

Soluciones y suministros para EEG y UCI

Cómodo, completo, fiable

Natus cuenta con una gran variedad de soluciones para EEG y UCI, y ofrece un gran número de suministros para que disponga de una solución perfecta.

- Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
- Tramitación de pedidos optimizada
- Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)
[Natus Neuro Store – www.natusneurostore.com](http://www.natusneurostore.com)

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.:
1-800-356-0007

Número de teléfono para clientes internacionales:
+1-608-829-8500

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con un único objetivo. Usted.

©2020 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. 025458 Rev02

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com