

Électrode Grass® à cupule, - réutilisables et anti-enchevêtrement



Longévité, facilité d'emploi et fiabilité des signaux dans le temps



Matériau

Électrode

Or, argent ou argent/chlorure d'argent

Fil

ÂmeKevlar et cuivre plaqué argent

GaineTPU

Connecteur femelle de 1,5 mm protégé contre les contacts (DIN 42 802)

Connecteur..... Laiton plaqué or

Isolation PVC

Sans latex / Conformité RoHS

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine :

1-800-356-0007

Numéro pour la clientèle internationale :

+1-608-829-8500

- Choix entre cupules de 10 mm or, argent ou argent/chlorure d'argent
- Cupules argent/chlorure d'argent de 6 mm disponibles pour usage pédiatrique
- Col de cupule réglable sans soulèvement pour un contour profilé (cupules or et argent uniquement)
- Connecteur femelle de 1,5 mm en plastique moulé, protégé contre les contacts
- Connecteur à insertion facile pour un raccordement et un débranchement aisés au niveau du boîtier
- Six couleurs de câbles (deux de chaque) : rouge, bleu, vert, blanc, marron, jaune

Référence	Type de cupule	Longueur du fil	Quantité
019-477500	Or, 10 mm	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-477600	Or, 10 mm	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-478600	Or, 10 mm	2,0 m (79 po)	12/paquet
019-477700	Or, 10 mm	2,5 m (98 po)	12/paquet
019-477800	Argent, 10 mm	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-477900	Argent, 10 mm	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-478700	Argent, 10 mm	2,0 m (79 po)	12/paquet
019-478800	Argent, 10 mm	2,5 m (98 po)	12/paquet
019-478400	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-478500	Ag/AgCl, 10 mm	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-478900	Ag/AgCl, 10 mm	2,0 m (79 po)	12/paquet
019-479000	Ag/AgCl, 10 mm	2,5 m (98 po)	12/paquet
019-479100	Ag/AgCl, 6 mm, pédiatrique	1,5 m (59 po)	12/paquet

natus

Électrodes Grass® à cupule à usage unique



Sécurité, efficacité et fiabilité des signaux

Matériau

Électrode

Argent/Chlorure d'argent

Fil

Âme Cuivre plaqué étain

Gaine PVC

Connecteur femelle de 1,5 mm protégé contre les contacts (DIN 42 802)

Connecteur Laiton plaqué étain

Isolation PVC

Sans latex / Conformité RoHS

- Cupules en argent/chlorure d'argent de 10 mm
- L'usage unique élimine les risques de contamination croisée
- Pas de nettoyage ni d'entretien ; s'emploie une seule fois avant d'être mise au rebut
- Fils conducteurs souples terminés par un connecteur femelle de 1,5 mm protégé des contacts
- Cinq couleurs de câbles (deux de chaque) : vert, bleu, rouge, jaune, blanc



Référence	Type de cupule	Longueur du fil	Quantité
019-477200	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	10/paquet
019-477300	Ag/AgCl, 10 mm	1,5 m (59 po)	10/paquet
019-477400	Ag/AgCl, 10 mm	2,0 m (79 po)	10/paquet
019-479200	Ag/AgCl, 10 mm	2,5 m (98 po)	10/paquet

Fournitures

Natus propose une gamme complète de fournitures de diagnostic neurologique, accompagnée des avantages suivants :

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)
Boutique médicale Natus – www.natusneurostore.com.

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+1-608-829-8500**

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête. Vous.

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **015749B**

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com