


## Une qualité supérieure pour une performance durable

- Excellente adhérence pour les exigences cliniques rigoureuses, notamment les repositionnements répétés
- Différentes options pour satisfaire aux exigences des études EMG, NCS, PES, IOM, PSG et ENG
- Électrodes prégélifiées qui se séparent proprement de leur support sans laisser de résidus
- Les modèles avec fils sont à code-couleur et se terminent par des connecteurs protégés des contacts
- Pochettes hermétiques en aluminium pour une qualité et une fraîcheur optimales

### Électrodes avec fils terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts



Kit NCV jetable



Ensemble d'électrodes jetables à trois disques



Électrodes à languette jetables




Électrode anneau jetable



Lot d'électrodes jetables à quatre disques



Lot de 2 x 2 jetables



Électrode de surface jetable




Électrode jetable avec plaque de mise à la terre



Électrode jetable avec plaque de mise à la terre 51 mm x 102 mm (2 po x 4 po)

### Électrodes adhésives spéciales jetables avec fils terminés par des connecteurs 0,7 mm protégés des contacts



Compatibles uniquement avec les systèmes EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100

## Électrodes sans fils (nécessitent les câbles à pince crocodile réutilisables\*)



\*Voir le catalogue des fournitures pour diagnostic neurologique Natus (section EMG) pour consulter les options de câbles à pince crocodile.

## Informations de commande

Électrodes avec fils terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts					
Référence	Type	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-415200	Kit de test NCV	20 mm	1 m (39 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-439400	Disque	20 mm	0,5 m (20 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-414200	Disque	20 mm	1 m (39 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-406600	Languette	20 mm x 25 mm	1 m (39 po)	24 paires/emballage	La plupart des systèmes EMG
019-415000	Disque	20 mm	1,5 m (59 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-420800	Disque	20 mm	3 m (118 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-400400	Disque	20 mm	1 m (39 po)	15 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-409000	Disque	20 mm	2 m (79 po)	15 lots/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-439300	Anneau	8 mm x 106 mm	0,5 m (20 po)	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-408500	Électrode de surface	15 mm x 20 mm	1 m (36 po)	12/paquet	La plupart des systèmes EMG
019-422200	Terre	51 mm x 102 mm	1,5 m (59 po)	24 pochettes/emballage	La plupart des systèmes EMG
019-400500	Terre	40 mm x 50 mm	1 m (36 po)	24 pochettes/emballage	La plupart des systèmes EMG
019-409100	Terre	40 mm x 50 mm	2 m (79 po)	24 pochettes/emballage	La plupart des systèmes EMG
443020	Électrode de surface	15 mm x 20 mm	1,2 m (47,2 po)	12/paquet	La plupart des systèmes EMG
454030	Électrode de surface	20 mm x 25 mm	1,2 m (47,2 po)	12/paquet	La plupart des systèmes EMG
454040	Électrode de surface	20 mm x 25 mm	2 m (79 po)	12/paquet	La plupart des systèmes EMG

Électrodes sans fils				
Référence	Type	Zone d'enregistrement	Quantité	Compatibilité
019-435300	Terre	22 mm x 32 mm	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-435500	Anneau	8 mm x 95 mm	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
N6003	Barre	12 mm x 18 mm	10 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
019-768500	Plaque de mise à la terre	40 mm x 50 mm	25 pochettes/boîte	La plupart des systèmes EMG
N2025	Lot	Plusieurs électrodes ; voir le contenu	Électrodes barres, électrodes avec mise à la terre et électrodes anneaux, 60 de chaque	La plupart des systèmes EMG

Électrodes spéciales avec fils terminés par des connecteurs 0,7 mm protégés des contacts					
Référence	Type	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
443010	Électrode de surface	15 mm x 20 mm	16,5 cm (6,5 po)	12/paquet	Systèmes EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100 uniquement
454010	Électrode de surface	20 mm x 25 mm	16,5 cm (6,5 po)	12/paquet	

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+1-608-829-8500**

Les clients américains peuvent également visiter notre boutique en ligne :

**natusmedicalstore.com**

**Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête. Vous.**

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **026590B**

**natus®**

Natus Medical Incorporated

**natus.com**