



Excellents matériaux, conception fiable, savoir-faire de précision

Cupule lourde moulée en argent pur et plaquée or 24 carats



Cupule moulée en argent massif coulé, polie pour une surface lisse



En argent pur et plaquée or 24 carats lourde



- Toutes les électrodes Genuine Grass sont testées afin de garantir leur fiabilité mécanique et électrique à long terme et bénéficient d'une garantie d'UN AN*
- Clarté et fiabilité d'enregistrement inégalées
- Choix de cupules profondes moulées en or et argent de 10 mm ou de cupules moulées en or de 6 mm de diamètre
- Choix de 3 connecteurs de 1,5 mm protégés des contacts, uniques et polyvalents
- Choix de fils légers ou de fils anti-enchevêtrement ; les deux options sont équipées de torons en Kevlar® pour une résistance supérieure
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène

L'orifice percé dans la tige permet une insertion complète des fils pour une liaison électrique et mécanique optimale. Double réducteur de tension pour une meilleure durabilité et pour empêcher la pénétration de liquide afin de préserver la pureté.

*La garantie d'UN AN s'applique uniquement aux produits sélectionnés marqués « Genuine Grass ».

Caractéristiques techniques

Référence produit	Type de cupule	Type et longueur de fil	Type de connecteur	Quantité
F-E5GH-12	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 12 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-24	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 24 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-30	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 30 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-48	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 48 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-60	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 60 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-72	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 72 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-96	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 96 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-120	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 120 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E6GH-48	6 mm or, orifice 1,5 mm	Téflon léger 48 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5SH-48	10 mm argent, orifice 2 mm	Téflon léger 48 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5SH-72	10 mm argent, orifice 2 mm	Téflon léger 72 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-48	10 mm or, orifice 2mm	Téflon léger 48 po	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-60	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 60 po	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-72	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 72 po	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-96	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 96 po	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5SH-48	10 mm argent, orifice 2 mm	Téflon léger 48 po	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-48	10 mm or, orifice 2mm	Téflon léger 48 po	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-60	10 mm or, orifice 2mm	Téflon léger 60 po	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-72	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 72 po	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-96	10 mm or, orifice 2 mm	Téflon léger 96 po	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-48	10 mm or, orifice 2 mm	Silicone anti-enchevêtrement 48 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-60	10 mm or, orifice 2mm	Silicone anti-enchevêtrement 60 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-72	10 mm or, orifice 2 mm	Silicone anti-enchevêtrement 72 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-96	10 mm or, orifice 2 mm	Silicone anti-enchevêtrement 96 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-120	10 mm or, orifice 2 mm	Silicone anti-enchevêtrement 120 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5SH-48	10 mm argent, orifice 2 mm	Silicone anti-enchevêtrement 48 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5SH-60	10 mm argent, orifice 2 mm	Silicone anti-enchevêtrement 60 po	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte

Dix couleurs de fil : Marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, beige 

Matériau

Électrode

Cupule orPlaquée or 24 carats en argent pur, polie pour une surface lisse, lourde

Cupule argentArgent pur, polie pour une surface lisse

Fil

Conducteur

Conforme, 7 fils antitortillement en alliage de cuivre plaqué argent avec âme en Kevlar pour une meilleure résistance

Isolation

Téflon extrêmement souple (séries F, FH, FD) ou silicone anti-enchevêtrement extrêmement souple (série FS)

Tube thermorétractable en polyoléfine pour prévenir la pénétration de liquide

Connecteur protégé des contacts, 1,5 mm (DIN 42 802)

ConnecteurCorps en alliage de cuivre, gaine en acier inoxydable

IsolationRésine thermoplastique Pelprene (séries F, FS) ; polyoléfine (séries FH, FD)

Sans latex / Conformité RoHS



Connecteur série FH fabriqué à la main et protégé des contacts



Connecteur série FD protégé des contacts, extra-large



Connecteur série F et FS protégé des contacts en plastique moulé

Fournitures

Natus propose une gamme complète de fournitures de diagnostic neurologique, accompagnée des avantages suivants :

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)
Boutique médicale Natus – www.natusneurostore.com.

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle Amérique du Nord : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+33 557 224692**

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête. Vous.

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **016143B**

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com