



## Fabricados con materiales de máxima calidad, un diseño fiable y alta precisión

Chapado de oro de 24k sobre copa fabricada en plata pura



Copa fundida en plata sólida y pura pulida para darle suavidad



Chapado de oro de 24k sobre plata pura



- Todas las propiedades mecánicas y eléctricas de los electrodos Genuine Grass han sido probadas para garantizar una larga duración que está respaldada por una garantía de UN AÑO\*
- Fiabilidad y claridad inigualables de los datos registrados
- Disponibles con distintos grosores: copas fabricadas en oro o plata de 10 mm de diámetro, o copas fabricadas en oro de 6 mm de diámetro
- Disponibles con tres tipos únicos y versátiles de conectores touchproof de 1,5 mm
- Disponibles con cables ligeros o lisos; ambos incluyen hilos Kevlar® para aportar una mejor resistencia
- Aptos para la esterilización por vapor y EtO

Su orificio taladrado en el vástago permite insertar cables completos y disfrutar de una conexión eléctrica y mecánica óptima. Doble descarga de presión para aportar mayor durabilidad, impedir la penetración de fluidos y mantener su pureza.

\*La garantía de UN AÑO se aplica solamente a los productos seleccionados y que llevan la etiqueta "Genuine Grass"

## Especificaciones técnicas

Número de artículo	Tipo de copa	Longitud y tipo de cable	Tipo de conector	Cantidad
F-E5GH-12	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 12"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5GH-24	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 24"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5GH-30	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 30"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5GH-48	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 48"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5GH-60	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 60"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5GH-72	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 72"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5GH-96	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 96"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5GH-120	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 120"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E6GH-48	Dorada de 6 mm y orif. de 1,5 mm	Teflón ligero de 48"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5SH-48	Plateada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 48"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
F-E5SH-72	Plateada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 72"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FH-E5GH-48	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 48"	Touchproof y fabricado de manera manual de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FH-E5GH-60	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 60"	Touchproof y fabricado de manera manual de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FH-E5GH-72	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 72"	Touchproof y fabricado de manera manual de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FH-E5GH-96	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 96"	Touchproof y fabricado de manera manual de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FH-E5SH-48	Plateada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 48"	Touchproof y fabricado de manera manual de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FD-E5GH-48	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 48"	Touchproof extra ancho de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FD-E5GH-60	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 60"	Touchproof extra ancho de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FD-E5GH-72	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 72"	Touchproof extra ancho de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FD-E5GH-96	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Teflón ligero de 96"	Touchproof extra ancho de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FS-E5GH-48	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Silicona lisa de 48"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FS-E5GH-60	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Silicona lisa de 60"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FS-E5GH-72	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Silicona lisa de 72"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FS-E5GH-96	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Silicona lisa de 96"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FS-E5GH-120	Dorada de 10 mm y orif. de 2 mm	Silicona lisa de 120"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FS-E5SH-48	Plateada de 10 mm y orif. de 2 mm	Silicona lisa de 48"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades
FS-E5SH-60	Plateada de 10 mm y orif. de 2 mm	Silicona lisa de 60"	Touchproof moldeado de 1,5 mm	Caja de 10 unidades

10 colores posibles del cable: Marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, tostado 

### Materiales

#### Electrodo

Copa dorada ..... Chapada en oro de 24k sobre plata pura, pulida para darle suavidad  
Copa plateada ..... Plata pura, pulida para darle suavidad

#### Cable

##### Conductor

7 filamentos compatibles sin pliegues de aleación de cobre chapados en plata con núcleo Kevlar para darle resistencia

##### Aislamiento

Teflon altamente flexible (Serie F, FH, FD) o silicona lisa extremadamente flexible (Serie FS)

Tubos termoretráctiles de poliolefina para impedir la invasión de fluidos

#### Conector Touchproof de 1,5 mm (DIN 42 802)

Conector ..... Cuerpo de aleación de cobre, casquillo de acero inoxidable

Aislamiento ..... Resina termoplástica Pelprene (Serie F, FS); poliolefina (Serie FH, FD)

Sin látex/Compatible con RoHS



Conector touchproof fabricado a mano serie FH



Conector touchproof extra ancho serie FD



Conector Touchproof de plástico moldeado serie F y FS

### Suministros

Natus ofrece una amplia gama de suministros para el neurodiagnóstico, que incluyen:

- Servicio de atención al cliente exclusivo y con experiencia
- Tramitación de pedidos optimizada
- Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)  
Natus Medical Store – [natusmedicalstore.com](http://natusmedicalstore.com)

### Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con un único objetivo. Usted.

©2020 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. 017821B

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.: 1-800-356-0007

Número de teléfono para clientes internacionales:  
+1-608-829-8500

**natus**

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)