



EMG/NCS/EP Workstation compacta



Dantec Keypoint Focus Workstation



Sistema notebook portátil
Dantec Keypoint Focus

El sistema de EMG Dantec Keypoint Focus es fruto de casi 50 años de experiencia en el diseño de sistemas de EMG. Calidad, precisión y fiabilidad: es lo que ha estado esperando de la marca Dantec.

Dantec Keypoint Focus es el sistema de EMG de próxima generación; ofrece la calidad y los resultados que usted espera a un precio económico.

Su nuevo diseño compacto e intuitivo y su potente funcionalidad convierten al sistema de EMG Dantec Keypoint Focus en el sistema ideal para los profesionales a los que les preocupa el espacio en los hospitales y en las consultas privadas.

- Sistema de EMG/EP todo en uno con controles dedicados, estimuladores integrados y audio de alta calidad
- Opciones del amplificador de 3, 4, 6 u 8 canales
- Funciones avanzadas para Quantitative EMG, SF-EMG y Tremor Analysis
- Comparación online para los valores de referencia

Gestione casos difíciles con mayor rapidez y eficacia

- Pruebas basadas en protocolos
- Amplia variedad de potentes herramientas de análisis
- Comparación automática con datos normativos
- El único sistema disponible que cuenta con una completa base de datos normativos MUP
- Creación rápida y automática de informes

Diseñe un sistema de EMG perfecto para usted

- Seleccione la configuración que le funcione: sistemas notebook portátiles para estaciones de trabajo totalmente equipadas
- Compre solamente las aplicaciones que necesite
- Controle totalmente todas las mediciones, los cálculos/tablas de datos y las visualizaciones
- Cree informes personalizados


Características informatizadas

- Base de datos Microsoft® SQL
- Función de archivado y copia de seguridad de datos de estudio automática
- Servicios Active Directory completos
- Conexión GDT/HL7

Software EMG/NCS/EP versátil




NCS de varias modalidades con valores de referencia



H Reflex avanzado




Prueba de Disminución avanzada



Multi-MUP con valores de referencia



SF-EMG de activación del pico



EP con valores de referencia

Servicio técnico

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y el servicio de atención al cliente.

Así es cómo podemos ayudarle:

- Soporte técnico accesible y eficaz
- Documentación técnica completa y equipos de instalación experimentados
- Disponibilidad de unidades o piezas de repuesto
- Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía
- Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

Suministros

Cómodos, completos, fiables

Natus es compatible con una gran variedad de soluciones para el cuidado neurodiagnóstico y ofrece un gran número de suministros de EMG para que disponga de una solución perfecta.

También ofrecemos:

- Servicio de atención al cliente exclusivo y con experiencia
- Tramitación de pedidos optimizada

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes internacionales:
+1-608-829-8500

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con un único objetivo. Usted.

©2020 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. 019795F

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com