



L'appareil d'enregistrement du sommeil évolutif qui s'adapte à vos besoins

ST Proxy

- 2 EEG
- 2 EOG
- EMG bipolaire du menton
- ECG
- EMG 2 jambes



ST+ Proxy

- 6 EEG
- 2 EOG
- EMG tripolaire du menton
- ECG
- EMG 2 jambes



MPR PG Embletta

- Effort abdominal
- Effort thoracique
- Débit nasal et pression
- Ronflement
- SpO₂
- Rythme cardiaque
- 1 canal ExG
- Position
- Activité
- 1 canal CC
- Microphone (optionnel)



TX Proxy

- Pression différentielle
- 6 canaux CC (\pm +5V)
- Éclairage ambiant
- Fonctionnalités d'enregistrement de débit, pression et fuites

- Évolutifs pour une PSG de niveau IV à I
- Enregistrement sur plusieurs nuits pour les études à domicile
- Écran LCD avec fonctions d'installation du patient, de vérification de la qualité du signal et d'affichage des tracés
- Démarrage automatique des bio-capteurs
- Logiciel inclus
- Microphone haute-qualité (optionnel)
- Interfaces pour les appareils CC avec TX Proxy

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine :
1-800-356-0007

Numéro pour la clientèle internationale :
+1-608-829-8500

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête. Vous.

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 014830C

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com