



Sistema de sueño escalable que crece al ritmo de sus necesidades

Proxy ST

- 2 EEG
- 2 EOG
- EMG bipolar de mentón
- ECG
- 2 x EMG de pierna



Proxy ST+

- 6 EEG
- 2 EOG
- EMG tripolar de mentón
- ECG
- 2 x EMG de pierna



Embletta MPR PG

- Esfuerzo abdominal
- Esfuerzo torácico
- Presión/Flujo nasal
- Ronquido
- SpO₂
- Ritmo cardíaco
- 1 x ExG
- Posición
- Actividad
- 1 canal de CC
- Micrófono (opcional)



TX Proxy

- Presión diferencial
- 6 x CC (-5/+5V)
- Luz ambiental
- Capacidad para registrar flujo/presión/fugas

- Escalable desde nivel IV a PSG de Nivel I completo
- Capacidad de registrar parámetros durante varias noches para estudios HST
- Pantalla LCD para la configuración del paciente, control de la calidad de la señal y visualización de trazas
- Inicio automático con sensor biométrico
- Software incluido
- Micrófono de alta calidad (opcional)
- Proxy TX añade interfaces para dispositivos CC

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.:

1-800-356-0007

Número de teléfono para clientes internacionales:

+1-608-829-8500

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con un único objetivo. Usted.

©2020 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. 019797C

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com