



Un flujo de trabajo rápido y eficiente que facilita una mejor atención al paciente

El sistema Nicolet EDX combina tecnología de última generación con más de 60 años de conocimientos clínicos demostrados e innovación para establecer nuevos estándares en las pruebas de EMG, NCS, PE y MIO.

El software Natus Elite™, provisto de la tecnología Viking o Synergy líder del sector, permite a los usuarios beneficiarse de una interfaz de usuario y un flujo de trabajo clínico con los que están familiarizados además de EMG de alta definición, lo que contribuye a proporcionar una evaluación más precisa de los pacientes.

Capacidades avanzadas e innovadoras en EMG/NCS/EP:

- Pruebas clínicas exhaustivas
- Controles intuitivos
- Opciones de amplificador flexibles
- Control único de calidad de los datos
- Flujos de trabajo clínicos con respuesta rápida
- Informes personalizables
- Amplia accesibilidad a bases de datos
- Completa funcionalidad de red, base de datos SQL, integración con EMR



Opciones de amplificador flexibles, de 2 a 16 canales

Panel de control USB con un diseño intuitivo






HD EMG

Software Natus Elite

Software de confianza. Datos fiables.

- Creado con el software Natus Elite™ líder de la industria y equipado con la tecnología de Viking o Synergy, con total compatibilidad con los protocolos y pacientes de los productos ya existentes de Natus.
- Los flujos de trabajo optimizados incluyen acceso personalizado a pacientes, protocolos y marcados automatizados y operaciones mediante un solo clic para las funciones más habituales.
- Incluye valores de referencia de la AANEM (Asociación Norteamericana de Medicina Neuromuscular y Neurodiagnóstica), seleccionados automáticamente en base a la edad, la altura, el sexo y el índice de masa corporal del paciente.
- Su resolución de alta definición a 4800 puntos por traza para los datos guardados en estudios de conducción nerviosa sensorial y motora rutinarios genera señales de alta resolución.
- El software Natus Elite con EMG de alta definición incluye capacidades adicionales para realizar pruebas automatizadas y una mejor integración para facilitar el acceso a la información del paciente así como una mayor seguridad.



Un líder clínico en opciones de exámenes

- | | |
|--|---|
| Conducción del nervio motriz | Potenciales evocados visuales |
| Conducción del nervio sensorial | P300/Variación negativa contingente |
| Índice sensorial combinado | MIO |
| Onda F sensorial y motora combinada | Intervalo R-R |
| Reflejo H | Respuesta cutánea simpática |
| Reflejo intermitente | Respuesta cutánea galvánica |
| Estimulación del nervio repetitiva | Supervisión intraoperativa |
| Estudios de avance lento | Exploración CMAP |
| EMG con aguja | MUNIX |
| EMG de fibra única | Distribución de velocidad de conducción |
| Análisis Multi-MUP | Triple estimulación (No disponible en los Estados Unidos) |
| Análisis de giros y amplitud | Análisis de temblores (No disponible en los Estados Unidos) |
| Macro EMG | |
| Potenciales evocados somatosensoriales | |
| Potenciales evocados auditivos | |

Asistencia de Natus

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y el servicio de atención al cliente.

Así es cómo podemos ayudarle:

- Soporte técnico accesible y eficaz
- Documentación técnica completa y equipos de instalación experimentados
- Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía opcionales
- Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.

©2021 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, sus empresas subsidiarias o afiliadas. 021461B

Suministros

Cómodos, completos, fiables

Natus proporciona una gran variedad de soluciones para el cuidado EMG y ofrece un gran número de suministros de EMG para que disponga de una solución completa.

- Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
- Tramitación de pedidos optimizada
- Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)

Natus Medical Store – natusmedicalstore.com

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.:

1-800-356-0007

Número de teléfono para clientes internacionales:

+1-608-829-8500

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com