



Un workflow rapide et efficace allié à des soins améliorés

Le système Nicolet EDX associe sa technologie de pointe à 60 années de savoir-faire et d'innovations cliniques qui fixeront de nouvelles normes pour les examens d'EMG, de conduction nerveuse, de potentiels évoqués et de surveillance peropératoire.

Avec le logiciel Natus Elite™ affublé de la technologie avant-gardiste Viking ou Synergy, les utilisateurs retrouvent un workflow clinique et une interface qui leur sont familiers et ils disposent d'une EMG HD qui leur permet de poser des diagnostics avec plus de confiance.

Fonctionnalités avancées d'EMG, de conduction nerveuse et de potentiels évoqués novatrices

- Tests cliniques supplémentaires
- Contrôles intuitifs
- Options d'amplificateur flexibles
- Contrôle de la qualité des données unique
- Workflow clinique à réponse rapide
- Rapports personnalisables
- Accès à une vaste base de données
- Mise en réseau complète, base de données SQL, intégration aux DSI



HDEMG

Options d'amplificateur
souples de 2 à 16 canaux

Panneau de
commande USB
intuitif






natus®

HD EMG

Logiciel Natus Elite

Un logiciel éprouvé. Des données fiables.

- Conçu avec le logiciel Natus Elite™ leader sur le marché et doté de la technologie Viking ou Synergy, avec compatibilité complète des patients et des protocoles existants sur vos autres appareils Natus.
- Workflows optimisés dont l'accès aux patients personnalisé, les protocoles et le repérage automatisés et l'accès aux fonctions les plus fréquemment utilisées en un seul clic.
- Comprend les valeurs de référence de l'AANEM, sélectionnées automatiquement en fonction de l'âge, de la taille, du poids, du sexe et de l'index de masse corporelle du patient.
- Avec sa résolution haute-définition de 4 800 points par tracé pour les données enregistrées lors des études de conduction nerveuse des nerfs sensoriels et moteurs les plus couramment pratiquées, vous obtenez des signaux de qualité supérieure.
- Le logiciel Natus Elite avec EMG HD comprend des fonctionnalités de test supplémentaires et automatisées, ainsi qu'une meilleure intégration pour faciliter et sécuriser l'accès aux informations des patients.



Leader clinique en termes d'options d'examen

- | | |
|--|--|
| Conduction des nerfs moteurs | Potentiels évoqués auditifs |
| Conduction des nerfs sensitifs | Potentiels évoqués visuels |
| Indice sensoriel combiné (CSI) | P300/CNV |
| Onde F combinée de conduction des nerfs moteurs et sensitifs | Surveillance peropératoire (IOM) |
| Réflexe H | Intervalle R-R |
| Réflexe de clignement des yeux | Réponse cutanée sympathique |
| Stimulation nerveuse répétitive | Réponse cutanée galvanique |
| Études avec stimulations centimétriques (inching) | Surveillance peropératoire |
| EMG à l'aiguille | Scanner CMAP |
| EMG de fibre isolée | MUNIX |
| Analyse multi-MUP | Distribution des vitesses de conduction |
| Analyse Macro EMG de l'amplitude et des changements de direction du signal | Triple Stimulation (non disponible aux États-Unis) |
| Potentiels évoqués somatosensoriels | Analyse des tremblements (non disponible aux États-Unis) |

Support technique Natus

Chez Natus, nous visons l'excellence, tant dans nos relations clients que pour notre service technique.

Voici ce que nous vous proposons :

- Support technique accessible et efficace
- Documentation technique complète et équipes d'installation expertes
- Option de garantie prolongée et programmes de couverture des services
- Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

Consommables

Pratiques, exhaustifs, fiables

Natus prend en charge toute la gamme des soins en matière de diagnostic neurologique, avec un portefeuille complet de consommables d'EMG. Vous disposez ainsi d'une solution entièrement intégrée.

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)
[Natus Medical Store – www.natusneurostore.com](http://www.natusneurostore.com).

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle Amérique du Nord :
1-800-356-0007

Numéro pour la clientèle internationale :
+33 557 224692

Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !

©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits apparaissant sur ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues, concédées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 021607B

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com