




Le logiciel de diagnostic du sommeil le plus plébiscité

Embla RemLogic



- Une interface utilisateur unique et configurable, avec des vues et des tableaux de bord d'analyse pour consulter et analyser les données en toute facilité.
- Entièrement compatible avec les amplificateurs Embla. Depuis le nouveau système d'enregistrement du sommeil MPR évolutif (niveaux IV à I) jusqu'à l'Embla N7000, RemLogic offre une interface pour toutes vos études du sommeil, au laboratoire comme chez les patients.
- Intégration fluide à l'application de gestion Enterprise qui met à disposition des outils pour prendre en charge la partie administrative des études de sommeil, avec ses interfaces HL7 bi-directionnelles.

Le logiciel de diagnostic du sommeil Embla RemLogic est une plateforme dynamique à la fois innovante et conviviale. RemLogic est idéal pour tous types d'études PSG, depuis la simple détection d'une apnée obstructive du sommeil aux études plus complexes qui demandent des canaux d'EEG et de CC supplémentaires. RemLogic dépasse les critères de scoring de l'AASM (American Academy of Sleep Medicine) et comporte de nombreuses options personnalisables vous permettant de régler l'acquisition des données et les préférences de scoring des résultats à votre convenance. RemLogic offre en outre des outils qui vous permettent de gagner du temps en rationalisant le flux de travail et en optimisant le rendement des examens.

Un interfaçage numérique intégral aux appareils thérapeutiques ResMed

- Détection automatique du type de thérapie et de ses paramètres
- Aucune configuration supplémentaire nécessaire
- Rapport de titrage de la thérapie pour l'obtention de statistiques de titrage et de PAP

Un logiciel puissant et souple à la fois

- Effectuez le scorage de vos études plus efficacement que jamais, grâce aux menus contextuels de scorage des événements personnalisables, du placement des événements en un clic ou assigné par canal
- Outil de gestion des dossiers médicaux patients pour automatiser les dossiers sur papier
- Personnalisez les tableaux d'examen initial, de relevé et de synthèse
- Programmez des invites pour la saisie d'informations spécifiques dans le tableau des observations d'enregistrement
- Entrée et consultation des observations patient dans une fenêtre contextuelle qui apparaît à intervalle réguliers
- Dépasse les directives de l'American Academy of Sleep Medicine en matière de détermination des stades et des événements
- Conçu pour compléter le flux de travail naturel d'enregistrement et de scorage des données
- Tendances des données, aperçu de synthèse, et listes d'événements pour référence rapide aux données brutes et aux événements avec scores
- Signaux dérivés, comme XFlow™, XSum™ et RMI lorsqu'on utilise des ceintures respiratoires Embla XactTrace™
- Outils d'importation et d'exportation puissants

Rapports

Il est possible de générer et d'exporter plusieurs rapports prédéfinis ou personnalisés, dont :

- Un rapport de polysomnographie qui comprend des événements détectés par le logiciel ou définis par l'utilisateur
- Un rapport sur les stades du sommeil
- Un rapport de PLM (mouvements involontaires des membres), de titrage et de données pédiatriques
- Des rapports exportables sous plusieurs formats de fichiers, par exemple PDF, TXT, RTF, EDF ou ASCII II

Des options d'acquisition des données versatiles pour RemLogic*

- **Embla MDrive®** RemLogic est désormais compatible avec l'unité de communication sans fil MDrive qui se trouve dans les deux amplificateurs N7000 et S4500. Le MDrive offre un écran LCD couleur de qualité supérieure pour l'affichage des signaux ; il est pratique pour effectuer les bio-étalonnages et les vérifications de l'impédance au chevet du patient. Il comprend une carte mémoire amovible permettant de sauvegarder les données brutes.

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête. Vous.

©2020 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 014827D

- **Embla N7000™** Résultat de plus de dix ans d'expérience en médecine du sommeil, cet amplificateur à 60 canaux offre une flexibilité supérieure et une qualité de signal impeccable pour répondre aux exigences contraignantes du travail clinique et de la recherche. L'amplificateur N7000 représente l'intégration d'une technologie numérique avancée à une ingénierie de précision dans un système de PSG particulièrement ergonomique.
- L'amplificateur **Embla S4500™** présente une conception simplifiée qui comprend un panneau d'entrées à codes couleurs permettant d'optimiser l'efficacité durant la procédure d'installation du patient. Le système en deux parties ne nécessite qu'un câblage minimal, a été spécialement conçu **pour venir en aide au flux de travail et se conforme aux directives de l'AASM.**
- Le **système Embletta MPR** à flexibilité modulaire permet d'effectuer des enregistrements de Niveau IV à I. Le système Embletta MPR peut s'utiliser hors du centre d'étude, en ambulatoire ou pour des PSG de Niveau I.

L'administration du sommeil n'a jamais été aussi facile

Le système d'administration des études du sommeil Enterprise™ est conçu pour optimiser le rendement de votre laboratoire du sommeil :

- En optimisant le flux de travail
- En centralisant la saisie des données
- En compilant des rapports pertinents
- En effectuant un suivi des relevés

Enterprise est compatible HL7 et comprend des outils qui vous aideront dans votre processus d'accréditation.

Support technique Natus

Chez Natus, nous visons l'excellence, tant dans nos relations clients que pour notre service technique.

Voici ce que nous vous proposons :

- Support technique accessible et efficace
- Documentation technique complète et équipes d'installation expertes
- Disponibilité d'appareils et de pièces de rechange
- Garantie à long terme et programmes de couverture des services
- Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

Consommables

Natus prend en charge tous les soins des patients qui sont sous surveillance EEG, offrant une gamme complète de consommables d'EEG, le tout dans une solution entièrement intégrée.

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée

*Embla N7000, S4500 et MPR ont une garantie matérielle valable pendant un an.

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com