



Handgerät zur EMG/ STIM-geführten Injektion



Einfache Handhabung, hohe Leistung

Clavis wurde entwickelt, um eine einfache und intuitive Injektionsführung bei minimalem Zeitaufwand zu gewährleisten.

Ein schneller und einfacher Weg, Medikamente zu injizieren

Clavis kombiniert Funktionen zur EMG-Aufzeichnung und Stromstimulation mit Mobilität und Einfachheit. Clavis verbindet die Qualität größerer Systeme mit der Einfachheit und Flexibilität eines Handgeräts.

- EMG- und STIM-Funktionen in einem kompakten Gerät
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Spannungsversorgung durch Akku
- Perfekte Kombination mit Bo-ject DHN-Nadelelektroden

Die Vorteile eines großen Systems in einem Handgerät

Clavis liefert die Informationen zur Lokalisation von Muskeln und Nerven, wo immer diese zur präzisen Abgabe und Kontrolle der Injektion von Arzneimitteln benötigt werden. Das Gerät bietet EMG-Aufzeichnungen als akustische Wiedergabe und eine Stromstimulation mit Intensitäten von 0 - 15 mA, mit Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, während es effizient mit Batterie betrieben wird.

Anleitung zur Injektion von Arzneimitteln, wo und wann immer Sie diese benötigen.

Clavis ist einfach und schnell bedienbar. Das Produkt ermöglicht einen schnellen Weg zur sicheren und genauen Medikamentengabe am exakten Zielort.

Das kleine, leichte Clavis ermöglicht den einfachen, mobilen Einsatz an einem beliebigen Ort.

Schnelles Umschalten zwischen Stimulation und Aufzeichnung

Clavis kann schnell und einfach zwischen Stimulations- und Aufzeichnungsfunktionen umgeschaltet werden.

Wenn es auf Sekunden ankommt, ist die schnelle und einfache Handhabung des Clavis die richtige Wahl.

Clavis und Bo-ject® Nadeln – für einander gemacht

Bo-ject Nadelelektroden bieten:

- Konsistent scharfe Edelstahlnadel mit reibungsarmer Beschichtung zur Erhöhung des Patientenkomforts
- Kompatibilität mit einer großen Breite von Referenzelektroden und Spritzen mit Luer-Lock- oder Slip-Fit-Konnektoren
- Einfache Montage am Clavis und schnelle Anwendungsbereitschaft
- Ergonomische und leichte Ausführung zur Verbesserung der Kontrolle



Um gleichbleibend zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, wurde Clavis für die Verwendung zusammen mit einmal verwendbaren Bo-ject Injektionsnadelelektroden konstruiert. Diese Nadelelektroden wurden speziell für die Injektion von Medikamenten wie Botulinumtoxin entwickelt.

Bestellinformationen

Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden				
Teilenummer	Nadellänge	Nadeldurchmesser	Kabelfarbe	Menge
9013S0422	25 mm (1,0 Zoll)	0,30 mm (30 G)	Gelbbraun	1/Beutel, 10/Karton
9013S0432	25 mm (1,0 Zoll)	0,41 mm (27 G)	Rosa	1/Beutel, 10/Karton
9013S0442	37 mm (1,5 Zoll)	0,41 mm (27 G)	Hellblau	1/Beutel, 10/Karton
9013S0472	37 mm (1,5 Zoll)	0,46 mm (26 G)	Braun	1/Beutel, 10/Karton
9013S0452	50 mm (2,0 Zoll)	0,51 mm (25 G)	Grau	1/Beutel, 10/Karton
9013S0462	75 mm (3,0 Zoll)	0,71 mm (22 G)	Hellgrün	1/Beutel, 10/Karton

Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden				
Teilenummer	Aufnahmefläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge
443010	15 mm x 20 mm	16,5 cm (6,5 Zoll)	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg
454010	20 mm x 25 mm	16,5 cm (6,5 Zoll)	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg
443020	15 mm x 20 mm	1,2 m (47,2 Zoll)	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	12/Pkg
454030	20 mm x 25 mm	1,2 m (47,2 Zoll)	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	12/Pkg
454040	20 mm x 25 mm	2,0 m (79 Zoll)	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	12/Pkg

Einmal verwendbare Streifenelektrode mit Erdungsanschluss		
Teilenummer	Typ	Menge
019-435300	Erdung	10 Beutel/Karton

Kabel mit Krokodilklemme für Streifenelektrode					
Teilenummer	Typ	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge
9013P0602	Ungeschirmt	80 cm (31 Zoll)	Klemme – Grün	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	1/Pkg
9013P0642	Ungeschirmt	80 cm (31 Zoll)	Klemme – Rot	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	1/Pkg

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

Natus Europe GmbH
Tel: +49 (0)89 262 027 976
verkauf@natus.com

Service

Hervorragender Kundendienst und technischer Service stehen bei Natus im Mittelpunkt.

So unterstützen wir Sie:

- Schnell erreichbarer und effektiver technischer Support
- Umfassende technische Dokumentation und kompetente Installationsteams
- Verfügbarkeit von Austauschgeräten und Ersatzteilen
- Programme für verlängerte Garantien und erweiterte Dienstleistungen
- Umfangreiche, flexible Schulungskurse für Kunden

Zubehör

Praktisch, komplett, bewährt

Natus unterstützt das volle Spektrum neurodiagnostischer Untersuchungen mit einem kompletten Angebot an EMG-Zubehör, um eine nahtlose Lösung zu bieten.

Zusätzlich bieten wir:

- Engagierten und kompetenten Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren

Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel: das Beste für Sie!

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. **010559 RevE1**

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com