



Hochwertige Materialien, zuverlässiges Design, präzise Fertigung

Aus reinem Silber gegossener Napf mit dicker 24k-Gold-Beschichtung



Aus reinem Silber gegossener Napf mit polierter, glatter Oberfläche



Reines Silber mit dicker 24k-Gold-Beschichtung



- Jede originale Grass-Elektrode wird auf ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften getestet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten ... unterstützt von einer EINJÄHRIGEN* Garantie
- Überragende Klarheit und Zuverlässigkeit der Aufzeichnung
- Wählbar tiefe, gegossene Näpfe mit 10 mm Durchmesser in Gold oder Silber und gegossene Näpfe mit 6 mm Durchmesser in Gold
- Drei einzigartige, vielseitige, berührungssichere 1,5-mm-Anschlussstecker stehen zur Auswahl
- Anschlusskabel sind in leichter oder verhedderungsfreier Ausführung erhältlich und zur Erhöhung der Festigkeit mit Kevlar®-Strängen ausgestattet
- Sterilisation mit Dampf oder EtO möglich

Bohrung im Schaft ermöglicht das vollständige Einführen des Anschlusskabels und sorgt für optimale elektrische und mechanische Verbindung. Zweifache Zugentlastung bietet lange Lebensdauer und verhindert Eindringen von Flüssigkeiten, um die Reinheit zu gewährleisten.

*EINJÄHRIGE Garantie gilt nur für ausgewählte Originalprodukte („Genuine Grass“).

Technische Daten

Artikelnummer	Napftyp	Kabellänge und -typ	Steckertyp	Menge
F-E5GH-12	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	12 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-24	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	24 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-30	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	30 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	48 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	60 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	72 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	96 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-120	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	120 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E6GH-48	6 mm, Gold, mit 1,5-mm-Öffnung	48 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	48 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5SH-72	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	72 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	48 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	60 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	72 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	96 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	48 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	48 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	60 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	72 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	96 Zoll, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	48 Zoll, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	60 Zoll, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	72 Zoll, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	96 Zoll, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-120	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	120 Zoll, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	48 Zoll, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5SH-60	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	60 Zoll, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton

Zehn wählbare Kabelfarben: braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau, weiß, gelbbraun 

Materialien

Elektrode

Gold-Napf.... Reines Silber mit dicker 24k-Gold-Beschichtung; polierte, glatte Oberfläche
 Silber-Napf..... Reines Silber; polierte, glatte Oberfläche

Anschlusskabel

Leiter

Sieben nachgiebige, knickfeste Stränge aus versilberter Kupferlegierung mit Kevlar-Kern zur Erhöhung der Festigkeit

Isolierung

Äußerst flexibles Teflon (Serie F, FH, FD) oder äußerst weiches, verhedderungsfreies Silikon (Serie FS)
 Polyolefin-Schrumpfschlauch verhindert Eindringen von Flüssigkeiten

Berührungssicherer Stecker, 1,5 mm (DIN 42802)

Steckertyp Gehäuse mit Kupferlegierung, Hülse aus Edelstahl
 Isolierung..... Pelpren-Thermoplast (Serie F, FS); Polyolefin (Serie FH, FD)
 Latexfrei/RoHS-konform



FH-Serie: handgefertigter, berührungssicherer Stecker



FD-Serie: extra breiter, berührungssicherer Stecker



F- und FS-Serie: berührungssicherer Stecker aus Kunststoff-Spritzguss

Zubehör

Natus bietet ein umfassendes Sortiment von neurodiagnostischem Zubehör sowie:

- Engagierten und kompetenten Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

Natus Europe GmbH

Tel: +49 (0)89 262 027 976

verkauf@natus.com

Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel: das Beste für Sie!

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. **016144 RevB1**

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com