



Qualität. Komfort. Leistung.



Verjüngte,
ultrascharfe
Spitze mit drei
Abschrägungen

Durchmesser 0,38
mm

- Marktpreise
- Ausgezeichnete Qualität; leichte Einführung; zuverlässiges Signal
- Verlässliche Quelle für neurodiagnostische Instrumente und IOM-Verbrauchsmaterialien
 - Präzise geschliffene, leicht verjüngte, extrem scharfe Lanzettenspitze zum mühelosen Einstechen in die Haut; gewährleistet optimalen Patientenkomfort
 - Für medizinische Zwecke zugelassene Edelstahlnadel mit hoher Zugfestigkeit für eine optimale Festigkeit und Flexibilität
 - Das niedrige Profil der Verbindung zwischen Nadel und Draht reduziert Druckpunkte auf der Haut des Patienten
 - Mehrfarbige Elektrodenkabel mit passenden Steckern zur leichten Identifikation der Platzierung
 - Geringes Eigenrauschen und niedriger Impedanzwert für klare, zuverlässige Aufzeichnungen
 - Isolierte Anschlussbuchse, 1,5 mm, berührungssicher (DIN 42802)
 - Zwecks Sicherheit und leichter Kennzeichnung in sterilen, vorgedruckten Beuteln einzeln verpackt
 - Sterilisiert

Technische Daten

Teilenummer	Typ	Nadellänge/Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
019-476600	Edelstahl, 6 Farben	13 mm, 27 g (0,38 mm)	1,0 m/39 Zoll	1/Beutel, 24/Karton
019-476800	Edelstahl, 6 Farben	13 mm, 27 g (0,38 mm)	1,5 m/59 Zoll	1/Beutel, 24/Karton
019-477000	Edelstahl, 6 Farben	13 mm, 27 g (0,38 mm)	2,5 m/96 Zoll	1/Beutel, 24/Karton
019-476700	Edelstahl, 12 Farben	13 mm, 27 g (0,38 mm)	1,0 m/39 Zoll	1/Beutel, 24/Karton
019-476900	Edelstahl, 12 Farben	13 mm, 27 g (0,38 mm)	1,5 m/59 Zoll	1/Beutel, 24/Karton
019-477100	Edelstahl, 12 Farben	13 mm, 27 g (0,38 mm)	2,5 m/96 Zoll	1/Beutel, 24/Karton

Elektrodenkabel in 6 Farben, jeweils 4: rot, grün, weiß, schwarz, blau, gelb



Elektrodenkabel in 12 Farben, jeweils 2: rot, grün, weiß, schwarz, blau, gelb, grau, orange, braun, lila, hellblau, rosa



Materialien:

Nadel..... Für medizinische Zwecke zugelassener Edelstahl
 Kabel Kupfer
 Kabelisolierung PVC
 Anschlusstyp Berührungssichere Buchse, 1,5 mm, isoliert (DIN 42802)
 Sterilisationsart EtO
 Haltbarkeit 3 Jahre für ungeöffnete Beutel



Berührungssicherer Anschluss
für Natus Ultra Subdermal-Nadelelektroden

Zubehör

Natus bietet ein umfassendes Sortiment von neurodiagnostischem Zubehör sowie:

- Engagierten und kompetenten Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

Natus Europe GmbH
Tel: +49 (0)89 262 027 976
 verkauf@natus.com

Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel: das Beste für Sie!

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 015753 RevC1

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com