

# Grass® wiederverwendbare, „verhedderungsfreie“ Napfelektroden



## Lange Lebensdauer, hohe Benutzerfreundlichkeit und jedes Mal zuverlässige Signale

- Sie haben die Wahl zwischen Gold-, Silber- oder Silber/Silberchlorid-Näpfen, 10 mm
- 6 mm große Silber/Silberchlorid-Näpfe für Kinder erhältlich
- Fest haftender, an die Patientenkontur anpassbarer Napf mit flachem Profil (nur Gold- und Silbernäpfe)
- Berührungssicherer 1,5 mm-Buchsenanschluss aus Kunststoff-Spritzguss
- LIF-Steckanschlussteil (Low Insertion Force; geringe Steckkraft) zum leichten Einführen und Entfernen aus der Headbox
- Anschlusskabel in sechs Farben (jeweils zwei): rot, blau, grün, weiß, braun, gelb



### Materialien

#### Elektrode

Gold, Silber oder Silber/Silberchlorid

#### Anschlusskabel

Kern.....Kevlar und versilbertes Kupfer

Mantel .....TPU

#### Berührungssicherer Anschluss, 1,5 mm-Buchse (DIN 42802)

Anschluss .....Vergoldetes Messing

Isolierung ..... PVC

#### Latexfrei/RoHS-konform

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Verkaufsvetreter in Verbindung.

**Natus Europe GmbH**

**Tel:+49 (0)89 262 027 976**

**verkauf@natus.com**

Teilenummer	Napftyp	Kabellänge	Menge
019-477500	10 mm, Gold	1,0 m (39")	12/Pkg
019-477600	10 mm, Gold	1,5 m (59")	12/Pkg
019-478600	10 mm, Gold	2,0 m (79")	12/Pkg
019-477700	10 mm, Gold	2,5 m (98")	12/Pkg
019-477800	10 mm, Silber	1,0 m (39")	12/Pkg
019-477900	10 mm, Silber	1,5 m (59")	12/Pkg
019-478700	10 mm, Silber	2,0 m (79")	12/Pkg
019-478800	10 mm, Silber	2,5 m (98")	12/Pkg
019-478400	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m (39")	12/Pkg
019-478500	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m (59")	12/Pkg
019-478900	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m (79")	12/Pkg
019-479000	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m (98")	12/Pkg
019-479100	6 mm Ag/AgCl, für Kinder	1,5 m (59")	12/Pkg

**natus**



## Sicherheit, Effizienz und zuverlässige Signale

### Materialien

#### Elektrode

Silber/Silberchlorid

#### Anschlusskabel

Kern.....Verzinntes Kupfer

Mantel ..... PVC

#### Berührungssicherer Anschluss, 1,5 mm-Buchse (DIN 42802)

Anschluss .....Verzinntes Messing

Isolierung ..... PVC

Latexfrei/RoHS-konform

- 10 mm-Näpfe aus Silber/Silberchlorid
- Einweggebrauch eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Keine Reinigung und Wartung erforderlich; einmal verwenden und entsorgen
- Die flexiblen Anschlusskabel sind am Ende mit berührungssicheren 1,5-mm Anschlussbuchsen ausgestattet
- Fünf Anschlusskabelfarben (jeweils zwei): grün, blau, rot, gelb, weiß



Teilenummer	Napftyp	Kabellänge	Menge
019-477200	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	10/Pkg
019-477300	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	10/Pkg
019-477400	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	10/Pkg
019-479200	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	10/Pkg

### Zubehör

Natus bietet ein umfassendes Sortiment von neurodiagnostischem Zubehör sowie:

- Engagierten und kompetenten Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Verkaufsvertreter in Verbindung.

**Natus Europe GmbH**

**Tel:+49 (0)89 262 027 976**

**verkauf@natus.com**

Produkte und Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 015752 RevB1

**natus®**

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)