


# Die Embletta® Multi Parameter Recording Produktfamilie



Das skalierbare Schlafuntersuchungssystem,  
das mit Ihren Anforderungen wächst

## ST Proxy

- 2 EEG
- 2 EOG
- Bipolares Kinn-EMG
- EKG
- 2 x Bein-EMG



## ST+ Proxy

- 6 EEG
- 2 EOG
- Tripolares Kinn-EMG
- EKG
- 2 x Bein-EMG



## Embletta MPR PG

- Abdomenbewegungen
- Thoraxbewegungen
- Nasaler Druck/Fluss
- Schnarchen
- SpO<sub>2</sub>
- Herzfrequenz
- 1 x EXG
- Position
- Körperlage und Aktivität
- 1 x DC-Kanal
- Mikrofon (optional)

## TX Proxy

- Differenzdruck
- 6 x DC (-5/+5 V)
- Umgebungslicht
- Möglichkeit zur Aufzeichnung von Fluss/Druck/ Maskenleckage



- Skalierbar von Level III bis zur vollen Level I PSG-Aufzeichnung
- Aufzeichnung über mehrere Nächte für HST
- LCD-Bildschirm zur Anzeige von Aufnahmedetails, Prüfung der Signalqualität und Anzeige von Signal
- Automatischer Start der Aufnahme durch Anlegen der Sensoren
- Software im Lieferumfang enthalten
- Hochwertiges Mikrofon (optional)
- TX Proxy erlaubt Anschluss von externen Geräten

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Verkaufsvertreter in Verbindung.

**Natus Europe GmbH**  
**Tel:+49 (0)89 262 027 976**  
**verkauf@natus.com**

Produkte und Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 019234 RevC1

**natus**

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)