

Grass® einmal verwendbare Elektroden mit tiefem Napf



Bewährt, zuverlässig, praktisch

Neue 25er-Packungen!

Materialien

Elektrode

Mit Silber/Silberchlorid beschichteter ABS-Kunststoff

Napfabmessungen

Napfaußendurchmesser..... 10,0 mm

Napfhöhe.....3,0 mm

Napfinnendurchmesser.....6,7 mm

Anschlusskabel

Kern Verzinnertes Kupfer

Mantel PVC

Berührungssicherer Anschluss, 1,5 mm-Stecker (DIN 42802)

Anschluss..... Verzinnertes Messing

Isolierung..... PVC

RoHS-konform

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

Natus Europe GmbH
Tel:+49 (0)89 262 027 976
verkauf@natus.com

Einmal verwendbare Grass Elektroden mit tiefem Napf setzen eine auf Qualität und Innovation beruhende Tradition der angesehensten Marke im Bereich von EEG-Elektroden fort. Das vergrößerte Napfvolumen ermöglicht die Aufnahme von mehr Paste zur Verlängerung der EEG-Aufzeichnungsdauer.

- 50 % mehr Oberflächenkontakt und 20 % größere Napftiefe als Standardmodelle
- Niedrige Impedanz für routinemäßige EEG-Untersuchungen und Langzeit-Monitoring
- Keine Reinigung und Wartung erforderlich; einmal verwenden und entsorgen
- Berührungssichere Anschlüsse mit optimierter Passung erleichtern das Einführen in die und das Entfernen aus der Headbox


- 10er-Packungen: zehn unterschiedliche Farben des Elektrodenkabels
- 25er-Packungen: zwölf unterschiedliche Farben des Elektrodenkabels (je zwei plus ein extra weißes)

Einmal verwendbare Grass Elektroden mit tiefem Napf

Teilenummer	Napftyp	Kabellänge	Menge
023146	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	10/Pkg
023147	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	10/Pkg
023148	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	10/Pkg
023149	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	10/Pkg
027924	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	25/Pkg
027925	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	25/Pkg
027926	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	25/Pkg
027927	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	25/Pkg



natus®



Bewährt, zuverlässig, praktisch

Neue 25er-Packungen!

Materialien

Elektrode

Mit Silber/Silberchlorid beschichteter ABS-Kunststoff

Napfabmessungen

Napfaußendurchmesser..... 10,0 mm

Napfhöhe.....2,5 mm

Napfinnendurchmesser.....4,6 mm

Anschlusskabel

Kern Verzinntes Kupfer

Mantel PVC

Berührungssicherer Anschluss, 1,5 mm-Stecker (DIN 42802)

Anschluss..... Verzinntes Messing

Isolierung..... PVC

RoHS-konform

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.

Natus Europe GmbH
Tel:+49 (0)89 262 027 976
verkauf@natus.com

Einmal verwendbare Grass Elektroden mit Standardnapf setzen eine auf Qualität und Innovation beruhende Tradition der angesehensten Marke im Bereich von EEG-Elektroden fort. Die Elektroden mit Standardnapf verfügen über einen breiten, flachen Rand, der sanft auf empfindlicher Haut aufliegt.

- Niedrige Impedanz für routinemäßige EEG-Untersuchungen und Langzeit-Monitoring
- Keine Reinigung und Wartung erforderlich; einmal verwenden und entsorgen
- Berührungssichere Anschlüsse mit optimierter Passung erleichtern das Einführen und Entfernen aus der Headbox
- 10er-Packungen: zehn unterschiedliche Farben des Elektrodenkabels
- 25er-Packungen: zwölf unterschiedliche Farben des Elektrodenkabels (je zwei plus ein extra weißes)



Einmal verwendbare Grass Elektroden mit Standardnapf

Teilenummer	Napftyp	Kabellänge	Menge
019-477200	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	10/Pkg
019-477300	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	10/Pkg
019-477400	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	10/Pkg
019-479200	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	10/Pkg
027920	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	25/Pkg
027921	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	25/Pkg
027922	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	25/Pkg
027923	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	25/Pkg

Produkte und Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 028622 RevD1

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com