



Les diagnostics neuromusculaires  
de la prochaine génération



## Ultra simple. Ultra sûr.

Pour les études d'EMG, de conduction nerveuse et de potentiels évoqués, le meilleur outil est celui qui vous offre le maximum de fiabilité. Conçu suite au succès du VikingQuest et des modèles d'UltraPro précédents, Natus présente fièrement son système de nouvelle génération : l'UltraPro S100. Fruit d'une collaboration étroite avec des médecins et des techniciens, l'interface conviviale et familière de l'UltraPro et sa qualité de signal supérieure vous feront gagner de l'assurance dans vos études.

Performance améliorée avec UltraPro :

- Une installation facile pour une mise en service plus rapide
- Des workflows familiers et personnalisables avec une interface conviviale
- Un signal de qualité supérieure pour une EMG haute définition (HD EMG™)
- Une sélection automatique des valeurs de référence de l'AANEM
- Des fonctionnalités de test supplémentaires et améliorées

**HD**EMG™



Assorti d'une sonde de stimulation électrique

# Un moyen familier pour poser des diagnostics informés

## Un flux de travail plus rapide et plus simple du patient jusqu'au rapport

Conçu spécialement pour l'utilisateur, les améliorations matérielles et logicielles de l'UltraPro facilitent le travail des médecins et des techniciens en leur mettant entre les mains de meilleures données lorsqu'ils testent des patients atteints de maladies musculaires ou neurologiques — sans compter les patients à qui l'on donne de meilleures réponses.

## Un système amélioré. Simple à utiliser.

- Panneau de commandes intégré avec haut-parleurs ; fonctionnalités de stimulation électrique, visuelle et auditive ; option d'amplificateur à 3 ou 4 canaux ; connecteurs pour dispositifs optionnels ; ordinateur portable avec logiciel système.
- Interface simple et conviviale, avec boutons de commande intuitifs et touches de fonction à code couleurs — déjà bien connus des utilisateurs des anciens modèles d'appareils Natus.
- Boutons de stimulation programmables pour le contrôle des principales fonctions à portée de la main.
- Pédale à trois fonctions pour libérer vos mains.
- Installation simple avec trois câbles seulement pour commencer à tester les patients plus vite.
- Connexion des appareils périphériques simplifiée.



Commandes conviviales à code couleurs

Option d'amplificateur  
4 canaux



## Un logiciel éprouvé. Des données fiables.

- Conçu avec le logiciel Natus Elite™ leader sur le marché et doté de Viking ou Synergy, avec compatibilité complète des patients et des protocoles existants sur vos autres appareils Natus.
- Des flux de travail simplifiés et personnalisés pour accélérer les opérations les plus courantes telles que le recul, l'avance et l'édition des moyennes pour accélérer la production des rapports.
- Comprend les valeurs de référence de l'AANEM, sélectionnées automatiquement en fonction de l'âge, de la taille, du poids, du sexe et de l'indice de masse corporelle du patient.
- Résolution haute définition High-Definition EMG™ de 4 800 points par tracé pour les données enregistrées lors des études de conduction nerveuse des nerfs sensoriels les plus couramment pratiquées pour obtenir des signaux de qualité supérieure.
- Logiciel Natus Elite avec HD EMG™ comprenant des fonctionnalités de test supplémentaires automatisées, ainsi qu'une meilleure intégration pour faciliter et sécuriser l'accès aux informations des patients.

## Confortable pour le personnel médical comme pour les patients.

- Deux formats disponibles pour mieux répondre à vos besoins : un système léger qui se transporte dans un boîtier sur roulettes ou un système sur chariot mobile.
- Panneau de commande mis à jour pour permettre au personnel médical — et aux commandes du système — de rester au chevet du patient.
- Des flux de travail plus rapides et une réduction des répétitions des stimulations pour gagner du temps et limiter la gêne pour le patient pendant son examen.
- Gagnez de la confiance pour vos tests EMG grâce à l'échographie neuromusculaire InVisus\*

\*Contactez votre représentant local pour savoir si InVisus est disponible pour vous.

## Pour promouvoir de meilleurs diagnostics neuromusculaires. Ensemble.

En optant pour l'UltraPro, vous choisissez plus qu'un système amélioré avec une meilleure qualité de signal — vous choisissez un partenariat avec les leaders du développement des diagnostics EMG, qui vous feront profiter d'une expertise clinique cumulée de plus de 60 ans. Natus s'engage à assister ses clients et leurs équipes pour garantir la fluidité de la transition. Les clients peuvent compter sur Natus, et pas uniquement pour sa technologie supérieure.

- Accès à notre équipe d'experts techniques disponible à plein-temps pour programmer des sessions de formation.
- Équipe de service après vente en clientèle et partenaires de distribution pour vous guider lors de l'installation, des dépannages urgents et des problèmes techniques qui surviennent sur votre site.
- Menu d'aide robuste et bibliothèque de vidéos de formation pour obtenir de l'aide avec le matériel, les flux de travail, les tests de diagnostic, les configurations système et plus encore. Également disponible à distance via la Neuro Training Academy. L'abonnement est gratuit et ouvert à tous. Rejoignez-nous dès aujourd'hui depuis la page [neuro-training.academy](http://neuro-training.academy)



## Support Natus

Chez Natus, nous visons l'excellence, tant dans nos relations clients que pour notre service technique.

### Voici ce que nous vous proposons :

- Assistance technique accessible et efficace
- Documentation technique exhaustive et équipes d'installation expertes
- Option de garantie prolongée et programmes de couverture des services
- Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

## Consommables

Pratiques, gamme complète, fiables.

Natus prend en charge toute la gamme des soins en matière de diagnostic neurologique, avec un portefeuille complet de consommables d'EMG. Vous disposez ainsi d'une solution entièrement intégrée.

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)

[Natus Medical Store – www.natusneurostore.com](http://www.natusneurostore.com)

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle Amérique du Nord : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+33-5-56-08-54-76**

## Donner un sens aux signaux du corps