



Diagnósticos neuromusculares
de última generación



Extremadamente sencillo. Máxima precisión.

En el ámbito de las pruebas de EMG, NCS y PE, la mejor herramienta es aquella en la que está seguro que puede confiar. Aprovechando el éxito de los modelos anteriores de VikingQuest y UltraPro, Natus se enorgullece de presentar el sistema UltraPro S100 de última generación. Desarrollada en estrecha colaboración con médicos y tecnólogos, la interfaz de UltraPro es sencilla y fácil de usar, y junto con la excelente calidad de sus señales ayudan a evaluar a los pacientes con un mayor nivel de precisión.

Mejore el rendimiento con el sistema UltraPro:

- Configuración sencilla para poder iniciar estudios de un modo más rápido
- Flujos de trabajo sencillos y personalizables e interfaz fácil de usar
- Excelente calidad de la señal para obtener EMG™ de alta definición
- Selección automática de valores de referencia de la AANEM (Asociación Norteamericana de Medicina Neuromuscular y Neurodiagnóstica)
- Nuevas y mejores capacidades para realizar pruebas

HDEMG™



Incluye sonda de estimulador eléctrico

El modo más sencillo de lograr un diagnóstico fundamentado

Flujo de trabajo del paciente al informe más rápido y simplificado

Diseñadas pensando en el usuario, las mejoras de UltraPro realizadas en el hardware y software facilitan a médicos y tecnólogos la obtención de mejores datos a la hora de realizar pruebas para diagnosticar enfermedades en músculos y nervios, y permiten ofrecer a los pacientes mejores respuestas.

Amplificador de 4 canales opcional



Un sistema mejorado. Fácil de usar.

- Panel de control incorporado con altavoces integrados; capacidades eléctricas, visuales y sonoras; opción de amplificador de 3 o 4 canales; conectores para dispositivos opcionales; laptop con software del sistema
- Interfaz fácil de usar con botones del panel de control intuitivos y teclas de función diferenciadas por colores, elementos con los que ya están familiarizados los antiguos usuarios de EMG de Natus
- Botones del estimulador programables para controlar la función de las teclas con los dedos
- Pedal programable triple que permite trabajar sin usar las manos
- Configuración sencilla con tres cables para poder empezar las pruebas con mayor rapidez
- Se conecta fácilmente a dispositivos periféricos

Software de confianza. Datos fiables.

- Creado con el software Natus Elite™ líder de la industria y equipado con la tecnología de Viking o Synergy, con total compatibilidad con los protocolos y pacientes de los productos ya existentes de Natus
- Flujos de trabajo simplificados y personalizables que agilizan operaciones habituales como retroceder, avanzar y editar promedios, lo que permite generar informes de un modo más rápido
- Incluye valores de referencia de la AANEM (Asociación Norteamericana de Medicina Neuromuscular y Neurodiagnóstica), seleccionados automáticamente en base a la edad, la altura, el sexo y el índice de masa corporal del paciente
- EMG™ de alta definición proporciona una resolución de 4.800 puntos por trazo para datos guardados en estudios de conducción nerviosa sensorial y motora rutinarios y genera señales de alta resolución
- El software Natus Elite con EMG™ de alta definición incluye capacidades adicionales para realizar pruebas automatizadas y una mejor integración para facilitar el acceso a la información del paciente así como una mayor seguridad

Cómodo para proveedores y pacientes.

- Disponible en dos prácticos formatos para adaptarse a sus necesidades: un sistema ligero que se transporta fácilmente en un carro o un sistema que se monta en un carro móvil
- Su renovado panel de control permite que los sanitarios y los controles puedan permanecer justo al lado del paciente
- La mayor rapidez de los flujos de trabajo y la práctica eliminación de la necesidad de repetir la estimulación reducen el tiempo y la incomodidad con los que suelen asociarse las pruebas
- Aporte mayor confianza a sus pruebas de EMG con InVisus Neuromuscular Ultrasound*

**Para conocer la disponibilidad de InVisus, póngase en contacto con su representante local*



Controles fáciles de usar para el usuario y diferenciados por colores



Avanzando en diagnósticos neuromusculares. Juntos.

Cuando elige UltraPro, está eligiendo algo más que un sistema mejorado que proporciona una mejor calidad de la señal. Está optando por establecer una alianza con los líderes en el desarrollo de diagnósticos de EMG a los que avalan más de 60 años acumulando conocimientos clínicos. Natus es una empresa comprometida con la asistencia a nuestros clientes y sus equipos para garantizar una transición sin contratiempos. Los clientes pueden confiar en Natus por mucho más que por su excelente tecnología.

- Acceso a sesiones formativas impartidas por nuestro exclusivo equipo de asistencia clínica especializada
- Gran equipo de servicio sobre el terreno y numerosos socios de distribución para ofrecer ayuda con la instalación, solucionar problemas sobre el terreno de un modo rápido y prestar asistencia técnica
- Un completo menú de ayuda y una amplia biblioteca de vídeos formativos para obtener asistencia sobre flujos de trabajo del hardware, pruebas de diagnóstico, configuraciones del sistema y muchos otros aspectos; este contenido también está disponible a través de la Neuro Training Academy. Esta biblioteca es gratuita y está abierta para todos los usuarios. Únase hoy mismo en neuro-training.academy



Asistencia de Natus

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y el servicio de atención al cliente.

Así es cómo podemos ayudarle:

- Soporte técnico accesible y eficaz
- Documentación técnica completa y equipos de instalación experimentados
- Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía opcionales
- Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

Suministros

Cómodos, completos, fiables.

Natus proporciona una gran variedad de soluciones para EMG y ofrece un gran número de suministros de EMG para que disponga de una solución completa.

- Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
- Tramitación de pedidos optimizada
- Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)

[Natus Medical Store – natusmedicalstore.co](http://NatusMedicalStore-natusmedicalstore.co)

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.: **1-800-356-0007**

Número de teléfono para clientes internacionales: **+1-608-829-8500**

Evaluando las señales sensoriales

©2021 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. **021459 RevD1**

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com/ultrapro