



Des solutions de connectivité et de flux de travail conçues pour vous



Solutions HL7 Natus

Natus collabore étroitement avec ses clients pour développer des solutions de connectivité qui amélioreront l'expérience des patients. Notre équipe dévouée de techniciens travaille étroitement avec des informaticiens pour intégrer les systèmes compatibles avec Natus HL7. **Nous avons réussi à intégrer les systèmes Natus à Epic, Meditech, Cerner, McKesson et à d'autres encore** pour optimiser votre flux de travail depuis l'acquisition jusqu'au rapport final dans les systèmes de dossiers médicaux électroniques de l'hôpital.

**CITRIX®
READY**

**vmware®
READY**
APPLICATION
SOFTWARE



Monitoring à distance

En tant que partenaire de Citrix® et de VMware® Ready, Natus offre l'infrastructure la plus puissante pour faciliter la collaboration avec les collègues qui ne sont pas sur place, grâce au monitoring et à la consultation à distance. Le monitoring à distance intégré dans le logiciel NeuroWorks® et SleepWorks™ vous permet d'accéder à vos patients depuis n'importe où et à toute heure. Il simplifie les consultations, que les utilisateurs soient sur le site ou hors du site. Natus est la seule société spécialisée dans le neurodiagnostic à être équipée de la vérification Citrix Ready pour les utilisateurs distants. **Cette robuste solution d'accès à distance est perfectionnée par la fonctionnalité de visualisation de VMware** pour optimiser le coût, la qualité et la prestation des soins offerts aux patients. Les utilisateurs peuvent procéder au monitoring live à distance ou consulter des études sur Citrix XenApp dans l'application VMware vSphere.


Programme de cybersécurité

Natus a développé un programme de cybersécurité pour mettre en place des fonctionnalités de sécurité dans ses produits médicaux. Nous évaluons en permanence nos produits pour anticiper les dangers connus et les vulnérabilités qui concernant les technologies médicales. Nous sommes en outre particulièrement attentifs aux réglementations et aux canaux de feedback des utilisateurs pour gérer les événements de sécurité sur le terrain. **Natus s'engage proactivement à aborder la sécurité** en tant qu'élément intégral de la conception de nos appareils médicaux et de nos procédures de services à la clientèle.



Conformité à la loi HIPAA

Les systèmes NeuroWorks/SleepWorks de Natus sont équipés de XLSecurity — une puissante couche de sécurité. **Sécurité intégrée grâce à Microsoft® Active Directory (avec LDAPS) et données sécurisées avec le chiffrement Microsoft Bitlocker.** Il est possible d'assigner des niveaux de sécurité propres à chaque rôle, ce qui permet de configurer des utilisateurs individuels ou des groupes ayant des fonctions spécifiques, ainsi que d'enregistrer et de contrôler automatiquement l'activité des utilisateurs. Il permet également de passer facilement d'un utilisateur à l'autre, sans avoir à interrompre l'étude en cours.



Cerebrum Enterprise Solution

Déploiement automatisé des logiciels pour maximiser l'efficacité

Cerebrum Enterprise Solution est un outil de gestion des licences novateur et exclusif pour les sites de soins de santé, conçu pour automatiser la procédure de mise à jour des logiciels des établissements à plusieurs lits. Ce déploiement automatisé des logiciels minimise les erreurs humaines et les coûts engendrés par les mises à jour manuelles. **À partir d'une console de monitoring centrale, tous les systèmes du site sont actualisés en moins de 2 heures** (comparé à plusieurs jours, voire plusieurs semaines), permettant d'optimiser l'utilisation des lits et de réduire le temps d'immobilisation du matériel. Avec Cerebrum, le statut de mise à jour logicielle de chaque poste de travail est consultable sous forme de rapport en temps réel sur une console centralisée.



Des solutions pour environnements de test adaptées à vos besoins informatiques

Optimisez votre productivité avec les configurations de test de Natus conçues pour votre infrastructure informatique. Ces configurations dédiées vous permettent de tester et de vérifier la mise en réseau, le flux de travail, la génération de rapports, ainsi que d'autres aspects pertinents lorsque l'on ajoute du matériel Natus au système hospitalier.

Un environnement de test pour les serveurs de données et de Citrix qui permet aux techniciens de tester le déploiement de nouveaux logiciels ou de mises à niveau sur une infrastructure de serveur.

IT-SERVER-DEMO-KIT Logiciel serveur 9.x NeuroWorks et logiciel Citrix

Configurations d'acquisition typiques qui fournissent un environnement pour tester le trafic réseau et pour déployer de nouvelles mises à jour/versions logicielles sur l'infrastructure hospitalière (antivirus, par ex.).

IT-EMU40-ACQ Démonstration d'acquisition NeuroWorks/SleepWorks avec amplificateur EMU40EX, PC, écran, caméra et déconnexion rapide du support mural.

IT-BM-ACQ Démonstration d'acquisition NeuroWorks/SleepWorks avec amplificateur Brain Monitor de Natus, écran, caméra et déconnexion rapide du support mural.

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur ou votre représentant commercial local.

Numéro pour la clientèle américaine : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+33-5-56-08-54-76**

Donner un sens aux signaux du corps

©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **025448 RevE**

natus®

Natus Medical Incorporated

[natus.com](https://www.natus.com)