



Un monitoring continu de la fonction cérébrale, là et quand vous en avez besoin, pour optimiser la qualité des soins dans l'USI



### Un monitoring neurologique puissant pour favoriser la certitude clinique

- Contribue au diagnostic de la fonction cérébrale du patient
- Nombreuses options de tendance avancées pour faciliter l'identification des signaux pathologiques et intervenir immédiatement
- Options d'intégration du monitoring physiologique
- L'observation en ligne peut aider le médecin à identifier des lésions cérébrales irréversibles

### Sécurité et tranquillité d'esprit pour les informaticiens et les cliniciens

- Couche XLSecurity avec sécurité basée sur les rôles des utilisateurs et cryptage des lecteurs
- Base de données puissante et consultable, distribuée par serveur SQL d'entreprise
- Intégration HL7 bidirectionnelle avec les divers systèmes d'information hospitaliers
- Installation logicielle automatisée pour les grands sites avec Cerebrum Enterprise Solution

### Logiciel NeuroWorks de Natus

- Muni d'une interface simple et intuitive spécifiquement conçue pour les tâches de l'USI
- Installé sur chariot pour une portabilité aisée ou installé directement sur une colonne ou un mur
- Logiciel de pointe équipé de puissantes options d'analyse des tendances, notamment pour l'EEGq
- Amplificateurs et caméras TCP/IP vrai compatibles DHCP qui se branchent n'importe où sur le réseau
- Partage des données dans des environnements multi-sites

Le monitoring de la fonction cérébrale au moyen du système NeuroWorks réputé de Natus fournit au personnel des USI des données critiques et immédiates sur la fonction cérébrale du patient et permet au médecin de les consulter à distance.



## Natus Brain Monitor\*

- Jusqu'à 64 canaux référentiels, jusqu'à 12 canaux différentiels, 16 canaux CC
- Taux d'échantillonnage de 4 kHz
- Vérification intégrée de l'impédance
- Écran tactile sur l'unité de base permettant l'interaction en temps réel avec les études en cours
- Vérification visuelle de l'impédance et ajout de notes
- Permet d'effectuer des bio-étalonnages au chevet du patient

\*nécessite NeuroWorks version 9.0 ou ultérieure



## EMU40EX Natus

- 40 canaux CA, 4 canaux CC, SpO<sub>2</sub>
- Taux d'échantillonnage de 1 kHz
- Technologie sans fil Bluetooth avec mémoire intégrée pour monitoring en direct
- Contrôleur d'interface portatif et léger



## Programme de cybersécurité Natus

La cybersécurité est gérée proactivement en tant que partie intégrante de notre processus de conception

- Manipulation sécurisée des informations confidentielles générées ou maintenues par notre matériel et logiciel
- Évaluation continue de nos produits pour identifier les menaces et faiblesses de la technologie médicale
- Suivi des retours d'information pour gérer les événements de sécurité sur le terrain

## Support technique Natus

Chez Natus, nous visons l'excellence, tant dans nos relations clients que pour notre service technique.

### Voici ce que nous vous proposons :

- Assistance technique accessible et efficace
- Documentation technique exhaustive et équipes d'installation expertes
- Option de garantie prolongée et programmes de couverture des services
- Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

## Consommables pour EEG et USI

Pratiques, complets, fiables

Natus prend en charge tous vos examens d'EEG, y compris en USI, offrant une gamme complète de consommables pour des solutions faciles à mettre en œuvre.

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)

[Natus Medical Store – www.natusneurostore.com](http://www.natusneurostore.com)

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+33-5-56-08-54-76**

## Donner un sens aux signaux du corps

©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **025456 Rev03**

**natus**<sup>®</sup>

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)