



## Monitorización continua de la función cerebral cuando y donde lo necesite; nuevos estándares en materia de cuidados en la UCI



### Monitorización neurológica avanzada para disfrutar de la máxima confianza clínica

- Ayuda para el diagnóstico de la función cerebral del paciente
- Muchas opciones de tendencias avanzadas con identificación rápida de señales patológicas que permiten una intervención inmediata
- Opciones de integración de monitorización fisiológica
- Observación en línea para ayudar al médico a identificar daños irreversibles en el cerebro

### Seguridad y tranquilidad para los profesionales de TI y los profesionales sanitarios

- Capa de XLSecurity con paquete de seguridad basado en roles y cifrado de unidades
- Base de datos distribuida SQL de nivel empresarial avanzada y con capacidad de búsqueda
- Integración HL7 bidireccional con HIS/EMR
- Instalación automatizada del software para centros grandes con la ayuda de Cerebrum Enterprise Solution

### Software Natus NeuroWorks

- Interfaz sencilla e intuitiva diseñada específicamente para el flujo de trabajo de cuidados intensivos
- Se puede montar en un carro para facilitar su transporte o directamente en una columna o pared
- Software vanguardista con opciones de tendencias avanzadas, que incluye qEEG
- Amplificadores y cámaras TCP/IP con soporte de DHCP que se pueden conectar en cualquier lugar (plug and play) de su red
- Intercambio de datos en entornos multisitio

La monitorización del cerebro llevada a cabo con el prestigioso sistema NeuroWorks de Natus proporciona de manera inmediata el estado de la función cerebral del paciente al personal de la UCI y a monitores remotos para que pueda ser revisado por los médicos.



## Natus Brain Monitor\*

- Hasta 64 canales de referencia y 12 diferenciales, 16 canales de CC
- Velocidad de muestreo de 4 kHz
- Comprobación de impedancia integrada
- Pantalla táctil en unidad base con interacción en tiempo real con estudios en curso
- Comprobación de impedancia visual y posibilidad de añadir notas
- Realización de biocalibraciones al pie de la cama del paciente

\*se necesita NeuroWorks 9.0 o posterior



## Natus EMU40EX

- 40 canales de CA, 4 canales de CC, SpO<sub>2</sub>
- Velocidad de muestreo de 1 kHz
- Tecnología inalámbrica Bluetooth con memoria integrada para monitorización en directo
- Caja de conexiones ligera que se puede llevar pegada en la ropa del paciente



## Programa de ciberseguridad de Natus

Inclusión de la ciberseguridad como una parte integral de nuestro proceso de diseño

- Protección de la manipulación de la información confidencial generada o mantenida por nuestro hardware y software
- Evaluación continua de nuestros productos frente a amenazas y vulnerabilidades identificadas en la tecnología médica
- Monitorización de canales de feedback para gestionar eventos de seguridad en este campo

## Asistencia de Natus

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y el servicio de atención al cliente.

### Así es cómo podemos ayudarle:

- Soporte técnico accesible y eficaz
- Documentación técnica completa y equipos de instalación experimentados
- Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía opcionales
- Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

## Soluciones y suministros para EEG y UCI

### Cómodos, completos, confiables

Natus cuenta con una gran variedad de soluciones para EEG y UCI, y ofrece un gran número de suministros para que disponga de una solución perfecta.

- Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
- Tramitación de pedidos optimizada
- Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)  
[Natus Medical Store – natusmedicalstore.com](http://Natus Medical Store – natusmedicalstore.com)

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.: **1-800-356-0007**

Número de teléfono para clientes internacionales:  
**+1-608-829-8500**

## Evaluando las señales sensoriales

©2021 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. **025458 Rev03**

# natus®

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)