



Électrodes-aiguilles Luer Lock jetables pour EMG



Pointe ultra-acérée pour un confort patient optimal

- Enregistrent l'activité EMG tout en permettant l'injection d'un médicament
- Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable garantissant un tranchant uniforme
- Revêtues d'un isolant faible friction pour faciliter l'insertion
- Se raccordent aux seringues Luer Lock et Slip Tip
- Fils à code couleur pour identification facile
- Câble de 76 cm (30 po) de long, terminé par un connecteur femelle protégé des contacts de 1,5 mm
- Pré-stérilisées




Surmoulage compatible avec les seringues Luer Lock

Connecteur protégé des contacts compatible avec les amplificateurs EMG standard

Caractéristiques techniques

Référence	Longueur	Diamètre d'aiguille	Couleur du fil	Quantité
MJT-2530-LL	25 mm (1 po)	0,30 mm / 30 G	Rouge	1/sachet - 10/boîte
MJT-2527-LL	25 mm (1 po)	0,41 mm / 27 G	Jaune	1/sachet - 10/boîte
MJT-3726-LL	37 mm (1,5 po)	0,46 mm / 26 G	Vert	1/sachet - 10/boîte
MJT-3727-LL	37 mm (1,5 po)	0,41 mm / 27 G	Orange	1/sachet - 10/boîte
MJT-5025-LL	50 mm (2 po)	0,51 mm / 25 G	Bleu	1/sachet - 10/boîte
MJT-7522-LL	75 mm (3 po)	0,71 mm / 22 G	Violet	1/sachet - 10/boîte



Utilisation prévue

L'électrode-aiguille Luer Lock Myoject™ est utilisée dans les applications d'EMG afin d'enregistrer l'activité EMG tout en permettant l'injection d'un médicament. Le médicament utilisé est choisi par le médecin.

Matériaux

Électrode
Canule.....Acier inoxydable
Revêtement.....PTFE
Embase.....Polypropylène
Tube protecteur.....Polypropylène
Conditionnement
Quantité.....10 aiguilles/boîte
Pochette.....Tyvek et EVA
Boîte.....Carton

Stérilisation

Type.....Irradiation gamma
Durée de conservation.....3 ans

Conditions environnementales

Conformité RoHS
Température de stockage.....-17,7 °C à 55 °C (0 à 132 °F)

Consommables

Natus propose une gamme complète de consommables de diagnostic neurologique, accompagnée des avantages suivants :

- Un service à la clientèle dévoué et compétent
- Une procédure de commande simplifiée
- Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)

[Natus Medical Store – www.natusneurostore.com](http://www.natusneurostore.com)

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro pour la clientèle Amérique du Nord : **1-800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+33-5-56-08-54-76**

Donner un sens aux signaux du corps

©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **019851 RevC**

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com