



Luer-Lock einmal verwendbare Nadelelektroden für die Elektromyographie (EMG)



Äußerst scharfe Spitze erhöht den Patientenkomfort

- Ermöglicht Aufzeichnung von EMG-Aktivitäten bei gleichzeitiger Injektion von Medikamenten
- Edelstahl-Injektionsnadel mit konsistent scharfer Spitze
- Beschichtung mit reibungsarmem Isolator erleichtert den Einstich
- Ermöglicht Anschluss an Spritzen mit Luer-Lock- und Slip-Fit-Konnektor
- Farbcodierte Kabel sorgen für einfache Identifikation
- 76 cm (30 Zoll) langes Kabel mit berührungssicherem 1,5-mm-Buchsenanschluss
- Sterilisiert



Vergossene Ausführung mit Spritzen mit Luer-Lock-Konnektor kompatibel

Berührungssicherer Anschluss mit standardmäßigen EMG-Verstärkern kompatibel

Technische Daten

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Kabelfarbe	Menge
MJT-2530-LL	25 mm (1,0 Zoll)	0,30 mm/30 G	Rot	1/Beutel, 10/Karton
MJT-2527-LL	25 mm (1,0 Zoll)	0,41 mm/27 G	Gelb	1/Beutel, 10/Karton
MJT-3726-LL	37 mm (1,5 Zoll)	0,46 mm/26 G	Grün	1/Beutel, 10/Karton
MJT-3727-LL	37 mm (1,5 Zoll)	0,41 mm/27 G	Orange	1/Beutel, 10/Karton
MJT-5025-LL	50 mm (2,0 Zoll)	0,51 mm/25 G	Blau	1/Beutel, 10/Karton
MJT-7522-LL	75 mm (3,0 Zoll)	0,71 mm/22 G	Violett	1/Beutel, 10/Karton



Verwendungszweck

Die Myoject™ Luer-Lock-Nadelelektrode wird in EMG-Anwendungen zum Aufzeichnen von EMG-Aktivitäten verwendet, während gleichzeitig Medikamente injiziert werden können. Das verwendete Medikament wird vom Arzt bestimmt.

Materialien

Elektrode

KanüleEdelstahl
 BeschichtungPTFE
 AnsatzPolypropylen
 SchutzhülsePolypropylen

Verpackung

Menge 10 Nadeln/Karton
 BeutelTyvek und EVA
 KartonPappe

Sterilisation

Art Gamma-Strahlung
 Haltbarkeit 3 Jahre

Umgebungsdaten

RoHS-konform
 Lagerungstemperatur -17,7 °C bis 55 °C (0 °F bis 132 °F)

Zubehör

Natus bietet ein umfassendes Sortiment von neurodiagnostischem Zubehör sowie:

- Engagierten und kompetenten Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Verkaufsvertreter in Verbindung.

Natus Europe GmbH

Tel: +49 (0)89 262 027 976

verkauf@natus.com

Making sense – Die Signale des Körpers verstehen!

©2022 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 019852 RevC

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com