


## RetCam Envision™ Konnektivitätslösungen

### Integration in den DICOM-Arbeitsablauf

RetCam Envision bietet eine nahtlose Integration und erweiterte Vernetzungsfähigkeiten. Es ist jetzt einfacher denn je, eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen, um Daten auszutauschen und zu synchronisieren.



### Nahtlose Konnektivität mit IT-Funktionen von RetCam Envision:

#### Verschlüsselung

Daten können mithilfe von Microsoft Bitlocker Festplattenverschlüsselung auf allen RetCam Envision Systemen verschlüsselt werden. Da RetCam Envision Datendateien ebenfalls Verschlüsselung unterstützen, ist für Datensicherheit gesorgt, wenn Daten außerhalb von RetCam Envision fernübertragen werden.

#### Integration in Active Directory

Die Verwendung von Anmeldedaten der Einrichtung sichert den Zugriff auf das RetCam Envision System, wodurch ein lokales Management der Zugangskontrolle entfällt.

#### Firewall und Antivirus

RetCam Envision Systeme werden vom Hersteller mit Firewall-Schutz und aktivierter Antivirus-Software konfiguriert, um den Schutz vor potenziellen Bedrohungen zu maximieren.

#### Audit-Protokollierung

Automatisierte Audit-Protokolle zeichnen Benutzeraktionen und Systemereignisse auf, um das Sicherheits- und Compliance-Management zu unterstützen.

\*HINWEIS: Nicht in allen Ländern erhältlich. Verfügbarkeit auf Anfrage bei Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

### Produkte und Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel: das Beste für Sie!

©2020 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben. 033490A

**natus.**

Natus Medical Incorporated

natus.com