

LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO PARA UNA EVALUACIÓN VESTIBULAR

www.otometrics.es



otometrics
MADSEN · AURICAL · ICS



ICS Impulse®

Con ICS Impulse tendrá más razones para ayudar a pacientes con problemas de inestabilidad. ICS Impulse le dará eficacia, calidad y accesibilidad a las pruebas vestibulares en una solución personalizada. A diferencia de las soluciones de evaluación vestibular, ICS Impulse con un entrenamiento adecuado es fácil de aprender e utilizar y podrá llevar a cabo diferentes tipos de pruebas con las mismas gafas. Grabar el movimiento ocular con el Vídeo Frenzel, e utilizar una

tecnología moderna en la evaluación de pacientes con el vHIT, Posicional y Oculomotor para así poder obtener un diagnóstico más completo en el menor tiempo posible. Una solución modulable, portátil, fácil de implementar. ICS Impulse puede ser personalizado a sus necesidades y a la vez mantenerse como el gold standard de la prueba vestibular para más pacientes.

MAYOR PRECISIÓN... ..DIAGNÓSTICO MÁS RÁPIDO



Video Frenzel

Como componente central del ICS Impulse encontramos el potente Frenzel vídeo, que ofrece un acceso sencillo y asequible a la evaluación y el tratamiento de los trastornos vestibulares.



Posicional

Aumenta la precisión a la hora de evaluar y tratar a pacientes con VPPB. Las funciones de feedback de posición de cabeza y VFL en tiempo real lo hacen posible.



vHIT

La única prueba que puede evaluar los seis canales semicirculares y aprobada por los doctores Halmagyi y Curthoys. La función vHIT de ICS Impulse permite la realización de pruebas de impulso cefálico con una precisión sin precedentes.



Oculomotor

Gracias a un nuevo y revolucionario enfoque de las pruebas oculomotoras, la función Oculomotor ofrece pruebas sencillas y rápidas para ayudar a determinar si un trastorno es central o periférico.



ICS Chartr® 200

El ICS Chartr 200 es una plataforma completa para la evaluación vestibular (video- and electronistagmografía). La plataforma viene con una comprensiva batería de prueba, formatos de informes personalizado y un Asistente™ de Interpretación integrado. Un hardware compacto y portátil diseñado con conexión USB y una barra de estimulación ligera ofreciéndole una mayor flexibilidad de uso en lugares diferentes. Un mando a distancia que le dará mayor movilidad durante las pruebas donde requiera mayor proximidad con el paciente.

Las gafas del video "VG40" vienen incluidas en la solución. Las gafas han sido diseñadas para ofrecer una mayor comodidad sin distracción ni deslizamiento.




ICS Chartr® EP 200 (VEMP)

El ICS Chartr EP 200 es una solución portátil con conexión al PC por USB. Dispone de una batería de pruebas intuitivas, fácil registro de datos, análisis de latencias e informes comprensivos. El sistema suministra la estimulación por vía aérea o ósea (click o tone burst) con patron de normalidad. El mando a distancia le dará mayor movilidad durante la pruebas donde requiera mayor proximidad con el paciente.

El monitor VEMP es opcional. El paciente recibe un bio-feedback en relación con el nivel de EMG con la ayuda de un dispositivo manual. el nivel de EMG aparece en la pantalla del PC. El sistema calcula el Ratio de Asimetría haciendo que el análisis sea más fácil.

PRUEBA VESTIBULAR



ICS® AirCal

ICS AirCal es el irrigador calórica de gold standard, moderno y silencioso. Se calienta y enfría en rango de temperatura entre 12°C y 50°C y dispone de un cabezal superior que posibilita al operador una irrigación adecuada. ICS AirCal no ocupa mucho espacio y se combina perfectamente con los sistemas VNG/ENG de Otometrics.



ICS® NCI-480

El ICS NCI-480 es un irrigador calórico de agua, posibilitando una estimulación adecuada, segura y fácil para la prueba vestibular. El irrigador calórico de agua ofrece un control preciso de la temperatura, duración y flujo y ha sido diseñado para combinarse con los sistemas VNG/ENG de Otometrics.

CALÓRICAS

COMIENZE HOY A AYUDAR A MÁS PACIENTES CON INESTABILIDAD




Visite **ICSImpulse.com** para más información sobre el producto, formación y webinars.

Ahorre tiempo y tenga más confianza en su diagnóstico

Consiga más información en la tendencia global en la mejora del flujo de trabajo para pacientes con inestabilidad



Descargue "ASSESSING THE PATIENT WITH VESTIBULAR SYMPTOMS"
otometrics.com/diagnóstico



Acerca de Otometrics

Otometrics es el líder del sector dedicado al suministro de equipos y soluciones de software para los especialistas de la audición y el equilibrio de todo el mundo. Durante más de 50 años, Otometrics ha ayudado a los especialistas de la audición y del equilibrio a mejorar la calidad de vida de sus clientes y pacientes en todo el mundo al ofrecerles conocimientos especializados, soluciones fiables y una colaboración de confianza.

Otometrics desarrolla, fabrica y comercializa solución informática para la evaluación audiológica, otoneurológica y vestibular en más de 85 países a través de las marcas MADSEN®, AURICAL®, HORTMANN® and ICS®. Otometrics forma parte del GN Group, una de las empresas más importantes de Dinamarca. Para obtener más información, visite www.otometrics.es.