

Systemanforderungen

Prozessor mit mindestens 1,5 GHz (2 GHz empfohlen)

2 GB RAM (4 GB empfohlen)

8 GB freier Speicherplatz für die Installation der OTOSuite-Software.

Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 oder 64 Bit) oder Microsoft Windows 8.1 (64 Bit) oder Microsoft Windows 10 (32 oder 64 Bit)

Alle Microsoft Windows Updates von Microsoft Update (oder .NET 4.6-Installation)

USB-Port für den Anschluss von Zubehör, V. 2.0 oder höher

DVD-Laufwerk (nur für wenige Funktionen)

Bildschirm mit 32-Bit-Farben und Auflösung 1024 x 768

Für den Betrieb im Noah-Modus: NOAH 3/NOAH 3 für HNO (Version 3.7 oder höher) oder Noah 4 (Version 4.1 oder höher) oder OTObase®.

Wenn Sie Sprachmaterialien von GN Otometrics verwenden, überprüfen Sie die Angaben auf der Installations-CD der Sprachmaterialien, um sicherzustellen, dass Ihr Computer über den zusätzlich notwendigen Platz auf der Festplatte verfügt.