

**Requisitos del sistema**

Procesador de 1.5 GHz o superior (se recomiendan 2 GHz)

2 GB de RAM (4 GB recomendado)

8 GB de espacio libre en disco para la instalación del software OTosuite.

Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 o 64 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits) o Microsoft Windows 10 (32 o 64 bits)

Todas las actualizaciones de Microsoft Windows mediante Microsoft Update (o .NET 4.6 instalado)

Puerto USB para conectar los accesorios, versión 2.0 o superior

Unidad de DVD (solo para algunas funciones)

Pantalla a color de 32 bits, resolución de pantalla de 1024 x 768

Para el modo de funcionamiento NOAH: NOAH 3/NOAH 3 para ENT (versión 3.7 o superior), o NOAH 4 (versión 4.1 o superior), o OTObase®.

Si va a utilizar el material de habla proporcionado por GN Otometrics, compruebe el CD de instalación del Material de habla para asegurarse de que su PC cuenta con el espacio adicional requerido en el disco.