

Requisiti di sistema

processore da 1,5 GHz o superiore (2 GHz consigliato)

2 GB di RAM (4 GB consigliati)

8 GB di spazio libero sul disco rigido per l'installazione del OTOSuite software .

Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 o 64 bit) o Microsoft Windows 8.1 (64 bit) o Microsoft Windows 10 (32 o 64 bit)

Tutti gli aggiornamenti Microsoft Windows da Microsoft Update (o .NET 4.6 installato)

Porta USB per il collegamento di accessori, v. 2.0 o superiore

Unità DVD (solo per alcune funzioni)

Display a colori 32 bit, risoluzione schermo 1024x768

Per la modalità di funzionamento Noah: NOAH 3/NOAH 3 per ENT (versione 3.7 o superiore), oppure Noah 4 (versione 4.1 o superiore), oppure OTObase®.

Se si intende utilizzare il materiale vocale fornito da GN Otometrics, controllare il relativo CD di installazione per assicurarsi che il PC disponga dello spazio aggiuntivo necessario su disco.