



# Programación universal

## Ajuste eficaz



### Seis razones Hi-Pro 2 aumenta la eficacia en la programación

- Un interfaz universal para todas las marcas de prótesis auditiva
- Conectividad USB – siempre listo
- Más rápida que las Hi-Pro anteriores
- No requiere formación en su uso
- Diseño atractivo y ahorro en el espacio
- Compatible con versiones anteriores – funciona con cualquier prótesis auditiva que haya sido programado por un Hi-Pro, independiente de la versión

Hi-Pro 2

  
**otometrics**  
a division of natus

# Hi-Pro 2 – su conexión a una mayor eficacia en su programación



## Agilice sus procesos de adaptación

Hi-Pro 2 agiliza de una manera sencilla su adaptación protésica. Desarrollado en colaboración con los fabricantes de prótesis auditiva. Hi-Pro2 es lo último en la serie de Hi-Pro – con un gran reconocimiento en la programación de las prótesis auditivas. Hi-Pro 2 tiene un hardware interfaz universal para programar todas las marcas y modelos de prótesis auditivas – haciendo que la programación sea rápida, sencilla y fiable.

## Ahorra tiempo

Hi-Pro 2 le ahorra tiempo en el proceso de adaptación. La programación es más rápida que con las versiones anteriores. El modo ultra rápido posibilita a la protésica una comunicación

de hasta cinco veces mayor con su software de adaptación que otras versiones de Hi-Pro USB. A diferencia de otros programadores con baterías, el Hi-Pro 2 dispone de una conectividad USB plug-and-play, por lo que estaría listo y funcionando cuando lo necesite. No se precisa formación.

## Eficacia de arranque

Un sólo programador cubrirá su necesidad de programación. Hi-Pro 2 programa todas las principales prótesis auditivas conocidas. Innovador y discreto, Hi-Pro 2 se presenta como un equipo stand-alone y de poco tamaño o como parte integrado del audiómetro, Aurical Aud. Hi-Pro 2 es compatible con cualquier prótesis auditiva/software que haya funcionado con otras versiones de Hi-Pro.

### Especificaciones técnicas:

#### Interfaz PC:

Comunicación: USB 2.0 full speed (USB 1.1 compatible)  
Tipo conector USB: "Type B" conector (en la unidad de Hi-Pro 2)

#### Alimentación:

La unidad de Hi-Pro 2 recibe su alimentación del puerto USB del PC

#### Sistema operativos:

Windows XP Pro SP3, Windows 7 (32 & 64 bit),  
Windows 8 (32 & 64 bit), Windows 10

**Elige Hi-Pro 2 para conseguir una programación universal y un ajuste eficaz**



[Aprenda más en otometrics.es/hipro](http://otometrics.es/hipro)

**natus.**

Natus Medical Denmark ApS. +45 45 75 55 55. [otoinfo@natus.com](mailto:otoinfo@natus.com)  
Natus Medical Spain, SL. +34 914282233. [otoinfo.es@natus.com](mailto:otoinfo.es@natus.com)  
[www.otometrics.es](http://www.otometrics.es)

  
**otometrics**  
a division of natus.