

AccuScreen®



Schlichtweg die  
logische Wahl

**natus.**



## Warum AccuScreen?

Einer der bekanntesten Namen in der Neugeborenenpflege und die erste Wahl weltweit für das Neugeborenen-Hörscreening (NHS).

Wurde basierend auf Anwenderfeedback entwickelt und bietet nachweislich zuverlässige und präzise Untersuchungsergebnisse.

Benutzerfreundliche Ausführung reduziert den Bedarf für Anwenderschulungen und ermöglicht dem Personal, sich auf die Neugeborenenpflege zu konzentrieren.

**SCHNELL**

**INTUITIV**

**PRÄZISE**

Das schnelle, präzise, intuitive und zuverlässige AccuScreen kann nahtlos in alle Arbeitsabläufe und Umgebungen für das Neugeborenen-Hörscreening integriert werden.



## Touchscreen-Display

- Intuitive Dateneingabe und Navigation
- Hilfstext auf dem Display
- Detaillierte Untersuchungs- und Ergebnisbildschirme
- Gut ablesbares Display

## Mehrzweck-Dockingstation

- Aufbewahrung und Akkuladung
- Verbindung mit PC oder Drucker
- Hochladen von Patientenlisten auf den AccuScreen
- Herunterladen von Patientendaten in die AccuLink-Software

## Für den Komfort von Neugeborenen

- Angewinkelte Sonden erhöhen Komfort und Genauigkeit
- Kombinierte OAE/BERA-Untersuchungen: Screening in 2 Schritten mit einem einzelnen Verfahren
- Ohrkoppler mit doppelter Dichte verbessern das Aufsetzen und erhöhen die Genauigkeit der Testergebnisse



## AccuLink-Software

- Patienten- und Benutzerverwaltung
- Geräte- und Untersuchungsmanagement
- Konnektivität mit HiTrack, OZ-Systems, pathTrack und eSP
- XML-Export in andere Datenverwaltungssysteme





## Maximale Leistung, minimaler Aufwand

**Unter dem schlanken und leichten Gehäuse ist eine hochmoderne Hörscreening-Technologie zu finden.**

AccuScreen kombiniert OAE- und BERA-Untersuchungen in einem einzigen Gerät, das Ohrkoppler oder EarHugs-Befestigungspads für binaurale, gleichzeitige BERA-Untersuchungen bietet. Dies minimiert den Umgang mit dem Neugeborenen, beschleunigt das Screening und trägt durch frühzeitigeres Eingreifen zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei.

## Erhöhte Genauigkeit und mehr Komfort für Neugeborene

**Hörscreening mittels AccuScreen ist schnell, einfach und präzise.**

Die angewinkelten Sonden mit verbesserter Sondenspitze sorgen für ein komfortableres Einsetzen, minimieren Herausrutschen und machen die Untersuchungen zu einer angenehmeren Erfahrung. Die Ohrkoppler oder EarHugs-Befestigungspads mit doppelter Dichte passen sich der Kopfform des Babys an, um optimale Abdichtung und präzise Reizausübung zu ermöglichen. Mehr Komfort bedeutet, dass Neugeborene während der Untersuchung schlafen können, wodurch Belastungen des Babys reduziert und die Ergebnisgenauigkeit verbessert werden können.

## Stets verfügbar und betriebsbereit

**Die flache und unauffällige Dockingstation sorgt dafür, dass der AccuScreen voll geladen und betriebsbereit ist, wenn er benötigt wird.**

Die Dockingstation vereinfacht durch eine direkte Verbindung mit einem PC außerdem die folgenden Arbeitsabläufe an der Station: Hochladen von Patientenlisten und Herunterladen von Patientendaten auf den AccuScreen, Ändern von Geräteeinstellungen, Hinzufügen von Firmware-Updates und Verbinden mit dem Etikettendrucker.



# Die Spezialisten für das Hörscreening bei Neugeborenen



## Alles praktisch zur Hand

**Der übersichtliche und intuitive Touchscreen bietet schnellen Zugriff auf die primären Befehle, damit das Neugeborene im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht – nicht die Technologie.**

Das große Tastenfeld mit hellen Symbolen, die Eingabe von Daten, der Zugriff auf Untersuchungsergebnisse und das Hinzufügen von Kommentaren sind so einfach wie nie, während das leicht ablesbare Grafikdisplay den Untersuchungsfortschritt genau anzeigt.


Das Hilfemenü auf dem Display ermöglicht die schnelle Behebung von Problemen, und die intuitive Navigation trägt zur Reduzierung der Dauer von Anwenderschulungen bei.



## Ihr Partner für universelles Screening

**AccuScreen ist mit allen Hörscreening-Programmen kompatibel und kann dadurch in praktisch jeder NHS-Umgebung eingesetzt werden.**

Das Gerät kann über die Dockingstation mit allen standardmäßigen Datenverwaltungssystemen verbunden werden, einschließlich HiTrack, OZ-Systems, pathTrack und eSP, und ermöglicht den Export von Daten wie Patientendetails, Untersuchungsergebnissen und Risikofaktoren über XML in Screening-Programme auf anderen Systemen.





# Wählen Sie die passende Schulungsakademie



## Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten

Die HBA ist eine auf Audiologie spezialisierte Einrichtung, die umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Gehörspezialisten bietet.

**Die Mitgliedschaft ist kostenlos und für alle zugänglich.**

Registrieren Sie sich unter:

[hearing-balance.academy](https://hearing-balance.academy)



## Das erste weltweite Netzwerk für Neonatologie

Die NCA ist auf Lernangebote spezialisiert, die aktuelle Themen der Neugeborenenpflege abdecken – ideal für das Pflegepersonal von Neugeborenen.

**Die Mitgliedschaft ist kostenlos und für alle zugänglich.**

Registrieren Sie sich unter:

[neonatalcareacademy.com](https://neonatalcareacademy.com)

Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 034007B

**natus.**

Natus Medical Incorporated

[natus.com](https://natus.com)