

AccuScreen®



Simplemente,  
la opción lógica

**natus.**



## ¿Por qué AccuScreen?

Una marca de confianza en atención neonatal y la primera elección para los programas de revisiones auditivas neonatales (NHS, por sus siglas en inglés) en todo el mundo.

AccuScreen cuenta con amplia experiencia ofreciendo servicios fiables y evaluaciones precisas, y fue diseñado basándonos en sus necesidades.

Gracias a su facilidad de uso, AccuScreen reduce la necesidad de formación del usuario y permite que todo su personal se concentre en las tareas principales de la atención neonatal.

**RÁPIDO**

**INTUITIVO**

**PRECISO**

AccuScreen es rápido, intuitivo y fiable, y se adapta a la perfección al flujo de trabajo y entorno de cualquier programa de evaluación auditiva para recién nacidos.



## Pantalla táctil

- Navegación e introducción de datos intuitiva
- Ayuda en la pantalla
- Pantallas detalladas de pruebas y resultados
- Visualizaciones de fácil lectura

## Base de conexión multifunción

- Almacenamiento y carga de batería
- Conéctelo con su ordenador o impresora
- Cargue sus listas de pacientes en AccuScreen
- Descargue los datos del paciente en el software AccuLink

## Priorizando la comodidad del recién nacido

- Sondas angulares para facilitar el ajuste y una mayor precisión
- Pruebas OAE/ABR combinadas: Revisiones auditivas de 2 pasos en un solo procedimiento
- Acoplador de oídos de doble densidad para un mejor ajuste y resultados más fiables



## Software AccuLink

- Gestión de pacientes y usuarios
- Gestión de dispositivos y pruebas
- Interfaces HiTrack, OZ-Systems, pathTrack y eSP
- Exportación XML para otros sistemas de gestión de datos







## Máximo rendimiento, mínima preparación

Bajo la carcasa exterior delgada y ligera se esconde una tecnología de evaluación auditiva de última generación.

AccuScreen combina pruebas de otoemisiones acústicas OAE y de respuesta auditiva del tronco encefálico ABR en un solo dispositivo, e incluye acopladores y protectores de oídos para pruebas binaurales de ABR simultáneas. Esto minimiza la manipulación del recién nacido y posibilita unas revisiones más rápidas, lo que ayuda a mejorar los resultados facilitando la intervención temprana.

## Mayor precisión y comodidad para el recién nacido

Las revisiones auditivas con AccuScreen están diseñadas para que sean rápidas, sencillas y precisas.

Las sondas angulares con extremos mejorados garantizan un ajuste mejor y más cómodo para minimizar el deslizamiento y hacer que la prueba sea una experiencia más llevadera, mientras que los acopladores y protectores de oídos de doble densidad se adaptan a la forma de la cabeza del bebé para lograr un acoplamiento óptimo y una presentación precisa del estímulo. Una mayor comodidad significa que el recién nacido puede dormir mientras se le realiza la prueba, lo que reduce el estrés del bebé y mejora la precisión de los resultados.

## Siempre a mano y listo para su uso

La base de conexión delgada y discreta le garantiza que el AccuScreen esté siempre cargado y a mano cada vez que lo necesite.

Esto también simplifica el flujo de trabajo, ya que se puede conectar directamente al ordenador para cargar listas de pacientes y descargar datos en AccuScreen, ajustar la configuración del dispositivo, agregar actualizaciones de firmware y conectarlo a la impresora de etiquetas, todo desde la cómoda base de conexión.



# Los expertos en revisiones auditivas neonatales



## Todo al alcance de su mano

Su sencilla pantalla táctil e intuitiva pone las principales funciones a su alcance para que pueda centrarse en el recién nacido y no en la tecnología.

Con un amplio teclado e iconos luminosos, nunca antes había sido tan fácil introducir datos, acceder a los resultados de las pruebas y agregar comentarios. Además, la fácil visualización de los gráficos permite supervisar con claridad la realización de la prueba.


El menú de ayuda en pantalla permite resolver cualquier problema de forma rápida y la navegación intuitiva reduce el tiempo de capacitación que necesita el operador.



## El aliado de referencia para las revisiones auditivas

AccuScreen es compatible con todos los programas de revisiones auditivas, por lo que se encuentra en todos los entornos de NHS.

El dispositivo se conecta a través de la base de conexión a todos los sistemas de gestión de datos estándar, como HiTrack, OZ-Systems, pathTrack y eSP, y también admite datos como la información del paciente, los resultados de las pruebas y los factores de riesgo que pueden exportarse vía XML y usarse en programas de evaluación auditiva basados en otros sistemas.





## Elija la academia más adecuada para usted



### Descubra todas las posibilidades

La HBA es una academia centrada en la audiología que proporciona oportunidades de educación y formación a los profesionales de la salud auditiva.

**La suscripción es gratuita y está abierta para todos los usuarios.**

Inscríbese hoy mismo en:  
[hearing-balance.academy](https://hearing-balance.academy)



### La primera red de neonatología a nivel mundial

La NCA tiene como misión principal ofrecer oportunidades de aprendizaje en temas de actualidad que afectan al cuidado de los neonatos y es una fuente de recursos ideal para los profesionales de esta especialidad.

**La suscripción es gratuita y está abierta para todos los usuarios.**

Inscríbese hoy mismo en:  
[neonatalcareacademy.com](https://neonatalcareacademy.com)

**Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.**

©2021 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, sus empresas subsidiarias o afiliadas. 034008B

**natus.**  
Natus Medical Incorporated  
[natus.com](https://natus.com)