



Erreichen Sie mehr mit einer integrierten Lösung

Effiziente Prozesse sind ein wichtiger Faktor, um Ihren Patienten bestmöglich zu helfen. Integrierte Lösungen unterstützen Sie dabei das Meiste aus Ihrer Zeit und Ihrer Expertise herauszuholen. Natus bietet Ihnen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, das Equipment und die Software, die Sie benötigen. Unsere universelle Software-Lösung Otosuite vereint Audiometrie, OAE, Impedanz und Anpassung in einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Effizientere Arbeitsprozesse

Eine integrierte Lösung vereinfacht Ihre Arbeitsprozesse, macht Ihre Routineaufgaben leichter und spart Zeit. Alles, was Sie im Laufe eines Patientenprozesses benötigen, finden Sie an nur einem Platz. Egal mit welchem Gerät Sie gerade arbeiten, Sie befinden sich immer in derselben Oberfläche, ohne Unterbrechungen. Alles ist in einem System verbunden, sodass Sie sich mit nur wenigen Klicks von einem Test zum anderen bewegen können, ohne dafür das System zu wechseln oder Daten und Informationen transferieren zu müssen.

Professionelle Prozesse fördern die Kunden- bzw. Patientenbeziehung

Eine integrierte Lösung ermöglicht es Ihnen effizienter zu arbeiten und mehr Zeit für Ihre Kunden und Patienten zu haben. Die entspannte, professionelle Atmosphäre wirkt beruhigend auf Ihre Kunden und Patienten, sodass Sie für Ihre Beratung zugänglicher werden und Sie automatisch mehr Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Leistungen erhalten.

Flexible und genaue Datenverarbeitung

Mit integrierten Geräten müssen Sie nicht mehr über die Eingabe und Wiedereingabe von Patienten- und Kundendaten nachdenken. Sämtliche Daten und Informationen folgen Ihrem Kunden/Patienten vom Anfang bis zum Ende und sind stets abrufbar für Ihre Analysen, während der Beratung oder für Ihre Berichte. Dank einer integrierten Lösung von Natus können Sie professionelle, personalisierte Berichte erstellen und dabei auch Daten von verschiedenen Geräten in einem Bericht behandeln.



Zusammen für mehr Effizienz



Aurical® Otocam 300

Die Aurical Otocam 300 ist ein leichtes und einfach zu bedienendes Video-Otoskop mit ergonomischem Design und einer eingebauten Heizung für noch schärfere Bilder. Zwei Tasten auf dem Otoskop steuern die Hauptfunktionen und der direkte Zugriff von der Aurical Freefit auf das Gerät erleichtert die Positionierung der Sonde und ermöglicht schnelle Sichtprüfungen während der Sondenmikrofonmessung.



Madsen® Astera²

Madsen Astera² ist ein fortschrittliches klinisches Audiometer und Sprachaudiometer, das Präzision, Flexibilität und Effizienz bietet. Unabhängig davon, ob Sie in einer großen Gesundheitseinrichtung oder einem Ein-Personen-Unternehmen tätig sind, dieses Hochfrequenz-Audiometer bietet Ihnen eine vollständige Palette an Audiometrietests sowie spezielle Module für die Spezialisierung auf Tinnitus und Pädiatrie. (Otosuite unterstützt die komplette Produktpalette der Natus-Audiometer, vom Madsen Astera², dem Madsen Itera II und dem Madsen Xeta bis zum Aurical Aud).



Madsen® Zodiac

Madsen Zodiac ist die Impedanzlösung von Natus. Von Grund auf mit speziellem Fokus auf die Sonden konzipiert, bietet Madsen Zodiac die Kontrolle, das Vertrauen und die Effizienz, die Sie für erfolgreiche Ergebnisse bei Mittelohranalysen benötigen. Wählen Sie zwischen dem Quick Check für Tympanometrie und Reflex-Screening oder dem Diagnostic/Clinical für erweiterte Tests.



Madsen® Capella²

Madsen Capella² ist ein leistungsfähiges OAE-System für alle Altersklassen, das genaue und objektive Analysen der Cochlea-Funktion liefert. Intuitiv und benutzerfreundlich bietet Madsen Capella² dynamische Funktionen für OAE-Tests in einem modernen Workflow, einschließlich der Fähigkeit die Sondenanpassung vor und nach der Messung durchzuführen. Vergleichen Sie mit dem Madsen Capella² Ihre Ergebnisse auch ganz einfach mit Normwerten.



Aurical®

Aurical ist eine komplette und modulare Anpasslösung mit einem einzigartigen Design. Es hat alles, was Sie brauchen: Ein echtes Anpass-Audiometer. Eine drahtlose und binaurale Sondenmikrofonmesseinheit (PMM), einen Schallfeldverstärker und eine integrierte Hörgeräte-Messbox die unabhängig – oder mit den anderen Komponenten – funktioniert. Innovative FitAssist- und Beratungswerkzeuge unterstützen Sie im Anpassprozess und machen eine erstklassige Anpassung für Sie möglich – jeden Tag und bei jedem Kunden.



Otosuite® mit Otosuite® Reports

Die universelle Software Otosuite integriert alles, von Ihren Testdaten bis zu deren Verwaltung und macht Ihren Arbeitsprozess so effizienter und genauer. Otosuite Reports ist ein einfach zu bedienendes Software-Tool, mit dem Sie professionell aussehende Berichte schnell und einfach erstellen und teilen können. Otosuite Reports kombiniert und verwendet Daten von einem oder mehreren Ihrer Natus-Geräte, so dass Sie Ihre eigenen standardisierten Berichte erstellen können. Otosuite ist EMR-ready (Electronic Medical Records) und Noah-kompatibel.

Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 7-26-4705-DE Rev03

natus

Natus Medical Incorporated

[natus.com](https://www.natus.com)