



Schnelles und effizientes Impedanz-Screening

Spüren Sie den Unterschied


Madsen Zodiac ist die Impedanztest-Lösung von Natus. Bei der Entwicklung von Madsen Zodiac haben wir von Anfang an sehr eng mit Hörgeräteakustikern und Audiologen wie Ihnen zusammen gearbeitet, sodass die Lösung nun die Kontrolle, Zuverlässigkeit und Effizienz bietet, die Sie für erfolgreiche Impedanztests benötigen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde bei der Konzeption des Madsen Zodiac den Sonden und Ihren Arbeitsabläufen mit diesen geschenkt. Die Lösung ist zuverlässig, reaktionsschnell und besonders einfach anzuwenden. Sie können sich auf den Kunden konzentrieren und gleichzeitig die Testeffizienz und den Testerfolg steigern. Madsen Zodiac eignet sich für die Anwendung bei Kindern und Erwachsenen.



Otosuite®
UNIVERSUM

natus®



Anzahl der täglichen Tests erhöhen

Die Schnelltestversion von Madsen Zodiac ermöglicht eine effizientere Durchführung von Tympanometrie- und Reflex-Screenings. So können Sie bei einem höheren Maß an Kontrolle jeden Tag mehr Kunden testen – oder für einen effizienteren Arbeitsablauf ganz einfach Impedanztests in Ihr Hörakustikprotokoll aufnehmen. Das perfekt für Screenings geeignete hygienische und unkomplizierte Design besitzt ausschließlich die Tasten und wichtigen Tests, die Sie benötigen. Die flache Menüstruktur sorgt durch beleuchtete Tasten mit Einzelfunktionsbelegung für eine einfache Navigation und ermöglicht es Ihnen so, sich auf den Kunden zu konzentrieren. Die PC-basierte Version läuft auf der intuitiven Otosuite-Software.

Eine einfachere Methode für eine zuverlässige Abdichtung

Die Screener-Sonde verfügt über ein einzigartiges ergonomisches Design für eine einfachere, schnellere und stabilere Platzierung. Sie liegt ganz natürlich in der Hand und Sie können sie so halten, wie es für Sie am angenehmsten ist. Dadurch wird es für Sie leichter, die Sonde zu platzieren und den Testdurchlauf zu beginnen.

Nun müssen Sie nicht mehr immer wieder zum Gerät und zurück laufen. Wenn Sie die Abdichtung erreichen, startet der Testdurchlauf automatisch. Die Fernbedienungstaste auf der Sonde ermöglicht Ihnen jederzeit ein einfaches Wechseln von einem Ohr zum Anderen. Lange, stabile Kabel machen es möglich, sich frei zu bewegen und näher an den Kunden heranzutreten.

Für eine Produktvorführung wenden Sie sich bitte an den Natus-Vertreter vor Ort. Oder besuchen Sie hearing-balance.natus.com/zodiac, um weitere Informationen zu erhalten.

Problemloser Druck und leicht zu wechselnde Papierrolle. Mit dem integrierten Drucker können Sie Testergebnisse und Berichte sofort ausdrucken. Die Otosuite-Software bietet unterschiedliche Druckoptionen.



Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 7-26-4725-DE Rev02

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com