


## Screening de inmitancia rápido y eficaz

### Note la diferencia

Madsen Zodiac es una solución de pruebas de inmitancia de Natus. Creada desde cero con la ayuda de profesionales de la audición como usted, la solución Madsen Zodiac proporciona el control, la confianza y la eficacia que necesita para realizar pruebas de inmitancia con éxito.

Madsen Zodiac se ha diseñado teniendo presentes las sondas y su forma de trabajar. Es fiable, fácil de usar y ofrece una gran capacidad de respuesta. Podrá permanecer centrado en sus pacientes, aumentando la eficacia de las pruebas y mejorando su nivel de éxito. Madsen Zodiac es una solución adecuada para su uso tanto en niños como en adultos.





## Atienda a más pacientes todos los días

La versión Quick Check de Madsen Zodiac hace que el screening de timpanometría y reflejo sean más eficaces. Puede realizar pruebas a más pacientes con un mayor control cada día, o introducir fácilmente pruebas de inmitancia como parte de su protocolo de cuidado auditivo para contar con un flujo de trabajo más eficiente. El diseño es limpio y sencillo, perfecto para el screening, y solo tiene los botones y las pruebas esenciales que necesita. La estructura sencilla de menús, con botones claros, de un toque por función, favorece la navegación y le permite centrarse en el paciente. La versión para PC funciona con el intuitivo software Otosuite.

## Un método más sencillo para obtener un sellado fiable

La sonda del equipo de cribado tiene un diseño exclusivo ergonómico para conseguir una colocación más sencilla, rápida y estable. Se sujeta con naturalidad y puede sostenerla de la forma que le resulte más fácil colocarla para empezar las pruebas. Ahora ya no es necesario avanzar y retroceder hacia el dispositivo. La prueba se inicia automáticamente en cuanto se alcanza el sellado. Puede cambiar de oído en cualquier momento mediante el botón del mando a distancia de la

sonda. Además, los cables largos y resistentes le permitirán desplazarse libremente y acercarse a su paciente.

Madsen Zodiac optimiza el screening de la inmitancia. Tanto si elige la versión para PC como la independiente, Madsen Zodiac resulta fácil de usar. Solo tiene que acercarse e iniciar la prueba, es así de fácil e intuitivo.

**Póngase en contacto con su delegado comercial de Natus para una demostración. O bien visite [hearing-balance.natus.com/zodiac](http://hearing-balance.natus.com/zodiac) para obtener más información.**

Impresión sin problemas y rollo de papel de fácil sustitución. La impresora incorporada imprime enseguida los resultados de las pruebas y los informes. El software Otosuite le ofrece varias opciones de impresión a elegir.



**Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.**

©2021 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, sus empresas subsidiarias o afiliadas. 7-26-4725-ES Rev02

**natus**

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)