




Dépistage rapide et efficace par impédancemétrie

Ressentez la différence

Le Madsen Zodiac est un appareil d'impédancemétrie de Natus. Entièrement conçu avec la participation de professionnels de l'audition, le Madsen Zodiac vous offre les niveaux de contrôle, de fiabilité et d'efficacité dont vous avez besoin pour réussir vos tests d'impédancemétrie.

Le Madsen Zodiac a été conçu avec une attention particulière portée sur les sondes et votre confort de travail. Le Madsen Zodiac est fiable, réactif et facile à utiliser. Concentrez-vous sur vos patients, améliorez l'efficacité de vos mesures et réussissez tous vos tests. Le Madsen Zodiac est adapté aux adultes et aux enfants.





Examinez plus de patients chaque jour

Avec la version Quick Check du Madsen Zodiac, réalisez plus efficacement vos tests de tympanométrie et de réflexes. Vous pouvez tester un plus grand nombre de patients chaque jour de manière plus précise – ou intégrer aisément les tests d'impédancemétrie dans votre protocole de soins auditifs et bénéficier ainsi d'une meilleure organisation de travail. Idéal pour le dépistage, l'appareil, par sa conception simple et claire, comporte uniquement les boutons et tests essentiels dont vous avez besoin. La structure unidimensionnelle du menu, agrémentée de boutons lumineux OneTouch à fonction unique, facilite la navigation et vous permet de vous concentrer sur le patient. La version informatisée utilise le logiciel intuitif Otosuite®.

Une parfaite étanchéité

La sonde ergonomique de l'appareil de dépistage est spécifiquement élaborée pour simplifier, accélérer et stabiliser son positionnement. Vous constaterez qu'elle se manie facilement et que vous pouvez la tenir de la manière qui vous convient le mieux afin de la positionner aisément et de commencer les tests. Désormais, il n'est plus nécessaire d'effectuer des allers-retours entre le patient et l'appareil. Le test démarre automatiquement lorsque vous avez obtenu l'étanchéité. Vous pouvez changer

d'oreille quand vous le souhaitez grâce au bouton de commande à distance situé sur la sonde. En outre, des câbles longs et résistants vous permettent de vous déplacer sans entrave et de vous rapprocher de votre patient.

Le Madsen Zodiac simplifie le dépistage par impédancemétrie. Profitez de sa facilité d'utilisation, que vous choisissiez la version informatisée ou la version autonome. Approchez-vous du patient et faites vos tests, c'est aussi simple que cela.

Contactez votre représentant Natus pour demander une démonstration. Ou rendez-vous sur hearing-balance.natus.com/zodiac pour en savoir plus.

Une imprimante pratique et un rouleau de papier facile à remplacer. L'imprimante intégrée publie rapidement les résultats du test et les rapports. Le logiciel Otosuite vous permet de choisir plusieurs options d'impression.



Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !

©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits apparaissant sur ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues, concédées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 7-26-4725-FR Rev02

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com