



## Schnellere Programmierung Effizientere Anpassung

### Sechs Fakten, warum die Hi-Pro 2 die Effizienz Ihrer Anpassung steigert

- Universelle Programmierschnittstelle für alle Hörsystemmarken
- USB-Konnektivität – sofort einsatzbereit
- Schneller als die Hi-Pro Vorgängermodelle
- Keine Schulung erforderlich
- Schnittiges, diskretes Design
- Abwärtskompatibel – funktioniert mit jedem Hörsystem, das von einem Hi-Pro-Gerät programmiert wurde, unabhängig von der Version



# Ihre Verbindung zu mehr Effizienz in der Anpassung



## Optimieren Sie Ihre Hörsystemanpassung

Hi-Pro 2 bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre Hörsystemanpassung zu optimieren. In Zusammenarbeit mit Hörsystem-Herstellern entwickelt, ist die Hi-Pro 2 als aktuellste in der Hi-Pro-Serie längst als Standard in der Hörsystemanpassung anerkannt. Hi-Pro 2 verfügt über eine universelle Hardware-Schnittstelle, um alle Marken und Typen von Hörsystemen zu programmieren - was die Hörsystemanpassung schnell, einfach und zuverlässig macht.

## Sparen Sie Zeit

Mit Hi-Pro 2 sparen Sie Zeit in der Hörsystemanpassung. Die Programmierung ist schneller als bei den Vorgängermodellen. Der High-Speed-Modus ermöglicht eine bis zu fünf mal

schnellere Programmierung von Hörsystemen als mit der USB-Version der Vorgänger Hi-Pro. Die bequeme USB-Plug-and-Play-Konnektivität bedeutet, dass das Gerät sofort einsetzbar ist. Auch eine Schulung ist nicht erforderlich.

## Effizienz steigern

Ein Gerät deckt Ihre Bedürfnisse in der Programmierung. Mit Hi-Pro 2 programmieren Sie alle wesentlichen Hörsysteme. Schnellig und diskret, Hi-Pro 2 kommt als platzsparendes Standalone-Gerät oder als integriertes Modul des Audiometers Aurical® Aud. Hi-Pro 2 ist rückwärtskompatibel, so dass es mit jedem Hörsystem funktioniert, das zuvor mit einem Hi-Pro-Gerät programmiert wurde, unabhängig mit welcher Version.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### PC Schnittstelle:

- Verbindung: USB 2.0 Full-Speed (USB 1.1 kompatibel)
- USB-Schnittstelle: Typ-B-Anschluss (an der Hi-Pro 2 Einheit)

### Stromversorgung:

- Die Hi-Pro 2 wird über den USB-Port des PC mit Strom versorgt

### Betriebssysteme:

- Windows XP Pro SP3, Windows 7 (32 und 64 bit),
- Windows 8 (32 und 64 bit), Windows 10



**Entscheiden Sie sich für eine schnellere Programmierung und eine effizientere Hörsystemanpassung! Erfahren Sie mehr auf [hearing-balance.natus.com/hipro](http://hearing-balance.natus.com/hipro)**

Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.

©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 7-26-9900-DE Rev06

**natus**®

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)